



Make Every Minute Count

AFINION™ Lipid Panel

Det är viktigt att upptäcka personer som lider av eller löper hög risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, så att lämplig läkemedelsbehandling kan sättas in i ett tidigt skede och kombineras med livsstilsrådgivning. För omedelbar uppföljning erbjuder Afinion™ Lipid Panel-analysen en fullständig lipidprofil som kan användas för diagnos och behandling av lipidstörningar: Total kolesterol (Kol), HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, non-HDL och Kol/HDL kvot.



**RESULTAT
MED STOR
NOGGRANNHET
PÅ 7-8 MINUTER**



**HELBLOD, SERUM
ELLER PLASMA**

- ✓ **PROVMATERIAL AV HELBLOD, SERUM OCH PLASMA**
- ✓ **PATIENTNÄRA ANALYS MED HÖG NOGGRANNHET**
- ✓ **SPÅRBARA TILL CRMLN (CHOLESTEROL REFERENCE METHOD LABORATORY NETWORK)**

TRIG
155 mg/dL

HDL
55 mg/dL



AFINION™ LIPID PANEL TESTKASSETT

KOL
205 mg/dL



AFINION™ LIPID PANEL

KOPPLINGEN MELLAN DIABETES OCH HJÄRT-KÄRLSJKDOMAR

Kardiovaskulära riskfaktorer bör utvärderas årligen för alla patienter med diabetes. Dessa riskfaktorer inkluderar dyslipidemi, hypertoni, rökning, en ärftlighet med tidig kranskärlssjukdom och förekomst av albuminuri. Analysring av ACR och Lipid Panel spelar därför en viktig roll i diabetesbehandling.^{1,2}

- Diabetes fördubblar nästan risken för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med risken för icke-diabetiker.³
- Förhöjt HbA1c är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.³
- Över 60 % av alla med typ 2-diabetes utvecklar hjärt-kärlsjukdomar.⁴
- 50 % av alla med diabetes dör av hjärt-kärlsjukdomar.⁵

AFINION™ 2 ANALYSINSTRUMENT

Analysinstrumentet Afinion™ 2 är resultatet av många års kontinuerlig produktförnyelse och förbättringar som ger patientnära, åtgärdsbara provresultat på några få minuter.

Med sin kompakta storlek och testpanel, är Afinion™ 2-systemet idealiskt för patientnära provtagning på läkarmottagningar, kliniker, vårdcentraler, läkarstationer, äldreboenden, akutmottagningar och öppenvårdsmottagningar. Med bara ett kapillärprov får man redan under pågående konsultation mycket noggranna analysresultat för CRP, HbA1c, ACR och Lipid Panel.

PRODUKTNAMN	ARTIKELNUMMER
AFINION™ 2 ANALYSER	1116777
AFINION™ CRP	1116789
AFINION™ HbA1c	1116797
AFINION™ ACR	1116783
AFINION™ LIPID PANEL	1116802

ACR = albumin-kreatininkvot
CRP = C-reaktivt protein

1. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf?ua=1
2. American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2018;41(Suppl 1).
3. <http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/39/3035.full.pdf>
4. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/>
5. <http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/Diabetes/diabetes-heart-disease-stroke/Pages/index.aspx#connection>

© 2020 Abbott. Med ensamrätt. Alla varumärken som hänvisas till här är varumärken som tillhör antingen Abbott-koncernen eller sina respektive ägare. Alla bilder som visas är avsedda endast för illustrativa syften. Eventuella personer på sådana bilder är modeller. 10004227-03 02/21

PROCEDUR I 3 STEG

- 1 Ta provet med hjälp av den integrerade provtagningskapillären.



- 2 Placera provtagningskapillären i testkassetten.



- 3 Placera testkassetten i analysinstrumentet och stäng luckan. Analysen startar automatiskt.



Abbott