

SPECIALIST®

KRÄPPAT POLSTERVADD

Specialist® kräppat polster består av en blandning av bomull och rayon. Det är ett elastiskt och självvidhäftande polster. Polstrets fibrer är mikroveckade, vilket medför att polstret följer varje kroppskontur och ligger på plats utan att glida.

Användningsområde

Som polstring under kalk eller syntetgips.

Bruksanvisning

Sträck polstret och applicera i jämna, överlappande varv. Riv eller klipp av överskottet.

Material

100% bomull och rayon.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Art nr.	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
72304-00	5 cm x 3,6 m	24	144
72304-01	7,5 cm x 3,6 m	12	72
72304-02	10 cm x 3,6 m	12	72
72304-03	15 cm x 3,6 m	6	36



BSN medical AB

Uggedalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se