

BD SafetyGlide™ insulinspruta med stickskydd

- BD SafetyGlide™ insulinspruta har fast kanyl
- Sticksskyddet aktiveras i ett steg med enhandsgrepp omedelbart efter injektion
- Sticksskyddet kan vridas runt sprutan för att säkerställa maximal användarvänlighet och synlighet av gradering



Spruta volym ml	Gradering (insulinenhet)	Kanylstorlek ytterdiameter x G x längd	Antal Ask/transportförpackning	Artikelnummer BD
0,3 ml	1	0,25 mm x 31G x 8 mm	100/400	305937
0,5 ml	1	0,30 mm x 30G x 8 mm	100/400	305934
0,5 ml	1	0,33 mm x 29G x 13 mm	100/400	305932
1 ml	1	0,33 mm x 29G x 13 mm	100/400	305930



Artikelnummer BD: 305937



305934



305932



305930

Materialinnehåll

Spruta Cylinder: Polypropylen
Spruta Kolvstång: Polystyren
Spruta Gummipackning: Polyisopren
Kanyl: Rostfritt stål
Kanylfattning: Polypropylen
Kanylskydd: Polypropylen med färgämne
Lim: UV-lim
Smörjmedel: Silikon av medicinsk kvalitet
Tryckstång Polykarbonat
Adapter: Polykarbonat

Förpackningsmaterial

Produktförpackning: Medicinskt graderat papper och plast film
Avdelningsförpackning: Kornerad kartong
Transportförpackning: Kornerad kartong

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC (Klasse IIa)



Sterilisering
Strålning (gamma)



5 år



Latexfri

Becton Dickinson AB

Marieviksgatan 25
117 43 Stockholm

+46 (0)8 775 51 60
bds sweden@bd.com
bd.com/se/diabetes

