

Remiss för kliniska prover inom hälso och sjukvård, även körkortsärenden.

Analys utförs vanligen först med immunologisk metod. Vid positivt resultat verifieras dessa prover med annan metod, vanligen LC/MS om inget annat avtalats med kund.

Vissa analyser analyseras direkt med LC/MS.

EXEMPEL
Kvalitetssäkrade drogtester –
Hälso och sjukvård
Version MBR 12

Provtagning urin

Övervakad provtagning.

Ett rör med 8-10 ml urin, försegla med sigill märkt med urin.

Fyll i uppgift om läkemedel.

Provtagaren signerar på remissen.

Provtagning saliv

Be provlämnaren att tömma munnen på matrester, tuggummi och tobak.

Be provlämnaren att samla/hålla saliv i munnen.

Placera uppsugningsdelen under tungan och stäng munnen.

Ett indikatorfönster blir blått när 1 ml saliv har samlats upp.

Öppna behållaren med buffert och håll den upprätt.

Stoppa ner hela provpinnen i behållaren med buffert.

Sätt på den röda korken. Märk röret med sigill-remsan märkt med saliv.

Fyll i uppgift om läkemedel.

Provtagaren signerar på remissen.

För mer information om våra droganalyser, se [anvisningar.se](https://www.unilabs.se/anvisningar)

Unilabs AB behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra medicinsk diagnostik samt efterlevnad av lagenlig skyldighet.

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter, vänligen se [unilabs.se/personuppgiftspolicy](https://www.unilabs.se/personuppgiftspolicy)