




Trachealkanyl

Crystal Clear Trachealkanyl

Trachealkanyl med eller utan lågtryckscuff. Roterbar 15 mm anslutning. Transparent krage, röntgen linje och obturator. Den koniska spetsen på kanylen underlättar införandet, även vid perkutan dilatationsteknik. Levereras med bomullsband. Sterila för engångsbruk.
Material: Termosensitiv PVC.

Med cuff

Artikel-nummer	Ref.nummer	Storlek	ID / YD mm	Längd mm	Avd. förp.
10011808	121610-000035	3,5	3,5 / 5,3	47,0	5
10011809	121610-000040	4,0	4,0 / 5,9	54,0	5
10011810	121610-000045	4,5	4,5 / 6,5	54,0	5
10011811	121610-000050	5,0	5,0 / 7,0	57,0	5
10013681	121610-000055	5,5	5,5 / 7,5	58,0	5
10011812	121610-000060	6,0	6,0 / 8,7	64,0	5
10011813	121610-000065	6,5	6,5 / 8,7	64,0	5
10011814	121610-000070	7,0	7,0 / 10,0	70,0	5
10011815	121610-000075	7,5	7,5 / 10,7	75,0	5
10011816	121610-000080	8,0	8,0 / 11,3	81,0	5
10011817	121610-000085	8,5	8,5 / 11,3	81,0	5
10011818	121610-000090	9,0	9,0 / 12,7	87,0	5
10016269	121610-000095	9,5	9,5 / 12,7	87,0	5
10012772	121610-000100	10,0	10,0 / 14,0	95,5	5

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00 www.mediq.se, kundservice@mediq.com

Crystal clear Trachealkanyl_2022-11_v2

Vänd

Utan cuff

Artikel-nummer	Ref.nummer	Storlek	ID / YD mm	Längd mm	Avd. förp.
10011819	121710-000035	3,5	3,5 / 5,3	47,0	5
10011820	121710-000040	4,0	4,0 / 5,9	54,0	5
10013682	121710-000045	4,5	4,5 / 6,5	54,0	5
10011917	121710-000050	5,0	5,0 / 7,0	57,0	5
10011918	121710-000055	5,5	5,5 / 7,5	58,0	5
10011919	121710-000060	6,0	6,0 / 8,7	64,0	5
10011920	121710-000065	6,5	6,5 / 8,7	64,0	5
10011921	121710-000070	7,0	7,0 / 10,0	70,0	5
10011922	121710-000075	7,5	7,5 / 10,7	75,0	5
10011923	121710-000080	8,0	8,0 / 11,3	81,0	5
10011924	121710-000085	8,5	8,5 / 11,3	81,0	5
10011925	121710-000090	9,0	9,0 / 12,7	87,0	5
	121710-000095	9,5	9,5 / 12,7	87,0	5
10011926	121710-000100	10,0	10,0 / 14,0	95,5	5

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00 www.mediq.se, kundservice@mediq.com