



# Iso-Gard® Filter

## Bakterie-/virusfilter för andningssystem somskyddar patient och utrustning från kontamination.

- Tidalvolym 150-1000 ml
- Dead-space 26 ml (rakt), 30 ml (vinklat)
- Vikt 22 g (rakt), 23 g (vinklat)
- Kopplingar 15/22 mm, ISO 5356-1
- Mediumfiltrerin: Hydrofobiskt, elektrostatiskt biopolärt laddade fibrer
- Filtreringseffektivitet: 99,9999% / 99,99% BFE/VFE-tester utförda av oberoende laboratorier
- Flödesmotstånd: vid 60 l / min - max 1,6 cm H<sub>2</sub>O
- Förpackning: Enstycksförpackade Avd.förp. 25 st, trsp.förp. 250 st
- LOT-nummer finns på samtliga förpackningsenheter
- Svensk instruktion/bruksanvisning i varje avdelningsförpackning
- Latexfritt

### Kontraindikationer!

- Iso-Gard® Filter ska inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
- Använd inte ISO-GARD® Filter i samband med aktiva befuktare eller vid nebulisering.
- Förfukta inte.

### Artikelnummer:

Rakt HU-19212  
Vinklat HU-18212

Hygienförpackade

### OBS!

- Byte rekommenderas var 24:e timme
- Byt fuktvärmeväxlare vid tecken på obstruktion
- Endast för engångsbruk

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

Produkt	Material	Vikt i gram		Rest efter förbränning
		Rakt	Vinklat	
Hylsa				
A) Övre delen, rak	Polymetylmetakrylat copolymer	13,2	11,9	Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Polypropen	8,8	8,8	Koldioxid och vatten
Filter	Polypropen	0,6	0,6	Koldioxid och vatten
Propp	Polypropen	0,4	0,4	Koldioxid och vatten
Förpackning				
A) Övre delen	Papper	0,8	0,8	Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Flerskikts plastfilm av Polyeten-copolyamid	2,0	2,0	Koldioxid och vatten och Kväveoxid (< 1,7 % av volymen, 2,7 % av vikten)
Avdelningsförpackning	Papper	164,0	164,0	Koldioxid och vatten

Förbränning av Humid-Vent® Filter Light ger lika mycket som 93 g CO<sub>2</sub> eller 232 minuters normalandning.  
En person ( 70 kg ) utandas ungefär 24 g CO<sub>2</sub> / timme.

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-07