



Humid-Vent® Filter Small

Kombinerad fukt-/värmväxlare och bakterie-/virusfilter med port för CO² mätning

- Tidalvolym 150-1000 ml
 - Dead-space 26 ml (rakt), 27 ml (vinklat)
 - Vikt 21 g (rakt), 22 g (vinklat)
 - Kopplingar 15/22-15 mm, ISO 5356-1
 - Medium befuktning: Hygroskopiskt mikrowellpapper. Bakteriestatiskt
 - Mediumfiltrering: Hydrofobiskt, elektrostatiskt bipolärt laddade fibrer
 - Flödesmotstånd: vid 30 l / min - 2,1 cm H₂O
 - Befuktningseffektivitet:
Vid V_T 500 ml - 30 mg H₂O / l luft
Vid V_T 750 ml - 29 mg H₂O / l luft
Vid V_T 250 ml - 31 mg H₂O / l luft
Testmetod: ISO 9360
 - Filtreringseffektivitet:
Bakterier 99,9999% @ 0,6 microns
Virus 99,99% @ 0,027 microns
 - Förpackning: Enstycksförpackade
Avdelningsförpackning: 50 st
Transportförpackning: 200 st
 - LOT-nummer finns på samtliga förpackningsenheter
 - Svensk instruktion/bruksanvisning i varje avd.förp.
 - Latexfri
- OBS!**
- Byte rekommenderas var 24:e timme
 - Byt fuktvärmväxlare vid tecken på obstruktion
 - Endast för engångsbruk
 - Beakta systemets totala dead-space före användning
- Kontraindikationer!**
- Humid-Vent® Filter Small ska inte användas på patienter med kraftig sekretutsöndring i luftvägar och lungor.
 - Förfukta inte.
- | | Artikelnummer: | Ref nr: |
|------------------|----------------|----------|
| Rakt | 10012706 | HU-19502 |
| Vinklat | 10012702 | HU-18502 |
| Hygienförpackade | | |

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail: kundservice@mediq.com

2023-09

Produkt	Material	Vikt i gram		Rest efter förbränning
		Rakt	Vinklat	
Hylsa				
A) Övre delen	Polymetylmetakrylatcopolymer	6,6	7,6	Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Polypropen	9,6		Koldioxid och vatten
Medium	Papper, impregnerat med CaCl ₂	3,6		Koldioxid och vatten
Filter	Polypropen/akryl	0,4		Koldioxid och vatten
Luerpropp	ABS	0,6		Koldioxid och vatten
Förpackning				
A) Övre delen	Papper	0,8		Koldioxid och vatten
B) Nedre delen	Flerskikts plastfilm av Polyeten-copolyamid	2,0		Koldioxid och vatten och Kväveoxid (< 1,7 % av volymen, 2,7 % av vikten)
Avdelningsförpackning	Papper	164,0		Koldioxid och vatten
Transportförpackning	Papper	920,0		Koldioxid och vatten

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail: kundservice@mediq.com