

# PRODUKTINFORMATION

## THERMOVENT®T & THERMOVENT®T2



### FUKT OCH VÄRMEVÄXLARE

- För trakeostomerade patienter som spontanandas
- Effektiv värme- och fuktväxling
- Media av korrugerat papper
- Kan användas upp till 24 timmar
- Thermovent T2 har en lättöppnad port som underlättar en snabb och enkel åtkomst med sugkateter för att avlägsna sekret.
- Thermovent T2 har en integrerad syrgasnippel som kan användas för att öka syrgaskoncentrationen upp till 60%
- Det genomskinliga höljet ger ett estetiskt intryck och visualiserar föroreningar
- Mjukt avrundade kanter för ökad patientkomfort.
- 15 mm hon konnektor
- PVC & DEHP fri syrgasslang kan beställas separat (art nr 100/575/022)
- PVC/DEHP fri produkt

Benämning	Art nr	Enhet	Avdfp
Thermovent®T2, med integrerad O2 nippel	100/570/022	st	50
Thermovent®T	100/570/015	st	50

Art nr	Tidal-volym	Dead-space	*HME output mg H2O/l	vikt (gram)	*Flödesmotstånd /cm
100/570/022	>70 ml	11	25 vid 500 ml Vt	7,5	2,0 vid 60
100/570/015	>70 ml	11	25 vid 1000 ml Vt	5,0	0,7 vid 60

\* Mer information finns i användarinstruktionen

#### Smiths Medical Sverige AB

Box 1143, 164 22 Kista  
Tlf. 08 - 594 772 50  
Fax.08 - 594 772 69  
info.sweden@smiths-medical.com  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Product(s) described may not be licensed or available for sale in all countries. The Smiths Medical design mark is a trademark of Smiths Medical. The symbol® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries.  
©2012 Smiths Medical. All rights reserved. SE\_10cGPI\_100570\_2