



En transparent silikonfilm för patienter med ömtålig hud^{1,2}

Silikonfilm för fixering av slangar och primära förband¹

 **smith&nephew**

OPSITE[◊]
FLEXIFIX GENTLE

Transparent film med
silikonvidhäftning på rulle

Supporting healthcare professionals

OPSITE[◇] FLEXIFIX GENTLE Transparent Silikonfilm på rulle som kombinerar transparens² och genomsläpplighet³ lämplig för patienter med ömtålig hud.¹

Egenskaper och dess fördelar



Silikonfilm lämplig för patienter med ömtålig hud¹

OPSITE FLEXIFIX GENTLE silikonfilm på rulle möjliggör att kunna lyfta på förbandet och återapplicera utan att det tappar sin vidhäftande förmåga.⁴ Silikonfilmen minimerar risken för kapillärdragning i huden och minimerar obehag vid borttagande av förband.^{1,5}



Vattentätt⁷

OPSITE FLEXIFIX GENTLE på rulle är en vattentät film som kan sitta på plats i upp till 7 dagar.^{6,7}



Bakteriebarriär⁸

Toppfilmen på OPSITE FLEXIFIX GENTLE på rulle fungerar som en barriär som hjälper till att förebygga bakteriell kontamination av såret.



Lågfriktionsfilm⁹

OPSITE FLEXIFIX GENTLE på rulle minimerar risken för friktion mellan patientens hud och kontaktytan.⁹ Friktion och skjuvning är bidragande orsaker till skador i vävnaden och ökar risken för blåsbildning/trycksår i vävnaden.^{9,10}



Enkelt att använda

Transparensen på OPSITE FLEXIFIX GENTLE på rulle hjälper till att få förbandet på rätt plats. Förbandet kan också enkelt klippas till den storlek som önskas för varje individuell patient och därmed minska svinn av produkten.²



Följsamt⁹

OPSITE FLEXIFIX GENTLE film på rulle är ett flexibelt filmförband designat för följsamhet kring patientens kropp och som möjliggör att såret andas.^{3,8}



Hjälp att skydda sårområdet från UV-strålning¹¹

OPSITE FLEXIFIX GENTLE film på rulle filtrerar ultraviolett ljus och hjälper till att skydda sårområdet från solskador.¹¹

**In vitro*

Indikationer

- Fäster primära förband
- Underlättar fixering av slangar
- Skyddar huden från friktion och kontaminering
- Skyddar huden kring stomier och under katetrar



Storlek	Kartong	S&N art.nr.
OPSITE FLEXIFIX GENTLE Rulle		
2.5cm x 5m	1 Rulle	66801195
5cm x 5m	1 Rulle	66801196
10cm x 5m	1 Rulle	66801197

Smith & Nephew
Croxley Park, Building 5,
Hatters Lane, Watford,
Hertfordshire WD18 8YE

www.smith-nephew.com

T +44 (0) 1923 477100
F +44 (0) 1923 477101

¹Trademark of Smith & Nephew
All Trademarks acknowledged
©December 2019 Smith & Nephew
16939

För detaljerad produktinformation, inklusive indikationer, kontraindikationer, försiktighet och varningar, vänligen läs produktens bruksanvisning för användare (IFU) före användning.

Supporting healthcare professionals for over 150 years

References

1. Hurd, T., Gregory L., Jones A., Brown S. A multicentre in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3. 2. Smith and Nephew 2012. W11429/R9. Usability Study of Flexifix Gentle In comparison to Flexifix Technical Study Report. 3. Smith and Nephew 2014. DS/14/004/R. OPSITE Flexifix Gentle Physical Testing. Data on File report. 4. Smith and Nephew 2008. ALLEVYN Gentle Border dressings assessment in terms of retention on thighs - HVT046. Internal Report. GMCA-DOF/04. 5. Smith and Nephew 2008. HVT050. An open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex border Dakota (10x10) dressings. Volunteer trial summary report. 6. Mosa F. Assess the fixation properties of the Flexifix Gentle Product in conjunction with dressings and Aderma. Internal Report VE016. 50% Allevyn non adhesive kept in place by day seven. 7. Smith and Nephew 2012. DS/12/199/R. Project Lascaux-Comparative Waterproofness Testing. 8. Smith and Nephew 2009. DS/09/062/R1. Opsite Flexifix Bacterial Barrier. 9. Smith and Nephew 2014. DS/14/004/R. OPSITE Flexifix Gentle Physical Testing. 10. Orsted, HL., Ohura T., Harding K. Pressure ulcer prevention: pressure, shear, friction and microclimate in context. A consensus document. London: Wounds International, 2010. 11. Smith and Nephew 2012. Analytical Report, DS.12.191.R. Ultra violet transmission testing of Flexifix gentle.