

## Tungspatel av trä



### Ingående delar/material

**Trä:** Vit björk

**Storlek:** Längd: 15 cm  
Bredd: 20 mm  
Tjocklek: 1,5 mm

**Sterilisering:** Produkten kan steriliseras i EO eller i ångautoklav vid 121 alt. 135°C

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Längd	St/AFP	St/TFP	MBA
5118101	15 cm	100	50 x 100 = 5000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Engångsartikel för undersökning av munhåla och svalg.

### Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna asken genom att lyfta på locket. Ta ut en tungspatel och stäng därefter locket.
2. Tungspatel placeras försiktigt mot tungan för att förbättra sikten vid undersökning av munhåla och svalg.
3. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt


Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



 **Manufacturer:**  
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

 **Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

 **EU-REP:**  
Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium