



Bowie Dick test

Bowie Dick test

Färdig testförpackning för daglig kontroll av Bowie & Dick test enligt ISO/EN 285. Standard EN ISO 11140-1:2005 (klass 2) och EN ISO 11140-4:2007. Indikator-arken som är placerade i mitten av en tjock bunt av pappersark ändrar sin färg från vitt till svart vid godkänd körning.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Avd.förp.
10015709	DCG2	Bunt med pappersark	1/20

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com