

Wellion® CALLA Glukos teststickor

Teststickorna är glukosspecifika biobaserade teststickor som mäter blodsockervärdet i kapillärt blod. Stickorna är känsliga för fukt och ljus, därför ska burkens lock stängas så snart det går efter öppnandet. Teststickornas storlek ger ett bra och stabilt grepp.



Apotekets varunummer	Artikelnummer	Produkt	Antal/fp
730492	WELL915	Glukos teststickor	50 st
730491	WELL910	Glukos teststickor	10 st

Specifikationer

Hållbarhet	18 månader, se utgångsdatum på förpackningen
Hållbarhet, öppnad förpackning	6 månader efter öppnandet
Testtid	6 sek
Blodmängd	0,6 µl
Förvaringstemperatur	4 - 30° C
Kompatibel mätare	Wellion CALLA

Ände för blodprov
eller kontrollösning



Kontaktände, sätts i
blodsockermätaren

Observera:

- teststickorna kan endast användas en gång
- använd inte teststicka vars utgångsdatum har passerat
- skriv datum på etiketten när burken öppnas
- förvara teststickorna på en torr och sval plats
- håll teststickorna från direkt solljus och värme
- stäng locket direkt efter att en teststicka tagits ur burken
- tvätta och torka händerna före användning

Ytterligare information finns i bruksanvisningen som medföljer varje blodsockermätare och i bipacksedeln i teststickornas förpackning.

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE

MED TRUST Sweden AB • Box 30106 • 200 61 LIMHAMN • Tel.: (+46) 040-157775
• e-post: info@medtrust.se • www.medtrust.se • www.wellion.se