

Aquasonic CLEAR® ultraljudsgel

Art no: 03-08, 03-50

Aquasonic CLEAR ultraljudsgel är en osteril, vattenlöslig gel som inte lämnar fläckar som endast är avsedd för utvärtes bruk och kan användas med alla kommersiellt tillgängliga ultraljudsenheter.

Aquasonic CLEAR ultraljudsgel ligger i förpackningar om antingen 250 ml (**art no 03-08**) eller om 5 L (**art no 03-50**), där den större förpackningen kommer inklusive en påfyllningsbar 250 ml flaska.

Återanvändbara flaskor ska tvättas i varmt tvålsvatten, sköljas och torkas noggrant före påfyllningen.

Används på:

- Intakt, oskadad hud.
- Patienter på inrättningar där korskontaminering är en minimal risk.
- Lågriskpatienter och för procedurer på inrättningar för icke-akut vård.

Läs den medföljande bruksanvisningen eller din inrättnings föreskrifter, om de skiljer sig åt.

Aquasonic CLEAR ultraljudsgel tillverkas av Parker Laboratories Inc.

