

## Produktblad Näringspreparat med tillbehör

### Slang till Symphony

Slang av silikon som används till och passar till Symphony bröstpump och kopplas mellan brösttratt och membran.



### Membran komplett till Symphony

Membran bestående av en membranhatt och ett skyddsmembran. Membranet placeras på bröstpumpen Symphonys membranenhet för att skapa en tätning. Membranet kopplas ihop med slang av silikon. Vid dubbelpumpning placeras två membran och två slangar på bröstpumpens membranenhet.



800.0659	Slang till Symphony, 105 cm	Silikon	CE-märkt
800.0608	Membran komplett till Symphony	PP	CE-märkt