

pH Neutral - Produktinformation

Beskrivning


pH Neutral är en 2 minuters ögonsköljningslösning för olyckor med syror och baser. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp, som säkerställer att ögonsköljvätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör, att du kan skölja bägge ögonen samtidigt. Ögonsköljflaskorna är CE-märkta i hänsyn till de gällande regler för medicinsk utrustning, och omfattar även Rådets Direktiv 93/42/EÖF för medicinsk utrustning. Säkerhetsdatablad kan rekvideras.



Användningsområde

Vid olycka med syror eller baser gäller det att så snabbt som möjligt neutralisera kemikalien till ett pH-värde omkring 7,4 svarande till ögats normala pH-nivå. Vid användande av normalt vatten eller 0,9 % natriumklorid uppnår du endast en utspädnings- och skölj-effekt (se figur 1 nedan). Du kan rekvidera ytterligare dokumentationsmateriel om pH Neutrals verkan och effektivitet. Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi fortsatt sköljning till läkar besök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid.

Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!



* En titreringsanalys utförd i laboratoriet (in vitro) hos Plum A/S. I testen blev pH Neutral och 0,9 % natriumklorid gradvis tillsatt en lösning med 1 droppe svavelsyra + 40 ml vatten respektive 1 droppe kaliumhydroxid + 40 ml vatten. Ändringen av pH-värde och mängden sköljvätska blev mätt.

pH Neutral - Produktinformation



Dina fördelar:

- Hög funktionssäkerhet – flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
- Flexibla systemlösningar – små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen. Eller små mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och förstahjälpen väskan eller i den speciella bältesväskan
- Brett användningsområde (f.eks. industri, laboratorier, förstahjälpen väskor, mobil användning i varubilar, fickor etc.)
- Enkel och snabb användning – kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistance
- Lång hållbarhet – öppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
- Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Så här lätt sköljer du:



Flaskan tas ut från ögonsköljboxen



Vrid ögonkoppen tills förseglingen bryts



Luta huvudet bakåt och skölj



Luta dig eventuellt framåt och skölj om du vill undvika att blöta ned kläderna

Bruksanvisning:

Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utloppsdatum (se etikett). Använd inte produkten, om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns risk för infektion vid användning!

Flaskornas storlekar:

Innehåll	200 ml	500 ml DUO
Varunr.	4752	4801
Sköljtid	ca. 2 min.	ca. 2 min.
Mått	H 165 x ø 55 mm	H 220 x ø 75 mm