



Vi presenterar F&P Nivairo™ helansiktsmasker för NIV-behandling på sjukhus.

F&P Nivairos Intelligent Seal, med de avancerade tätningarna RollFit™ och TubeFit™, möjliggör bättre passform för patienter såväl som runt sonder.

Dessutom möjliggör F&P Nivairo Sensitive Care av patienterna med en mjuk tätning, andningsbara ErgoFit™-huvudband och en naturlig form som passar alla.

Intelligent Seal
Sensitive Care™



Funktioner och fördelar

Intelligent Seal

Innovativ tätning med RollFit bidrar till att minimera trycket på näsryggen medan TubeFit-zoner minimerar läckage runt sonder. Den övergripande tätningsprestandan förbättras, vilket kan möjliggöra bättre tillförsel vid NIV-behandling.



Sensitive Care™

Den mjuka RollFit-tätningen av silikon anpassas automatiskt till olika ansiktsformer. ErgoFit-huvudbanden andas och är enkla att justera till en bra passform. Bättre passform ger bättre patientföljsamhet.



Intuitiv användning

ErgoFit-huvudbanden är enkla att sätta på plats, justera och ta bort. TubeFit-zonerna minskar behovet av en ytterligare tätningsdyna för patienter med sond, vilket förenklar inpassningen.



F&P Nivairo finns i två varianter:

RT045 - variant med antikvävningsventil för enslangssystem. **RT046** - standardvariant med vinkelkoppling för tvåslangssystem.

Med F&P Nivairo, som finns i fyra storlekar (XS, S, M och L), kan du vara säker på att hitta rätt passform till patienten.

RT046



TubeFit-tättningszoner

Förenklar tätningen runt matningsslangar.



Dubbel vridbar vinkelkoppling

Roterar fritt för att medge flexibilitet vid positionering av slangset. Möjliggör ett mer naturligt rörelsemönster för patienten.



RT045



Självjusterande hjässrem

Den självjusterande hjässremmen underlättar inpassning, bibehåller maskens position under behandlingen och bidrar till att minska trycket över näsryggen.

RollFit-tätning

Ger exakt och effektiv tätning genom att den justeras automatiskt på näsryggen.

Easy Clips

Är placerade på båda sidorna av masken för enkel borttagning och återinpassning.

ErgoFit-huvudband

Av mjukt tyg som andas, vilket är behagligare för patienten. Rogivande färger som underlättar inriktningen under inpassningen. Enkel justering möjliggör en exakt passform.

Intelligent Seal



Det känns nästan som att tätningen samarbetar med dig eftersom den justeras automatiskt, anpassar sig till patientens ansikte och bidrar till bibehållen följsamhet under NIV-behandlingen.



Den smidiga RollFit-tätningen ger en bekväm passform gång efter gång - med minimalt läckage. TubeFit-zoner skapar bra tätning runt patientens sonder.

RollFit-tätning
som justeras
automatiskt

TubeFit-
tättningszoner
för sond



Mjuk silikontätning

ErgoFit-huvudband
som andas

Naturlig
utformning

På Fisher & Paykel Healthcare förstår vi hur viktig patientens upplevelse av masken är för att NIV-behandlingen ska bli effektiv. F&P Nivairo har utformats med patienternas behov i åtanke.

Tack vare komforten av den mjuka silikontätningen och ErgoFit-huvudbanden som andas, såväl som maskens utformning som passar alla huvuden, möjliggörs en positiv patientupplevelse.

Intuitiv användning



Storleken spelar roll. Eftersom inte alla patienter har samma ansiktsstorlek är storleksväljaren SizeMe™, som medföljer varje F&P Nivairo-mask, till stor hjälp för att välja en optimal storlek.

När den lämpligaste storleken valts är inpassning, justering och borttagning av F&P Nivairo enkelt för patienten. ErgoFit-huvudbanden med självjusterande hjässrem gör att den första inpassningen blir ännu lättare, och med Velcro®-hakremmarna kan maskens position justeras exakt.

SizeMe maskstorleksväljare

Lätt att passa in och ta bort

Enkel och exakt justering



F&P Optiflow™ –
effektiv NIV-
stödbehandling

Kompatibel med
F&P befuktade
slangset*

F&P Nivairo-masker är kompatibla med F&P befuktade slangset* och tillför patienten befuktning under NIV-behandlingen – vilket optimerar patientkomforten och -följsamheten.

När patienten ska återhämta sig är F&P Optiflow-anslutningen ett alternativ till NIV-stödbehandlingen. Genom att byta mellan anslutningar ansätts olika kontaktpunkter på huden, vilket förhindrar tryckskador. Allteftersom längden på stödbehandlingen ökar kan F&P Optiflow underlätta avväjningen från NIV!

Specifikationer

F&P Nivairo helansiktsmasker för NIV-behandling på sjukhus	Variant med antikvävningsventil	Standardvariant med vinkelkoppling
F&P Nivairo X-small F&P Nivairo small F&P Nivairo medium F&P Nivairo large	RT045XS RT045S RT045M RT045L	RT046XS RT046S RT046M RT046L
Masktyp	Icke-ventilerad med antikvävningsventil	Icke-ventilerad med vinkelkoppling
Arbetstryck	4-25 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Rekommenderade F&P 850™ slangset	RT219/RT319	RT380 eller RT210/RT200
Antal per kartong	10	10
Avsedd användning	Enpatientsbruk, högst 14 dagar	
Material	Silikon, acetal, polykarbonat, nylon, elastan, polyester, polyeter/polyuretanskum, polyester/polyuretanskum	
Tillverkningsläge	Icke-invasiv enhet, medicinskt ren	
Förstöring	Förbränning eller enligt sjukhusets protokoll	
Klassificering	AU - RT045XS/S/M/L, RT046XS/S/M/L, Klass IIa; EU - RT045XS/S/M/L, RT046XS/S/M/L, Klass IIa	
Anmält organ	TÜV Product Services GmbH	



Intelligent Seal Sensitive Care™

www.fphcare.com/nivairo