



Artikelnummer 1999905375



## Byxor, ABENA Pants, Special S-M2, Premium

- ✓ Säker och bekväm passform med ben och extra resårer
- ✓ Extra mjuk för optimal komfort
- ✓ Bidrar till frisk hudbalans
- ✓ Läckagebarriärer för extra skydd
- ✓ Top-Dry-teknik skapar en torr yta för att skydda huden



### Produktbeskrivning

ABENA Pants Special är vårt förstklassiga sortiment av engångsbyxor som kan användas som vanliga underkläder vid måttlig inkontinens. Produkterna har ben och unik elasticitet i både ben- och grenområdet, vilket ger perfekt passform vid fysiska aktiviteter. De är försedda med vårt Top Dry-system som gör dem så behagliga och skonsamma mot huden som möjligt. Byxorna har en modern design, är tillverkade i ett material med hög andningsförmåga och försedda med läckagebarriärer för extra skydd. Tillsammans hjälper dessa funktioner till att skydda huden och bibehålla naturlig pH-balans i huden. De elastiska trådarna ger säker och bekväm passform och odörsystemet minimerar oönskad lukt.



### Produktspecifikationer

|  |  |
|--|--|
| Artikelbenämning   | Byxor  |
| Varumärke  | ABENA  |
| Undervarumärke   | Pants  |
| Storlek  | Special S-M2   |
| Färg   | Vit  |
| Material   | Andningsbart bakfolie (BTBS), ECF fluff, elastan, nonwoven, PE, PP, resin, SAP |
| Ingredienser/sammansättning  | Blå färgkod  |
| Längd/djup   | 790 mm   |
| Bredd  | 760 mm   |
| Höftmått   | 60-110 cm  |
| Tolerans   | +/- 10%  |
| Absorption (Rothwell)  | 1722 ml  |
| Praktisk absorption  | 574 ml   |
| Kvalitetsnivå  | Premium  |
| Märkningar   | CE, MD, UKCA   |
| CE-klass   | Klass I  |
| Produkt- eller teststandarder  | ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001                                    |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning  | MDR (EU) 2017/745  |
| Säkerhetsanvisningar och varningar   | Förvaras utom räckhåll för barn.   |
| På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum: | 5 år   |
| Förvaringsinstruktioner  | Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.                              |
| Instruktioner för produktkassering   | Kan slängas med vanligt hushållsavfall.  |

## Instruktioner för förpackningskassering

Kan återanvändas eller förbrännas.

## Bruksanvisning

Engångsbyxa för måttlig inkontinens som kan användas som vanliga underkläder. Ta på dig byxan på samma sätt som vanliga underkläder, utan att röra vid skyddets insida. Riv upp sidorna efter användning och vid byte. När båda sidorna på byxorna rivits upp, rulla ihop dem och kasta. Enkelt att hitta rätt produktstorlek med färgkoder, namn och nummersystem.

## Förpackning

| Enhet   | Innehåll | Längd   | Bredd   | Höjd  | EAN           |
|---------|----------|---------|---------|-------|---------------|
| kartong | 120 st   | 78.6 cm | 38.5 cm | 37 cm | 5703538458460 |
| fp      | 20 st    | 26 cm   | 18 cm   | 35 cm | 5703538458422 |
| st      | 1 st     |         |         |       |               |



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Produkten andas fullt ut för användarens komfort; även vid långvarig användning. Hjälper att bibehålla hudens integritet.



Luktkontroll är en kritisk faktor för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Effektiva läckagespärar, både synliga och osynliga samt latexfria resårer säkerställer en åtsittande passform, vilket minskar risken för läckage.



Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera tomrum.



En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera tomrum vilket hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Droppsystemlösa som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto bättre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.



Produkten innehåller inte latex.

