

# BD Eclipse™ Säkerhetskanyl



- Minskad risk för oavsiktliga nålstick
- Säkerhetsmekanism aktiveras med en hand omedelbart efter injektion
- Säker och väl synlig/hörbar låsning av säkerhetsmekanismen
- Kan ej reaktiveras
- Minimal förändring av injektionsteknik
- Positionen av nålsögat i förhållande till säkerhetsmekanismen underlättar injektion med liten vinkel
- BD Microlance™ 3 injektionskanyl – unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten



## BD Eclipse™ Säkerhetskanyl, separatförpackad

Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
30 x 1/2	0,3 x 13	Normal	Gul	100/1200	305771
27 x 1/2	0,4 x 13	Normal	Grå	100/1200	305770
25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	100/1200	305760
23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	100/1200	305892
21 x 1	0,8 x 25	Normal	Grön	100/1200	305894
21 x 1 1/2	0,8 x 40	Normal	Grön	100/1200	305895
20 x 1	0,9 x 25	Normal	Gul	100/1200	305899

## BD Eclipse™ Combo, sampackad Injektionspruta och Säkerhetskanyl

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	50/300	305781
3	25 x 1	0,5 x 25	Normal	Orange	50/300	305787
3	23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	50/300	305782
3	22 x 1	0,7 x 25	Normal	Svart	50/300	305788
3	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305783
3	21 x 1	0,8 x 25	Normal	Grön	50/300	305779
3	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Normal	Grön	50/300	305784
5	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305785
10	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305786

### Materialinnehåll

Ansats, kanylskydd och säkerhetsmekanism: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



Sår

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com