



Welch Allyn
Braun ThermoScan®
PRO 6000 örontermometer



Avancerad mätteknik som ger exakta och tillförlitliga temperaturavläsningar utan obehag för patienten

WelchAllyn®



Varför bör man mäta temperaturen i örat?

Kliniska studier har visat att örat är ett perfekt ställe för temperaturmätningar eftersom dessa mätningar speglar temperaturen inne i kroppen¹

Fördelarna med att mäta i örat är bland annat att det är lätt att komma åt och går snabbt

- > Metoden är mindre invasiv för patienten än orala, axillära och rektala temperaturmätningar
- > Ingen kontakt med slemhinnor
- > Personalen kan snabbt mäta temperaturen i örat, även hos patienter som medför utmaningar

¹Guyton A C, Textbook of medical physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 919

Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 örontermometer kan snabbt och enkelt ge dig exakta och tillförlitliga temperaturavläsningar.



Utformad för att förbättra personalens produktivitet och patienternas upplevelse



Förbättrat kliniskt arbetsflöde

- > Minnesfunktionsknapp som visar den senaste mätningen
- > 60-sekunderstimer som hjälper till med manuell mätning av puls och andning
- > C/F-knapp för snabb omvandling mellan temperaturskalorna
- > Elektroniska och mekaniska säkerhetsfunktioner som förhindrar stöld och dataförlust



Förbättra patientupplevelsen

- > Uppvärmad prob- och sensorteknik ger bättre patientkomfort under avläsningen
- > Probskydden är mjuka för ytterligare komfort och endast avsedda för engångsbruk vilket minskar risken för korskontaminering
- > Snabba och exakta temperaturavläsningar - perfekt för patienter som har svårt att samarbeta under mätningen



Hur fungerar Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 örontermometer?

När Braun PRO 6000 sätts in i örat känner den kontinuerligt av den infraröda energi som avges från trumhinnan och omgivande vävnad tills den når en temperaturjämvikt och en korrekt mätning kan göras.

ExacTemp™-tekniken känner av om termometern är korrekt placerad under mätningen



Produktalternativ och tillbehör



Liten basenhet (en kartong)

De två basenheterna rymmer kartongerna med probskydd. Den stora basenheten kan sättas fast på väggen för ytterligare säkerhet vid användning av en säkerhetsrem.



Stor basenhet (två kartonger)



Laddningsstation som tillval

Rymmer 200 probskydd, laddningsbart batteri medföljer och elektroniska säkerhetsinställningar kan användas med hjälp av Welch Allyn Service Tool Software.



Säkerhetsrem som tillval

Håller kvar termometern i basenheten vilket minskar risken för förlust och stöld.

Välj specifikationer

Mättid	2-3 sekunder
ExaTemp™-teknik	ExacTemp-teknik visar dig att termometern varit korrekt placerad under mätningen
Temperaturintervall	20,0 °C till 42,2 °C
Omgivningens temperaturområde	10,0 °C till 40,0 °C
Noggrannhet	±0,2 °C för temperaturintervallet 35,0 °C till 42,0 °C
Displaytyp	Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Automatisk avstängning	Cirka 10 sekunder efter sista mätningen
Basenhet	Liten, en kartong (rymmer 20 kåpor), Stor, två kartonger (rymmer 40 kåpor)
Elektroniskt säkerhetsalternativ	Tidsintervall då termometern är ifrån sin station (laddningsstation krävs)
Mekaniskt säkerhetsalternativ	Stor basenhet som kan monteras på väggen och säkerhetsremmar (tillval)
Andra funktioner	Pulstimer, minnesfunktion och knappar för omvandling mellan C och F
Tillbehörsalternativ	Laddningsstation med laddningsbart batteri, säkerhetsremmar
Batteri	2 × 1,5 V typ AA (alkaliskt) eller laddningsbart batteri
Batteritid	1 000 mätningar (alkaliskt AA-batteri), 700 mätningar med ett fulladdat laddningsbart batteri (laddningsstation krävs)
Vikt	100 g (3,6 oz) utan batterier
Mått	152 mm × 44 mm × 33 mm (6" × 1,7" × 1,3")
Standard	ASTM 1965-98, EN 12470-5:2003, MDD (93/42/EEC) Annex II
Garanti	3 år (termometer, laddningsstation och laddningsbart batteri)

Beställningsinformation

- 06000-200 Braun ThermoScan PRO 6000 och Liten basenhet/en kartong
06000-300 Braun ThermoScan PRO 6000 och Stor basenhet/två kartonger

Tillbehör

- 06000-800 Braun ThermoScan PRO 6000 probskydd för engångsbruk (800/förpackning)
06000-125 Braun ThermoScan PRO 6000 laddningsstation (laddningsbart batteri medföljer)
106201 Säkerhetsrem, 6 ft
106204 Säkerhetsrem, 9 ft
104894 Braun ThermoScan PRO 6000 laddningsbart batteri
01802-110 Modell 9600 Plus temperaturkalibreringstestare



Welch Allyn®

Utforska Welch Allyn's hela termometersortiment, inklusive Braun PRO 6000, på www.welchallyn.se eller kontakta oss på **+46 8 585 365 51**.

Welch Allyn
Kundservice tel: +46 8 585 365 51

WWW.WELCHALLYN.SE