



Tag-Contain1



Tag-Contain2



# Etiketthållare

- Clinipak etiketthållare för identifiering av instrumentkorgar eller container
- Fästs genom att etiketten dras igenom handtag eller hål i korgen
- Etikett eller skrift kan placeras på båda sidor av hållaren. Tusch skall vara anpassat för autoklivering.
- Etiketthållaren kan användas vid väteperoxid- eller ångsterilisering
- Tillverkad av vit polyester
- Förvaras i rumstemperatur (18-25°C och luftfuktighet 30-70%). Undvik direkt solljus.

## Beställningsinformation

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Antal per rulle
10019245	Etiketthållare liten	75 x 229 mm	250
10019311	Etiketthållare stor	95 x 279 mm	250

Leverantör

**CLINIPAK**

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com