

Articare® Cold Pack Instant

Omedelbar kylning



- Omedelbar kylning
- Lätt att använda
- Förblir aktiv i ca 30 minuter

Articare® Cold Pack Instant

Omedelbar kylning

Articare® Cold Pack Instant är en engångsprodukt, lämplig för att ge lokal smärtlindring och effektiv kylterapi upp till 30 minuter. Produkten innehåller ammonium nitrat med vatten förslutet i en inre påse. Produkten aktiveras genom att krama innerpåsen tills denna spricker och sedan skakas.

Produkt fördelar

- Kan användas omgående - behöver ej kylas eller frysas
- Lätt att använda - bara att krama och skaka för att aktivera
- Förblir aktiv i ca 30 minuter

Indikationer

- Omedelbar behandling av muskel- sen- och ligamentskador
- Smärtstillande

OBS

Notera: Articare® Cold Pack Instant bör inte placeras direkt mot patientens hud. För att förhindra frostsador skall man placera t.ex. en handduk mellan kylpåsen och huden.

För att få bästa resultat så bör man kombinera nedkyllning med en komprimerande elastisk linda

Beställnings information

47423-02 15cm x 24cm 24 st

