

SMART NEGATIVE PRESSURE™ THERAPY



SNAP™ Therapy

SNAP™ Therapy system

Ultraportabelt NPWT system med canister. Kombinerar enkelheten hos avancerade sårforband med undertrycksbehandling.

SNAP™ är tyst och hindrar inte dagliga aktiviteter¹. Enheten är diskret och har lättviktig design i fickformat som kan döljas under kläderna.

Beställningsinformation

vänd →

Art.nr	Ref.nr	Beskrivning	Tryck	Kapacitet	Förp.
10015763	SNPA125	Snap™ Therapy enhet med 60 ml canister	-125 mmHG	60 ml	1
10022832	SNPA075	Snap™ Therapy enhet med 60 ml canister	-75 mmHG	60 ml	1
10020445	SNPA100	Snap™ Therapy enhet med 60 ml canister	-100 mmHG	60 ml	10
10001746	SNPA125P	Snap™ Therapy enhet med 150 ml canister	-125 mmHG	150 ml	1

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Art.nr	Ref.nr	Beskrivning	Storlek	Förp.
10001757	SKTF10X10	Snap™ avancerad förbandssats. Skumförband komplett med slanganslutning och hydrokolloidförslutning, Sterilt.	10 x 10 cm	1
10001758	SKTF15X15	Snap™ avancerad förbandssats. skumförband komplett med slanganslutning och hydrokolloidförslutning, Sterilt	15 x 15 cm	1
10019309	SKTF20X20	Snap™ avancerad förbandssats. skumförband komplett med slanganslutning och hydrokolloidförslutning, Sterilt	20 x 20 cm	1
10020858	BKTF14X11	Snap™ förbandskit. Färdig brygga komplett med slanganslutning och hydrokolloidförslutning. Sterilt.	14 x 11 cm	1
10017284	BKTF14X11S	Snap™ förbandskit. Färdig brygga komplett med slanganslutning och hydrokolloidförslutning. Med securering för extra tätning. Sterilt.	14 x11 cm	1
10016219	SRNG10-A	Snap™ securring. Hydrocolloidring för extra tätning. Sterilt.	5 cm Ø	10
10017285	STPAS	Snap™ fästband, elastiskt med kardborre för arm eller ben, samt hållare för 60ml-pumpen.	46 cm (liten)	1
10016217	STPAM	Snap™ fästband, elastiskt med kardborre för arm eller ben, samt hållare för 60ml-pumpen.	53 cm (medium)	1
10016218	STPAL	Snap™ fästband, elastiskt med kardborre för arm eller ben, samt hållare för 60ml-pumpen.	61 cm (large)	1
10001891	STPAMP	Snap™ fästband, elastiskt med kardborre för arm eller ben, samt hållare för 150ml-pumpen.	53 cm (medium)	1
10001892	STPALP	Snap™ fästband, elastiskt med kardborre för arm eller ben, samt hållare för 150ml-pumpen.	61 cm (large)	1


Designat för att förenkla avancerad sårbehandling

- Lätt att använda, har en applikations tid på under 10 minuter¹
- Sluter snabbt och enkelt till på ojämna hudtytor och besvärliga kroppskonturer
- NPWT behandling med 125 mmHg, skumförband och canister.

Ökad livskvalitet för patienterna¹

- Liten, tyst, diskret och lättviktig så att den enkelt kan döljas under kläderna
- Minimalt hinder för allmänna aktiviteter, sömn och socialt umgänge
- Hindrar inte patientens rörlighet, medför att patienterna kan förbli aktiva under behandlingen
- För fullständig produkt- och säkerhetsinformation hänvisas till bruksanvisningen som följer med produkten.

Förband




Rengör såret och applicera det blå skumförbandet.




Placera hydrokolloidförbandet över såret och förslut.

Enheten




Anslut slangen från hydrokolloidförbandet till SNAP™-enheten.



Ta bort aktiveringsnyckeln från enheten för att initiera behandlingen med negativt tryck.

Behandling



REFERENSER

1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. Wound Rep Reg. 2012; 20(3):332-341

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com