



Teleflex EZ-IO Produktblad

EZ-IO nålar och EZ-IO borrh

IO-Intraosseös infart via benmärgen ska övervägas tidigt vid behov av akut venaccess hos både barn och vuxna tex vid hjärtstopp och där övrig vaskulär tillgång inte kan fastställas. Vid IO kan du ge alla sorters läkemedel (ej Cytostatika), blod, plasma och vätska. Nålen är röntgen- och kontrastsäker.

Säker. <1% allvarliga komplikationer.

Snabb. En infart på några sekunder.

Effektiv. 97% lyckas vid första försöket.

4 olika appliceringsställen: Humerus, distala femur(endast barn), proximala tibia och distala tibia.

De 2 vanligaste appliceringsställen är:

Humerus: Flödesmängd ca 6,2L/timme

Tibia: Flödesmängd ca 1L/timme

Borren

Ett batteridrivet borrhandtag.

V9058 EZ-IO G3 Power Driver

Nålar

Nålen har 3 olika längder med samma lumen.

Välj nål efter vävnadsdjup, ej efter vikt.

9018P-NO-005 EZ-IO Plus, 15 mm barn-nål (röd) plus Stabilizer/5-pack

9001P-NO-005 EZ-IO Plus, 25 mm vuxen-nål (blå) plus Stabilizer/5-pack

9079P-NO-005 EZ-IO Plus, 45 mm lång vuxen-nål (gul) plus Stabilizer/5-pack

V9066-5 Endast Stabilizers/ 5-pack

