



Abbott Rapid Diagnostics AB
Mediq Sverige AB
Webshop 2025

Afinion™ CRP Control

Art nr: 1116785

Varje förpackning innehåller två låga (CI) och två höga (CII) kontroller.

Kontroll CI: 2 x 0,5 mL

Kontroll CII: 2 x 0,5 mL

Analystid: 3 min

Provvoly: 2,5 µL.



- *Kontroller ska förvaras i kylskåp (2–8 °C). Kontroller i öppnade förpackningar är stabila i 4 veckor.*
- *Kontrollerna kan användas kylskåpskalla.*
- *Blanda kontrollen genom att vända på ampullen 8–10 gånger före användningen.*
- *Det uppmätta värdet ska ligga inom de godkända gränser som anges i bruksanvisningen till Afinion CRP Control.*
- *Kontroller är färdig spädda och redo att användas.*
- *Ingen kalibrering krävs av användaren.*