

# Coloplast® Dränagepåse

Coloplast®

## Coloplast Dränagepåse

Coloplast Dränagepåse är speciellt utvecklad för dränage och fistelbandagering. Den finns steril eller osteril i tre olika storlekar – mini (100 ml), midi (300 ml) och maxi (500 ml). Samtliga med volymindikator. Coloplast Dränagepåse steril och osteril är styckförpackad och med platt platta. Den sterila förpackningen öppnas lätt med en tydlig 'peel-open' öppning.

## Utloppet

Utloppet har en inre diameter på 10 mm och kan anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor. Dränagepåsen kan med fördel kopplas samman med Conveen sängpåse.

## Volymindikator

Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt med hjälp av volymindikatorn på påsen. Det mjuka tyget på baksidan av påsen är behagligt för patienten och minimerar samtidigt risken för hudirritation. Klippguiden på skyddspappret underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans starthål och ytterkant.



## Backventil och PVC-fri plast

Påsen har backventil som förhindrar sekretionen att rinna tillbaka. Därmed minskar risken för infektion och hudproblem. Det transparenta påsmaterialet gör det enkelt att inspektera innehållet, utan att påsen behöver tas av. Påsen är gjord av mjuk PVC-fri plast.

## Coloplast® spiralhäfta är trygg och skonsam mot huden

Coloplast spiralhäfta består av olika material som utvecklats för att ge dig trygghet och skydd och utformat i ett spiralmönster för:

- Säker vidhäftning mot huden
- Absorberar fukt från huden – är hudvänlig och skyddar mot hudirritationer, innehåller hydrokolloider.

**Borttagning av dränagepåse:** Töm påsen och lossa den långsamt och försiktigt från huden.

Coloplast Dränagepåse, 1-dels	Storlek	Starthål	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Osteril	Mini	5 mm ✂	200054	022400	20	100 ml
Osteril	Midi	5 mm ✂	200056	022450	20	300 ml
Osteril	Maxi	5 mm ✂	200057	022500	20	500 ml
Steril	Mini	5 mm ✂		022100	10	100 ml
Steril	Midi	5 mm ✂		022150	10	300 ml
Steril	Maxi	5 mm ✂		022200	10	500 ml

## Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

Stomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

[www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), Coloplast AB, 0300-332 99, mail@coloplast.com.

Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2019-02. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

CE  
0543

 **Coloplast**