

Verifine®

Dubbelskyddad Pennkanyl



Ditt självklara val av
dubbelskyddad pennkanyl
- stickskyddad i båda ändar!

Säkerhet

- Skyddet aktiveras automatiskt efter injektionen för att förhindra oavsiktliga stick
- Det bakre skyddet aktiveras så fort man tar bort nålen från insulinpennan för att förhindra oavsiktliga stick

Bekvämlighet

- Synbar nål för att kunna få en överblick exakt vart du sätter nålen, samt kunna se insulindroppen vid primning av nålen
- Mindre motstånd vid aktivering av säkerhetskanylen
- Multivinkel-injektion

Universal Passform

- Passar de flesta insulinpennorna på marknaden
- Finns i längder av 4, 5, 6 och 8 mm
- Finns i flera Gauge-storlekar: 29G, 30G och 31G











Promisemed®



Beställningsinformation

Art.nr.	Nålstorlek	Nållängd	Avd.förp.	CE-märkt
DPN298	29G	8mm	100	✓
DPN304	30G	4mm	100	✓
DPN305	30G	5mm	100	✓
DPN306	30G	6mm	100	✓
DPN308	30G	8mm	100	✓
DPN314	31G	4mm	100	✓
DPN315	31G	5mm	100	✓

Bruksanvisning



Före injektion



Efter injektion



Multivinkel-injektion



Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
 Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com
 www.mediq.se