

# Förbättrade egenskaper för våra förband

## Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel

Optimerad **sårdyna, vidhäftning och försegling** för bättre skydd av högriskområdet i sakrum<sup>1</sup>

Mepilex®  
Border  
Sacrum

Optimerad form för **bättre täckning** av högriskområden<sup>1</sup>

**Tydliga flikar** underlättar för användaren vid återapplicering av förbandet

Samma unika uppbyggnad i **5-lager**



Förstärkta **kanter** för enklare hantering<sup>1</sup>

**Täcker malleolerna** för bättre skydd<sup>1</sup>

Mepilex®  
Border  
Heel

### Samma fantastiska produkt:

- ✓ Samma uppbyggnad i 5-lager
- ✓ Samma material
- ✓ Samma vidhäftande ytor
- ✓ Samma skyddande förbandsstruktur
- ✓ Samma evidens för trycksårsprevention



### Förbättrade användaregenskaper:

- ✓ Tydliga flikar för enklare hantering
- ✓ Flikar för extra försegling mellan skinkorna (Mepilex Border Sacrum)
- ✓ Förstärkt kant för enklare hantering<sup>1</sup>
- ✓ Optimerad form för bättre skydd i högriskområden<sup>1</sup>

### Vad användarna säger

Mepilex Border Sacrum bedömdes upp till **28% mer lätthanterligt** jämfört med andra förband som finns tillgängliga i dag<sup>1</sup>



Mepilex Border Heel bedömdes upp till **65% mer lätthanterligt** jämfört med andra förband som finns tillgängliga i dag<sup>1</sup>



## Fördelar

- ✓ Flikar för enklare kontroll av huden
- ✓ Något kraftigare kant för enklare hantering och bättre vidhäftning
- ✓ Självhäftande – ingen sekundär fixering behövs
- ✓ Mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten<sup>2-4</sup>
- ✓ Kan sitta på plats i flera dagar
- ✓ Kan justeras och återappliceras utan att förlora sina vidhäftande egenskaper


### För prevention

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum bidrar till att skydda huden från skador orsakade av tryck, skjuv, friktion och mikroklimat<sup>5</sup>. Vidhäftningen med Safetac® skyddar huden, håller förbandet på plats samt begränsar friktion och skjuv<sup>2</sup>. Safetac® möjliggör även repositionering av förbandet efter hudinspektion.

### För behandling

Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum absorberar och håller effektivt kvar sårvätskan i förbandet<sup>1</sup> samt bevarar en fuktig sårmiljö. Safetac® förseglar sårkanterna, förhindrar sårvätska från att läcka ut på den omgivande huden och minskar därmed risken för maceration<sup>6</sup>. Tack vare Safetac® kan förbandet bytas utan att såret eller den omgivande huden skadas<sup>1</sup> och utan att patienten utsätts för ytterligare smärta<sup>3</sup>.

Var uppmärksam på korrekt applicering av förbanden. Appliceringsguider finns.



Riktlinjer för applicering

### Mepilex® Border Sacrum

Artikelnummer	Storlek [cm]	Antal/Avd fp	Antal/Trp fp
282450	22 x 25	5	30
282050	16 x 20	5	40
282500	15 x 15 (Gammal design)	5	50

Levereras steril, enstycksförpackade

### Mepilex® Border Heel

Artikelnummer	Storlek [cm]	Antal/Avd fp	Antal/Trp fp
282750	22 x 23	6	30

Levereras steril, enstycksförpackade

Referenser: 1 Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. White R et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 4. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001 5. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHs, Toronto, Canada, 2008

[www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, 402 52 Göteborg. Tel. 031 - 722 30 00.  
Mölnlycke och Mepilex är varumärken, namn och logotyper som globalt är registrerade av Mölnlycke Health Care AB eller annan juridisk person inom samma koncern som Mölnlycke Health Care AB. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQPR0015

**Mölnlycke®**