



# Instrumentskydd

- Clinipak instrumentskydd finns i 2 versioner – papper eller plast (PP).
- CE-märkt
- Skyddet är avsett att skydda förpackningen så att instrumenten inte skadar den sterilbarriären.
- Instrumentskydden levereras osterila, men kan steriliseras en gång. Engångsprodukt.
- Pappersskyddet kan användas vid etylenoxid- eller ångsterilisering
- Plastskyddet kan användas vid väteperoxid-, etylenoxid- eller ångsterilisering
- Före montering av skyddet skall produkten vara rengjort och färdigt för förpackning
- Förvaras i rumstemperatur (18–25°C och luftfuktighet 30–70%). Undvik direkt solljus.

## Beställningsinformation

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Antal per förp.
10020998	Instrumentskydd papper 15 mm slits	16 x 5 cm	2000
10021231	Instrumentskydd papper 15 mm slits	16 x 5 cm (10,5 x 5 cm vikt)	1000
10021232	Instrumentskydd papper 30 mm slits	16 x 5 cm (10,5 x 5 cm vikt)	1000
10021233	Instrumentskydd papper 2 slitsar (kanylskydd)	16 x 5 cm (10,5 x 5 cm vikt)	1000
10021234	Instrumentskydd plast 15 mm slits	16 x 5 cm (10,5 x 5 cm vikt)	200
10021235	Instrumentskydd plast 30 mm slits	16 x 5 cm (10,5 x 5 cm vikt)	200

Leverantör

**CLINIPAK**

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com