



# Kliniderm Foam

Sterilt polyuretanskumförband, utan fästkant och häftförmåga

Kliniderm Foam—Ett skumförband med snabb och effektiv vertikal absorption, vilket skyddar den omgivande huden från maceration.

Användningsområden: En mängd olika typer av sår, som primär eller sekundärförband. För måttligt till rikligt vätskande sår. Kan sitta på plats i upp till 7 dagar. Använd inte förbanden med hypokloritlösningar som kan förstöra det absorberande polyuretanskiktet.

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Avd förp	Trsp förp
KL-40174810	Polyuretanskumförband standard	5 x 5 cm	10	10x10
KL-40174811	Polyuretanskumförband standard	10 x 10 cm	10	10x10
KL-40174812	Polyuretanskumförband standard	15 x 15 cm	10	10x10
KL-40174813	Polyuretanskumförband standard	10 x 18 cm	10	10x10
KL-40174814	Polyuretanskumförband standard	20 x 20 cm	10	10x10
KL-40174820	Polyuretanskumförband special hälfförband		5	5x8

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungsbacka

tel 031-388 91 10, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice.hospital@mediq.com](mailto:kundservice.hospital@mediq.com)


# Kliniderm Foam Silicone

## Med border/fästkant

Artikelnummer	Storlek	Avd förp	Trsp förp
KL-40514828	7,5 x 7,5 cm	5	20x5
KL-40514829	10 x 10 cm	5	20x5
KL-40514830	12,5 x 12,5 cm	5	20x5
KL-40514831	15 x 15 cm	5	20x5
KL-40514832	10 x 20 cm	5	20x5
KL-40514833	10 x 30 cm	5	20x5
KL-40514834	15 x 20 cm	5	20x5

## Utan border/fästkant

Artikelnummer	Storlek	Avd förp	Trsp förp
KL-40514823	5 x 5 cm	5	20x5
KL-40514824	10 x 10 cm	5	20x5
KL-40514825	15 x 15 cm	5	20x5
KL-40514826	10x 20 cm	5	20x5
KL-40514827	20 x 20 cm	5	20x5



\*only applicable to Kliniderm® foam silicone border

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungsbacka

tel 031-388 91 10 [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice.hospital@mediq.com](mailto:kundservice.hospital@mediq.com)