

Scrub suit Special Personalkläder med muddar



Ingående delar/material

Tyg: 100% Soft SMS non-woven av polypropylen (PP) 35g/m²
Mudd: Nylon
Knappar: Polypropylen (PP)

Färg

Grön
Vit
Vit

Skjorta: Knäppning 2 st vita tryckknappar.
1 st bröstficka med 1 tryckknapp, 2 st sidofickor.
Mudd på ärm och i midja. Bredd ca 4 cm.

Byxa: Dragsko i midja.
2st benfickor.
Mudd i ben, nederkant. Bredd 6 cm.

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

PE-påse
kartong
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Skjorta

*Mätt från axel till mudd.

Art.nr.	Längd* cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9500	XS = 69	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9505	S = 72	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9510	M = 73	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9515	L = 74	1	15 x 1 = 20	4 x 15 = 60	TFP
9520	XL = 80	1	15 x 1 = 20	4 x 15 = 60	TFP
9525	XXL = 80	1	15 x 1 = 20	4 x 15 = 60	TFP

Byxa

**Benlängd mätt från midja till mudd.

Art.nr.	Längd** cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9550	XS = 96	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9555	S = 97	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9560	M = 103	1	20 x 1 = 20	4 x 20 = 80	TFP
9565	L = 113	1	15 x 1 = 20	4 x 15 = 60	TFP
9570	XL = 114	1	15 x 1 = 20	4 x 15 = 60	TFP
9575	XXL = 118	1	15 x 1 = 20	4 x 15 = 60	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångs, osterila arbetskläder avsedda för personal i vårdarbete.

Egenskaper

Plaggen är tillverkade av mjukt textilliknande, dynamiskt material som är komfortabelt och följsamt.

Skjortan har kort ärm för att korrekt hygien ska kunna iakttas.

Byxan har dragsko i midjan för optimal passform.

Plaggens storlek kan med fördel mixas för bästa anpassning till bäraren. Exempelvis kan storlek M användas i skjorta och stl L i byxa eller omvänt.

Produkten innehåller inte PVC.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen.
2. Skjortan tas på genom att dra den över huvudet. För att underlätta påtagning kan knappen i halslinningen öppnas.
3. Byxan tas på på sedvanligt sätt. Drag åt dragskon i midjan för säker fixering.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.

Tillverkning



Tillverkning av produkten sker i renrum.

Produkterna uppfyller kraven enligt EN-13795-2:2019 Operationskläder och draperingsmaterial - Krav och testmetoder - Del 2: Specialarbetsdräkter



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 3 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Amaryllis Healthcare Pvt. Ltd.,
Plot No: 112, Bommasandra Jigani Link Road
Ind. Area Bandenallasandra Village, Jigani Hobli,
Anekal Taluk Bangalore -560105, Karnataka
India

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Amstermed B.V.
Van der Burchstraat 28
2132 RN Hoofddorp
The Netherlands