



Användarvänlig slitstark

3M Instrumentpåsar


3M Instrumentpåsar är framställda i kraftig, genomskinlig polyetylenplast. Påsarna finns i flera storlekar och utföranden för olika tillfällen och kan användas var för sig eller kombineras "lager-på- lager". Påsarna kan fästas, tas bort och återfästas på 3M draperingsmaterial Steri-Drape utan att skada materialet.

3M plastprodukter för operation


3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter det specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t.ex i tarmpåsar till kraftig och slitstark plast i t.ex instrumentpåsar.

3M Instrumentpåsar


3M Instrumentpåsar är framställda i kraftig, genomskinlig polyetylen plast. Påsarna finns i flera storlekar och utföranden för olika tillfällen och kan användas var för sig eller kombineras "lager-på- lager". Påsarna kan fästas, tas bort och återfästas på 3M draperingsmaterial Steri-Drape utan att skada materialet. Instrumentpåsarna finns i tre utföranden, 9097 med en ficka, 1018 med två fickor och 1018L med tre fickor för laparoskopiska instrument. 9097 har en häftande remsa i överkant, medan 1018 och 1018L har häftande remsor i både över och underkant.



1018



1018L



9097

Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
1018	17 x 29 cm, 2 fickor	10	4
1018L	24 x 46 cm, 3 fickor	10	4
9097	33 x 38 cm, 1 ficka	100	2

Material; Polyetylen, plastad stålvaier
Häftämne; Akrylatbaserat
Tillverkningsland; Mexiko
Hållbarhet; 5 år
Steriliseringsmetod; ETO
Produkterna är CE-märkta och sterila



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00
Fax: 08-92 22 89
www.3Mhealthcare.se

3M och Steri-Drape är registrerade varumärken hos 3M Company.
Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige.
©3M 2014. Alla rättigheter förbehålles. PB53 0032-1 SE 140401