



# Silasil

## Kvarliggande 2-vägs kateter

Latexkatetern är belagd med silikon både in- och utvändigt. Den finns i manligt utförande med Nelaton eller Tiemannspets. Katetrarna är gammasteriliserade. Ballongen bör fyllas med sterilt vatten, ballongvolymen behöver ej kontrolleras. Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Rekommenderad kvarliggandetid 4–5 veckor.  
Steriltid 5 år. PVC fri.

Art.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp.
10016950	12	Nelaton	10	40	10
10016951	14	Nelaton	10	40	10
10016952	16	Nelaton	10	40	10
10022264	18	Nelaton	10	40	10
186005-000200	20	Nelaton	10	40	10
186005-000220	22	Nelaton	10	40	10
186005-000240	24	Nelaton	10	40	10

Art.nr.	Storlek ch	Spets	Ballong ml	Längd cm	Förp.
10010901	12	Tiemann	10	40	10
10012166	14	Tiemann	10	40	10
10010902	16	Tiemann	10	40	10
10010903	18	Tiemann	10	40	10
10010906	20	Tiemann	10	40	10
10010907	22	Tiemann	10	40	10
10014713	24	Tiemann	10	40	10

Leverantör

**Teleflex**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com