

# Polyuretanförband för trachealkanyler och dränage

 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup> TRACHEOSTOMY**  
Polyuretanförband

- Hög absorptionskapacitet
- Fastnar inte
- Enkelt att applicera och avlägsna
- Mjuk och formbar
- Bidrar till att minimera läckage och bakteriell kontamination
- Estetiskt utseende



# ALLEVYN TRACHEOSTOMY – polyuretanförband för trachealkanyler och dränage



TRACHEOSTOMY

NON-ADHESIVE

**ALLEVYN Tracheostomy** ger tydliga fördelar för såväl vårdpersonal och patient vid vården av patienter med tracheostomi.

## FÖRDELAR

### Hög absorptionskapacitet

Den unika strukturen i **ALLEVYN Tracheostomy** ger den möjlighet att absorbera stora mängder sekret. Detta förebygger maceration och hjälper därmed till att bibehålla patientens hud i god kondition runt stomat. Hög absorption innebär också att förbandet har möjlighet att ligga på plats upp till 7 dagar. Detta gör att förbandet inte bara är kostnadseffektivt utan hjälper även till att minska obehag för patienten.

### Fastnar inte

Den avancerade designen av **ALLEVYN Tracheostomy** minskar risker för att förbandet ska fastna i huden runt stomat samt i trachealkanylen. Detta leder till reducerat trauma för patienten vid applicering och avlägsnande.

### Enkel att applicera och avlägsna

"Nyckelhåls-öppningen" i **ALLEVYN Tracheostomy** gör förbandet enkelt att hantera, och gör så att förbandet formar sig väl runt tracheostomikanylen. Vid behov kan förbandet klippas till lämplig storlek och form. Det enkla och smidiga avlägsnandet gör att risken för trauma minskar och därmed reduceras patientens obehag.

### Mjuk och formbar

Förbandets mjuka mellanskikt (hydrocellulärt polyuretan) ger signifikanta fördelar när det gäller komfort och skydd. Den höga hållfastheten i **ALLEVYN Tracheostomy** gör förbandet säkert att använda. Förbandets uppbyggnad gör att fibrer inte lossnar, vilket är vanligt med många traditionella förband.

### Minimerar läckage och bakteriell kontamination

Den yttre polyuretanfilmen på **ALLEVYN Tracheostomy** fungerar som en barriär mot bakterier och bidrar därmed till att förebygga bakteriell kontamination. Filmen är

även en barriär mot vätskor, vilket förhindrar läckage av vätska genom förbandet och som ger en ren och fräsch förbandsyta.

### Estetiskt utseende

**ALLEVYN Tracheostomy** har ett fräscht och funktionellt utseende vilket ger såväl vårdgivare som patient en trygghet i att använda förbandet.

## INDIKATIONER OCH APPLICERING

Applicera förbandets vita sida mot patientens hud och runt tracheal-kanylen. **ALLEVYN Tracheostomy** kan även användas runt sår- eller pleuradränagerör.

## OBSERVERA

Använd inte **ALLEVYN Tracheostomy** tillsammans med oxiderande medel såsom hypokloritlösningar eller väteperoxid. Avbryt behandlingen om rodnad eller irritation uppstår.

## FÖRPACKNING

Varje **ALLEVYN Tracheostomy** förband är sterilt och individuellt förpackade.



**ALLEVYN Tracheostomy** används som: förband runt trachealkanyler och dränage.

### ALLEVYN Tracheostomy

Art nr.	Storlek	Förpackning
66007640	9 x 9 cm	10



Referenser: Data on file.

\* Varumärke från **smith&nephew** © Smith & Nephew 2004.02