



Science.  
Applied to Life.™



# 3M™ Produktkatalog Perioperativ vård 2019

Incisionsfilmer  
Operationsdrapering  
Rockar

## Hög kvalitet på draperingsmaterial och häftämne

3Ms produkter används av operationspersonal över hela världen. 3M använder innovativa teknologier för att skapa ett avancerat sortiment av produkter för operation av hög kvalitet som du kan lita på. Häftämnen är en av 3Ms kärnteknologier och våra häftande produkter har häftämnen speciellt avsedda för ändamålet. 3M producerar såväl lim och tejp så starkt att det kan hålla samman flygplan, som förband och drapering som är mycket skonsamma mot huden samtidigt som de sitter väl på plats.



## Kundservice

Vår kundservice och våra produktspecialister når du alltid under kontorstid. Vi tillhandahåller hjälp med logistik och rådgivning kring enskilda produkter och håller gärna utbildningar inom flera olika områden för dig och dina kollegor. I vår utbildningsfolder finner du en sammanställning av alla de utbildningar vi erbjuder.

## 3Ms miljöengagemang

3Ms miljöarbete baseras på att förebygga. Företagets ståndpunkt är att det är bättre att förebygga föroreningar än att försöka bli av med dem i efterhand. Detta koncept innebär att vi fokuserar på att finna sätt att producera produkter av hög kvalitet med färre resurser och med mindre inverkan på vår miljö.

### 3Ms miljöpolicy omfattar bland annat att;

- i så stor utsträckning som möjligt förebygga föroreningar
- utveckla produkter med minimal inverkan på miljön
- bevara resurser från naturen genom återvinning
- möta och stödja nationella och internationella regelverk

# Att bibehålla det sterila fältet

Drapering används för att etablera och bibehålla ett sterilt fält. Därför är det viktigt att välja en drapering som du kan lita på klarar av de påfrestningar den utsätts för. Nedan kan du läsa mer om några av de egenskaper som är viktiga för att en drapering ska nå upp till dina förväntningar.

## 100% barriär

En drapering som är genomsläpplig för vätska, och därigenom mikroorganismer, kompromissar med det sterila fältet vilket bidrar till en ökad risk för postoperativ sårinfektion. Det är därför en 100% vätskebarriär är så viktig.

## Vätskekontroll

En effektiv vätskehantering är viktig för att hålla drapering, rockar och sal så torr som möjligt. Det är också viktigt att draperingsmaterialet är starkt och hållbart såväl i vått som torrt tillstånd och inte delamineras när det utsätts för vätska.

## Pålitlig vidhäftning

Häftämnet är till för att hålla draperingen på plats och ge en god isolering av såret. Drapering eller incisionsfilm som lossnar från huden under ingreppet kan ge mikroorganismer möjlighet att kontaminera såret och ge upphov till infektion. Eftersom häftämnet fäster direkt mot huden är det viktigt att det är hudvänligt. För att materialet ska bli enkelt att arbeta med är det en fördel om det inte lämnar häftämnesrester på dina handskar.

## Styrka

Många ingrepp innebär att draperingen utsätts för omfattande manipulationer och tunga instrument. Därför är det viktigt att materialet är tillräckligt starkt i alla riktningar.

## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial



Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

# Den kritiska zonen

Det kritiska området i en drapering definieras som det område som kan komma i direkt kontakt med blod, kroppsvätskor och annan vätska som potentiellt kan bära med sig mikroorganismer och bidra till infektionsspridning. Området i närmast anslutning till incisionen har generellt kallats "den kritiska zonen" men denna traditionella uppfattning om att en definierad zon av draperingen representerar det kritiska området stämmer inte längre med dagens användares förväntningar och behov. I en undersökning som genomfördes 2003 svarade 72% av de tillfrågade kirurgerna att vätska ofta hamnar utanför den traditionella kritiska zonen<sup>2</sup>.

## För 3M är hela draperingen en kritisk zon

3M ser hela draperingen som ett kritiskt område. Oavsett var på draperingen vätska tränger igenom utgör detta en risk för infektion och en kompromiss av det sterila fältet. Därför är generellt de produkter som ingår i 3Ms draperingssortiment förstärkta över hela ytan. Det innebär att det är en 100% vätskebarriär över hela draperingen och att materialet är lika oöverträffat starkt i alla delar.



<sup>2</sup> AAOS enkätundersökning, Feb. 2003. 3M data on file.



# Innehållsförteckning

---

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Incisionsfilmer</b> | <b>10 - 14</b> |
|------------------------|----------------|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm | 11 |
|-------------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 3M™ Ioban™ EZ antimikrobiell incisionsfilm | 12 |
|--------------------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 3M™ Steri-Drape™ 2 incisionsfilm | 13 |
|----------------------------------|----|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Allmän kirurgi</b> | <b>16 - 26</b> |
|-----------------------|----------------|

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Ortopedi</b> | <b>28 - 36</b> |
|-----------------|----------------|

---

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi</b> | <b>38 - 41</b> |
|-------------------------------------------|----------------|

---

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Obstetrik / Gynekologi</b> | <b>44 - 52</b> |
|-------------------------------|----------------|

---

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Urologi</b> | <b>54 - 60</b> |
|----------------|----------------|

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Ögonkirurgi</b> | <b>62 - 66</b> |
|--------------------|----------------|

---

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>ÖNH- och huvud-/halskirurgi</b> | <b>68 - 70</b> |
|------------------------------------|----------------|

---

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Neurokirurgi</b> | <b>72 - 74</b> |
|---------------------|----------------|

---

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Övrig drapering och tillbehör</b> | <b>76 - 86</b> |
|--------------------------------------|----------------|

---

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Rockar</b> |  |
|---------------|--|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 3M™ HP rock - standard, standard kort och förstärkt | 89 |
|-----------------------------------------------------|----|

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 3M™ Komfortrock - steril, standard och förstärkt | 90 |
|--------------------------------------------------|----|

---

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 3M™ Basrock - steril och osteril, standard | 91 |
|--------------------------------------------|----|

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Index produktnummer</b> | <b>96 - 98</b> |
|----------------------------|----------------|

---



**Incisionsfilm**

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulär kirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud-/ halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Incisionsfilm

Postoperativ sårinfektion är en av de vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner. Den vanligaste källan till infektion är varken personal eller omgivning utan patienten själv. Hudceller frisätts hela tiden och dessa kan föra med sig bakterier ur normalfloran, såsom *S.Aureus*, för huden kan vi ju aldrig sterilisera. Dessa bakterier kan förekomma på patientens hud utan att ge upphov till symptom så länge huden är intakt. Vid ett kirurgiskt ingrepp däremot, då hudbarriären skadas, kan de hamna i såret och ge upphov till infektion. Detta är naturligtvis extra allvarligt vid implantatkirurgi och i tider då allt fler bakterier utvecklar resistens, såsom MRSA.

Med en incisionsfilm upprättas en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. loban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodofoor som långsamt och kontrollerat frisätter en låg nivå fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt under hela ingreppet och effekten av den preoperativa huddesinfektionen förlängs så att bakterienivån på hudytan hålls låg under hela operationen.

## loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm


- Innehåller jodofoor, en komplexbunden jodförening, som har jodets breda och snabba antimikrobiella effekt men som är skonsam för huden.
- Filmen är semipermeabel vilket betyder att den tillåter huden att andas men inte ger bakterier möjlighet att tränga igenom.
- Häftämnet är detsamma som gjort Micropore™ känt för sin hudvänlighet och goda vidhäftning. En synergieffekt mellan häftämnet och jodofooren ger loban 2 en oöverträffad vidhäftning.

## Steri-Drape™ 2 incisionsfilm

- Steri-Drape 2 är en traditionell incisionsfilm som fungerar som en mekanisk barriär med avsikt att hindra rekoloniserande hudflora att förflyttas från patientens hud till såret.
- Filmen är semipermeabel, vilket betyder att den tillåter huden att andas men inte ger bakterier möjlighet att tränga igenom.
- Häftämnet är detsamma som gjort Micropore™ känt för sin hudvänlighet och goda vidhäftning.

## 3M Steri-Drape draperingsmaterial

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.



# 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

15 x 20



## 6635 Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 15 cm x 20 cm | 10 cm x 20 cm | 10           | 4               |


44 x 35



## 6640 Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 44 cm x 35 cm | 34 cm x 35 cm | 10           | 4               |


66 x 60



## 6648 Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 66 cm x 60 cm | 56 cm x 60 cm | 10           | 4               |


66 x 45



## 6650 Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 66 cm x 45 cm | 56 cm x 45 cm | 10           | 4               |

66 x 85




## 6651 Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 66 cm x 85 cm | 56 cm x 85 cm | 10           | 4               |


-  Polypropylen
-  Polyetylenfilm, blå
-  Polyetylenfilm, transparent
-  3M™ Steri-Drape™ non-woven material
-  Högabsorberande yta
-  3M™ Ioban™ antimikrobiell film
-  3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm
-  Elastisk film, transparent
-  Häftande område
-  Elastisk film, blå

## 3M™ Ioban™ EZ antimikrobiell incisionsfilm




### 6661EZ Antimikrobiell incisionsfilm med ramsystem

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 30 cm x 20 cm | 26 cm x 20 cm | 50           | 2               |




### 6640EZ Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 60 cm x 35 cm | 35 cm x 35 cm | 10           | 4               |




### 6648EZ Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 90 cm x 60 cm | 60 cm x 60 cm | 10           | 4               |



### 6650EZ Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 90 cm x 45 cm | 60 cm x 45 cm | 10           | 4               |



### 6651EZ Antimikrobiell incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 90 cm x 85 cm | 60 cm x 85 cm | 10           | 4               |

# 3M™ Steri-Drape™ 2 incisionsfilm

20 x 20



## 2035 Incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 20 cm x 20 cm | 10 cm x 20 cm | 10           | 4               |


38 x 25



## 2037 Incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 38 cm x 25 cm | 28 cm x 25 cm | 10           | 4               |

38 x 41



## 2040 Incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 38 cm x 41 cm | 28 cm x 41 cm | 10           | 4               |


60 x 45



## 2045 Incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 60 cm x 45 cm | 50 cm x 45 cm | 10           | 4               |


90 x 60



## 2050 Incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 90 cm x 60 cm | 60 cm x 60 cm | 10           | 4               |

90 x 85



## 2051 Incisionsfilm

| Totalstorlek  | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 90 cm x 85 cm | 60 cm x 85 cm | 10           | 4               |

-  Polypropylen
-  Polyetylenfilm, blå
-  Polyetylenfilm, transparent
-  3M™ Steri-Drape™ non-voven material
-  Högabsorberande yta
-  3M™ Ioban™ antimikrobiell film
-  3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm
-  Elastisk film, transparent
-  Häftande område
-  Elastisk film, blå



Incisionsfilm

**Allmän kirurgi**

Ortopedi

Kardiovaskulär kirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud-/ halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Allmän kirurgi

Eftersom allmänkirurgiska ingrepp är så varierande krävs det att draperingen är flexibel och anpassningsbar och klarar av den bredd av utmaningar som den kan utsättas för. Dessa omfattar allt från stora vätskemängder vid t.ex. bukkirurgi till långa ingrepp som varar i många timmar.



## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.




## 3M plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatem, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t.ex i tarpåsar som måste vara skonsamma mot hud och organ till kraftig och slitstark plast i t.ex. uppsamlingspåsar som måste kunna hålla stora vätskemängder.




## Allmän kirurgi

### 9000 Universalset




| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

### 9000L Universalset stort




| Produkt                | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                | 1     | 10 cm x 55 cm   | 5            | 2               |
| Handdukar              | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse           | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk    | 2     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M)  | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (XL) | 1     | 300 cm x 228 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan   | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

### 9001 Pediatrikset



| Produkt                              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                              | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar                            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse                         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handdukar                | 2     | 75 cm x 75 cm   |              |                 |
| Häftande op-lakan (M)                | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L)                | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan                 | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Med smalt häftämningsområde (2.5 cm) |       |                 |              |                 |


### 9007 ÖNH-set



| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55 cm   | 8            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Häftande slitslakan  | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 150 cm x 150 cm |              |                 |


|                                                                                     |                     |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Polypropylen        |  | Polyetylenfilm, blå            |  | Polyetylenfilm, transparent    |  | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  | Högabsorberande yta |  | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  | Elastisk film, transparent          |
|  | Häftande område     |  | Elastisk film, blå             |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |

## Allmän kirurgi




### 9008 Huvud-hals-set

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Huvudduk             | 1     | 114 cm x 90 cm  |              |                 |
| Häftande slitslakan  | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
|                      |       |                 |              |                 |




### 9009 Dagkirurgiset huvud/hals

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 10           | 2               |
| Häftande op-handduk   | 2     | 95 cm x 95 cm   |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |



### 9010 Universalset utan assbordspåse


| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 85 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |



### 9100 Dagkirurgiset bas

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande op-handduk  | 2     | 100 cm x 75 cm  | 7            | 2               |
| Häftande op-lakan    | 2     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |

## Allmän kirurgi



### 9015 Handset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Handlakan            | 1     | 360 cm x 200 cm | 7            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

### 9018 Slitslakanset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 2     | 10 cm x 55 cm   | 6            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Häftande slitslakan   | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

### 9019 Dentalset

| Produkt                  | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                  | 1     | 10 cm x 15 cm   | 16           | 2               |
| Häftande hållakan dental | 1     | 150 cm x 183 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan     | 1     | 114 cm x 150 cm |              |                 |

### 9033NS Häftande hållakan dental

| Produkt                  | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande hållakan dental | 1     | 150 cm x 183 cm | 72           | 1               |

• Endast osterilt, avsett att läggas i kundanpassade set


### 9027 Justerbar hålduk

| Produkt                               | Antal | Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------------------------------|-------|----------------|--------------|-----------------|
| Häftande justerbar hålduk i två delar | 1     | 75 cm x 100 cm | 40           | 4               |

### 9027L Justerbar hålduk L

| Produkt                               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande justerbar hålduk i två delar | 1     | 100 cm x 150 cm | 25           | 4               |

## Allmän kirurgi




### 9040 Benpåsar (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 75 cm x 114 cm | 12           | 4               |

### 9040L Benpåsar L (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 86 cm x 130 cm | 8            | 4               |




### 9050 Häftande hållakan

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 300 cm | 12 cm x 16 cm | 10           | 2               |


### 9050P Set med häftande hållakan

| Produkt              | Antal | Hålstorlek | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 1     |            | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar            | 4     |            | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     |            | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande hållakan    | 1     | 12 x 16 cm | 228 cm x 300 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     |            | 200 cm x 150 cm |              |                 |



### 9051 Thyroidealakan


| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 183 cm x 315 cm | 12 cm x 12 cm | 15           | 2               |



### 9052 Handlakan

| Storlek         | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 360 cm x 200 cm | 3 cm       | 9            | 2               |

## Allmän kirurgi




### 9054 Hand- och fotlakan

| Storlek         | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 200 cm x 300 cm | 3 cm       | 12           | 2               |


### 9054P Hand- och fotset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Hand- och fotlakan   | 1     | 200 cm x 300 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 150 cm x 200 cm |              |                 |



### 9062 Laparatomilakan, häftande hål

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 285 cm | 30 cm x 10 cm | 12           | 2               |




### 9063 Laparotomilakan, häftande hål

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 285 cm | 10 cm x 30 cm | 10           | 2               |


|                                                                                     |                     |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Polypropylen        |  | Polyetylenfilm, blå            |  | Polyetylenfilm, transparent    |  | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  | Högabsorberande yta |  | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  | Elastisk film, transparent          |
|  | Häftande område     |  | Elastisk film, blå             |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |

## Allmän kirurgi




### 9066 Lakan med ficka

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 85 cm x 85 cm | 30           | 4               |




### 9085P Op-handduksset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande op-handduk  | 4     | 100 cm x 85 cm  | 11           | 2               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |



### 9105 Dagkirurgiset gynekologi / urologi


| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Lakan med ficka      | 1     | 85 cm x 85 cm   | 7            | 2               |
| Benpåsar             | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan    | 1     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |



### 9106 Dagkirurgiset gynekologi / urologi med uppsamlingspåse

| Produkt                           | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Uppsamlingspåse gynekologi, trätt | 1     | 85 cm x 105 cm  | 7            | 2               |
| Benpåsar                          | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan                 | 1     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan              | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |


# Allmän kirurgi



## 1016 Spolpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 50 cm x 55 cm | 10           | 4               |


- Häftande bred remsa
- 1 Avtappningsport



## 1031 Laparoskopilakan - rygggläge

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 285 cm x 182 cm | 27 cm x 30 cm | 10           | 2               |

- 4 Slanghållare
- Häftande hål



## 1032 Laparoskopilakan - benstödsläge

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 241 cm x 228 cm | 27 cm x 30 cm | 8            | 2               |









- 4 Slanghållare
- Häftande hål perinealt 12 cm x 15.5 cm
- Häftande abdominalt hål

## 1032P Laparoskopiset - benstödsläge

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Laparoskopilakan     | 1     | 241 cm x 228 cm | 5            | 2               |
| Instrumentbordslakan |       | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Allmän kirurgi



### 1034NS CVK-lakan

| Storlek                                     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 152 cm x 200 cm<br>Hålstorlek 10 cm x 10 cm | 22           | 2               |

### 1135 Picclinelakan

| Storlek                                      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 183 cm x 279 cm<br>Hålstorlek: 15 cm x 13 cm | 15           | 2               |

### Sårkantsduk

| Produktnummer | Storlek         | Ringdiameter | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>1073</b>   | 23 cm x 11.5 cm | 15 cm x 6 cm | 10           | 4               |
| <b>1074</b>   | 90 cm x 90 cm   | 12.5 cm      | 10           | 4               |
| <b>1075</b>   | 90 cm x 90 cm   | 17.5 cm      | 10           | 4               |
| <b>1076</b>   | 90 cm x 90 cm   | 22.5 cm      | 10           | 4               |
| <b>1077</b>   | 90 cm x 90 cm   | 9.5 cm       | 10           | 4               |

- 4 Häftande ytor
- 1 Flexibel ring

### 1084 Uppsamlingspåse gynekologi

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 86 cm x 108 cm | 30           | 4               |

- Trattformad, blå uppsamlingspåse med ficka för enkel applicering

### 1092 Häftande hålduk

| Storlek       | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 56 cm x 64 cm | 6.3 cm     | 25           | 4               |

### 1115 Slanghållare

| Storlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------|--------------|-----------------|
| 14 cm x 4 cm | 100          | 4               |

### 2057 Bukpåse med incisionsfilm

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Steri-Drape™ 2 incisionsfilm
- Slanghållare

### 2058 Bukpåse med incisionsfilm och triangulärt hål

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |


- 360-grader uppsamlingspåse
- Steri-Drape™ 2 incisionsfilm
- Slanghållare

# Allmän kirurgi

## 2065 3M™ Abdominoperineallakan - benstödsläge


| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 271 cm | 41 cm x 45 cm | 8            | 2               |

- Slanghållare
- Perinealt häftande hål 12 cm x 15.5 cm



## 2065P Abdominoperinealset - benstödsläge


| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Abdominoperineallakan | 1     | 195 cm x 271 cm | 5            | 2               |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk            | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |



## 6657 Bukpåse med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek       | loban 2 incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm        | 10           | 4               |


- 360 grader uppsamlingspåse
- Slanghållare



## 6658 Bukpåse L med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek       | loban 2 incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 74 cm x 74 cm | 33 cm x 43 cm        | 5            | 4               |

- 360 grader uppsamlingspåse




## 6659 Bukpåse XL med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek       | loban 2 incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 74 cm x 87 cm | 42 cm x 52 cm        | 5            | 4               |

- 360 grader uppsamlingspåse
- 2 Avtappningsportar

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ loban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Allmän kirurgi



### 6665 3M™ Ioban™ 2 Abdominoperineallakan - benstödsläge

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 200 cm x 270 cm | 35 cm x 46 cm | 10           | 1               |

- Slanghållare
- Perinealt häftande hål 12 cm x 15.5 cm

### 6665P001 3M™ Ioban™ 2 Abdominoperinealset - benstödsläge

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Abdominoperineallakan | 1     | 200 cm x 270 cm | 10           | 1               |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk            | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

**Ortopedi**

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud-/ halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Ortopedi

Vid ortopediska ingrepp krävs en stark drapering som tål tunga instrument och kraftiga manipulationer.

Ortopediska ingrepp omfattar implantat som är extra infektiöskänsliga. Därför är fokus på infektionsförebyggande åtgärder extra viktigt.

## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial


Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

## 3M plastprodukter för operation


3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilates, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t.ex i tarpåsar som måste vara skonsamma mot hud och organ till kraftig och slitstark plast i t.ex. uppsamlingspåsar som måste kunna hålla stora vätskemängder.

## 3M™ loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

Med en incisionsfilm upprättas en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. loban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, som långsamt och kontrollerat frisätter en låg nivå fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt under hela ingreppet och effekten av den preoperativa huddesinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under hela operationen.




## Ortopedi




### 9000 Universalset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |



### 9002 Ortopediset utan assbordspåse

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 3     | 10 cm x 55 cm   | 5            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Benpåse               | 1     | 35 cm x 100 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande slitslakan   | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




### 9004 Extremitetsset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55 cm   | 5            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 114 cm x 150 cm |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Extremitetslakan     | 1     | 228 cm x 300 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |


|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Ortopedi




### 9010 Universalset utan assbordspåse

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 1     | 100 cm x 80 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 2     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




### 9012 Ortopediset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 3     | 10 cm x 55 cm   | 5            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Benpåse               | 1     | 35 cm x 100 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande slitslakan   | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |



### 9012L Ortopediset stort


| Produkt                | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                | 3     | 10 cm x 55 cm   | 4            | 2               |
| Handdukar              | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse           | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Benpåse                | 1     | 35 cm x 100 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M)  | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande slitslakan    | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (XL) | 1     | 300 cm x 228 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan   | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |



### 9014 Extremitetsset med benpåse


| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55 cm   | 5            | 2               |
| Handduk              | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 114 cm x 150 cm |              |                 |
| Benpåse liten        | 1     | 35 cm x 60 cm   |              |                 |
| Extremitetslakan     | 1     | 228 cm x 300 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

## Ortopedi




### 9015 Handset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Handlakan            | 1     | 360 cm x 200 cm | 7            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




### Häftande slitslakan

| Produktnummer                           | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>9043</b><br>Slitsstorlek 7 x 70 cm   | 150 cm x 183 cm | 30           | 2               |
| <b>9044</b><br>Slitsstorlek 7 x 70 cm   | 150 cm x 250 cm | 25           | 2               |
| <b>9045</b><br>Slitsstorlek 20 x 100 cm | 228 cm x 260 cm | 15           | 2               |




### 9045R Häftande slitslakan med extra förstärkning

| Storlek                                        | Förstärkningsstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 260 cm<br>Slitsstorlek 20 cm x 100 cm | 101 x 120 cm         | 11           | 2               |



### 9052 Handlakan

| Storlek         | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 360 cm x 200 cm | 3 cm       | 9            | 2               |



### 9053 Extremitetslakan


| Storlek         | Hålstorlek  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 300 cm | 6 cm x 8 cm | 10           | 2               |

### 9053P Extremitetsset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Handdukar             | 4     | –               | 8            | 2               |
| Op tejp               | 2     | 10 cm x 55 cm   |              |                 |
| Extremitetslakan 9053 | 1     | 228 cm x 300 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Ortopedi



### 9054 Hand- och fotlakan

| Storlek         | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 200 cm x 300 cm | 3 cm       | 12           | 2               |

### 9054P Hand- och fotset

| Produkt                 | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                 | 2     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar               | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse            | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Hand- och fotlakan 9054 | 1     | 200 cm x 300 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan    | 1     | 150 cm x 200 cm |              |                 |

### 9055 Höftplastiklakan

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 300 cm x 353 cm | 19 cm x 19 cm | 8            | 2               |

### 9055P Höftplastikset

| Produkt                | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                | 3     | 10 cm x 55 cm   | 4            | 2               |
| Höftplastiklakan 9055  | 1     | 300 cm x 353 cm |              |                 |
| Förstärkt assbordspåse | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Benpåse                | 1     | 35 cm x 100 cm  |              |                 |
| Häftande slitslakan    | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan   | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

### 9056 Bilateralt fotlakan





| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 300 cm | 13           | 2               |

### 9057 Extremitetslakan


| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 305 cm x 292 cm | 10           | 2               |

### 9058 Bilateralt knälakan

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 300 cm | 10           | 2               |




## Ortopedi




### 9100 Dagkirurgiset bas

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande op-handduk  | 2     | 100 cm x 75 cm  | 7            | 2               |
| Häftande op-handduk  | 2     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |



### Benpåse - Stockinette

| Produktnummer | Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>9109</b>   | 20 cm x 76 cm  | 25           | 4               |
| <b>9110</b>   | 30 cm x 122 cm | 25           | 4               |



### 9196 Axellakan med uppsamlingspåse

| Storlek                                       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 260 cm<br>Slitsstorlek 16 cm x 95 cm | 10           | 2               |


- Uppsamlingspåse i stark plast
- 2 avtappningsport

### 9196P Artroskopiset axel

| Produkt                       | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                       | 2     | 10 cm x 55 cm   | 5            | 2               |
| Handdukar                     | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse                  | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk           | 1     | 75 cm x 100 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan, L          | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Axellakan med uppsamlingspåse | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan          | 1     | 150 cm x 200 cm |              |                 |

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |


# Ortopedi



## 1014 Vertikallakan


| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 320 cm x 213 cm | 48 cm x 25 cm | 5            | 4               |

- Häftande remsa i övre kanten
- Transparent plast
- Steri-Drape™ incisionsfilm



## 1015 Transparent slitslakan


| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 120 cm x 130 cm | 10           | 4               |



## 1016 Spolpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 50 cm x 55 cm | 10           | 4               |

- Häftande remsa
- 1 Avtappningsport



## 1017 Vertikallakan med uppsamlingspåse


| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 320 cm x 213 cm | 48 cm x 25 cm | 5            | 4               |

- Uppsamlingspåse i transparent plast
- 1 Avtappningsport
- 2 Instrumentfickor på vardera sida
- 2 Slanghållare
- Häftande remsa längs övre kanten
- Transparen plast

## 1017P001 Vertikallakanset


| Produkt         | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Vertikallakan   | 1     | 320 cm x 213 cm | 12           | 1               |
| Instrumentlakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse    | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Handdukar       | 4     | —               |              |                 |

## Ortopedi



### 1019 Transparent häftande slitslakan L


| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 120 cm x 180 cm | 10           | 4               |



### 1067 Axelpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 5            | 4               |


- U-formad uppsamlingspåse
- 2 Avtappningsportar



### 1094 Knälakan med uppsamlingspåse

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 226 cm x 320 cm | 20           | 1               |

- Uppsamlingspåse
- 1 Avtappningsport
- Slanghållare




### 1115 Slanghållare

| Storlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------|--------------|-----------------|
| 14 cm x 4 cm | 100          | 4               |

|                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Polypropylen        |  Polyetylenfilm, blå            |  Polyetylenfilm, transparent    |  3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  Högabsorberande yta |  3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  Elastisk film, transparent          |
|  Häftande område     |  Elastisk film, blå             |                                                                                                                    |                                                                                                                           |

# Ortopedi




## 1194 Knälakan med uppsamlingspåse

| Storlek                                                                             | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 226 cm (292 cm) x 320 cm<br>Proximal hålstorlek 6,35 cm<br>Distal hålstorlek 4,5 cm | 5            | 1               |

- 360 grader uppsamlingspåse
- 2 Avtappningsportar
- Slanghållare

## 1194P Knäset - artroskopi

| Produkt              | Antal | Storlek                  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Handdukar            | 4     | –                        | 4            | 2               |
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55 cm            |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm           |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 150 cm x 150 cm          |              |                 |
| Benpåse liten        | 1     | 35 cm x 60 cm            |              |                 |
| Knälakan 1194        | 1     | 226 cm (292 cm) x 320 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm          |              |                 |




## 6617 Vertikallakan med 3M™ loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 320 cm x 213 cm | 48 cm x 25 cm | 5            | 4               |

- Uppsamlingspåse
- 1 Avtappningsport
- 2 Instrumentfickor
- 2 Slanghållare
- Häftande remsa i övre kanten
- Transparent plast

## 6617P001 Vertikallakanset med 3M™ loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Vertikallakan 6617   | 1     | –               | 14           | 1               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 10 cm x 55 cm   |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Handdukar            | 4     | 150 cm x 150 cm |              |                 |



## 6619 Vertikallakan stort med 3M™ loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 328 cm x 252 cm | 70 cm x 32 cm | 5            | 1               |

- Uppsamlingspåse
- 1 Avtappningsport
- 2 Instrumentfickor
- 2 Slanghållare
- Häftande remsa i övre kanten
- Transparent plast

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

**Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi**

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud-/ halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

De flesta toraxkirurgiska ingrepp kräver drapering som tål tunga instrument och kraftig manipulation. Det förekommer ofta stora vätskemängder och därför är en optimal vätskehantering central. Eftersom kardiovaskulära ingrepp är infektiösa är infektionsförebyggande åtgärder extra viktiga.

## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial


Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.





## 3M plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilates, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för. 3Ms uppsamlingspåsar är gjorda av kraftig och slitstark plast och kan hålla stora vätskemängder.

## 3M™ loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

Med en incisionsfilm upprättas en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. loban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, som långsamt och kontrollerat frisätter en låg nivå fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt under hela ingreppet och effekten av den preoperativa hudinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under hela operationen.





## 9018 Slitslakanset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 2     | 10 cm x 55 cm   | 6            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 1     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Häftande slitslakan   | 1     | 228 cm x 260 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

## 9046 Bilateralt slitslakan

| Storlek         | Slitsstorlek             | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 183 cm x 200 cm | 15 cm x 50 cm (35+15 cm) | 15           | 2               |

## 9046L Bilateralt slitslakan L





| Storlek         | Slitsstorlek   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 260 cm | 44 cm x 100 cm | 14           | 2               |

## 9100 Dagkirurgiset bas

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande op-handduk  | 2     | 100 cm x 55 cm  | 7            | 2               |
| Häftande op-handduk  | 4     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi



### 6677 Kardiovaskulärlakan med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 381 cm | 41 cm x 92 cm | 6            | 1               |

- Uppsamlingspåsar på båda sidor om incisionsytan

### 6677P Kardiovaskulärset med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Produkt                  | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Kardiovaskulärlakan 6677 | 1     | 195 cm x 381 cm | 4            | 1               |
| Perinallakan             | 1     | 152 cm x 183 cm |              |                 |
| Op-handduk               | 1     | 196 cm x 228 cm |              |                 |
| Assbordspåse             | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Instrumentpåse           | 2     | 33 cm x 38 cm   |              |                 |
| Op tejp                  | 4     | 10 cm x 55 cm   |              |                 |
| Instrumentbordslakan     | 1     | 152 cm x 200 cm |              |                 |

### 6681 Kardiovaskulärlakan med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 230 cm x 230 cm | se illustration | 8            | 1               |

- C-båge skydd i blå plast
- Antimikrobiell incisionsfilm längs hela benen

### 6682 Thoraxlakan med Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 375 cm | 78 cm x 43 cm | 8            | 1               |

- C-båge skydd i blå plast
- Stor incisionsfilm som täcker även ljumskarna
- Instrumentfickor längs incisionsfilmens båda sidor

### 1034 CVK-lakan

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 152 cm x 200 cm | 22           | 2               |

# Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

## 1083NS Perineallakan osterilt

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 183 cm x 152 cm | 90           | 1               |

- Endast osterilt, avsett att läggas i kundanpassade set

## 1090 Angiografilakan femoralt

| Storlek         | Hålstorlek  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 182 cm x 228 cm | 6 cm x 9 cm | 20           | 1               |

- 2 Häftande områden: 11.5 cm x 14 cm

## 1190NS Angiografilakan

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 330 cm | 33           | 1               |

- Endast osterilt, avsett att läggas i kundanpassade set
- Högabsorberande yta /// 91.4cm x 122cm
- Transparenta sidopaneler

## 1191 Angiografilakan femoralt

| Storlek         | Hålstorlek  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 330 cm | 6 cm x 9 cm | 20           | 1               |


- Högabsorberande yta /// 91.4cm x 122cm
- 2 Häftande områden 11.5cm x 14cm
- Transparenta sidopaneler

## 1191P Angiografiset

| Produkt                          | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp                          | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar                        | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse                     | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Bildförstärkarskydd baskermodell | 1     | 91 cm           |              |                 |
| Angiografilakan 1191             | 1     | 228 cm x 330 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan             | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |

## 1193 Angiografilakan med fyra hål

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 290 cm x 345 cm | 7            | 2               |



- Polypropylen
- Polyetylenfilm, blå
- Polyetylenfilm, transparent
- 3M™ Steri-Drape™ non-woven material
- Högabsorberande yta
- 3M™ Ioban™ antimikrobiell film
- 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm
- Elastisk film, transparent
- Häftande område
- Elastisk film, blå



Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

**Obstetrik / Gynekologi**

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud- / halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Obstetrik och gynekologi

Obstetriska ingrepp såsom kejsarsnitt är på flera sätt en utmaning för operationsdraperingsmaterial. Stora mängder blod och fostervatten innebär att draperingen måste kunna hantera vätska på ett optimalt sätt för att säkerställa att patienten hålls torr och minska risken för vätska på golv vilket kan utgöra en hälso- och säkerhetsrisk för personalen. Enkel och snabb applicering såsom allt-i-ett lösningar liksom infektionsförebyggande åtgärder är också viktigt eftersom ingreppen kan vara mycket akuta.




## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.


## 3M™ loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

Med en incisionsfilm upprättas en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. loban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, som långsamt och kontrollerat frisätter en låg nivå fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt under hela ingreppet och effekten av den preoperativa hudinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under hela operationen.




## 9000 Universalset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 2     | 75 cm x 100 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




## 9003 Cystoskopiset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   | 10           | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Benpåse              | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Perinealt hållakan   | 1     | 76 cm x 170 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 114 cm x 150 cm |              |                 |



## 9010 Universalset utan assbordspåse

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 85 cm  |              |                 |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




## 9023 Perinealt hållakan

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 76 cm x 170 cm | 25           | 4               |

|                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Polypropylen        |  Polyetylenfilm, blå            |  Polyetylenfilm, transparent    |  3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  Högabsorberande yta |  3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  Elastisk film, transparent          |
|  Häftande område     |  Elastisk film, blå             |                                                                                                                    |                                                                                                                           |

## Obstetrik / Gynekologi




### 9040 Benpåsar (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 75 cm x 114 cm | 12           | 4               |


### 9040L Benpåsar L (par)

| Storlek        | Antal / lev förp | Förp / lev förp |
|----------------|------------------|-----------------|
| 86 cm x 130 cm | 8                | 4               |




### 9066 Lakan med ficka

| Storlek               | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 85 cm x 85 (60+25) cm | 30           | 4               |



### 9100 Dagkirurgiset bas


| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande op-handduk  | 2     | 100 cm x 75 cm  | 7            | 2               |
| Häftande op-handduk  | 2     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |



### 9105 Dagkirurgiset gynekologi/urologi


| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Lakan med ficka 9066 | 1     | 85 cm x 85 cm   | 7            | 2               |
| Benpåse              | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |

## Obstetrik / Gynekologi



### 9106 Dagkirurgiset gynekologi/ urologi med uppsamlingspåse


| Produkt                    | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Uppsamlingspåse gynekologi | 1     | 85 cm x 105 cm  | 7            | 2               |
| Benpåsar                   | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk        | 1     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan       | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |



### 1016 Spolpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 50 cm x 55 cm | 10           | 4               |


- Bred häftande remsa
- 1 Avtappningsport



### 1031 Laparoskopilakan - rygggläge

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 285 cm x 182 cm | 27 cm x 30 cm | 10           | 2               |

- 4 Slanghållare



### 1032 Laparoskopilakan - benstödsläge

| Storlek         | Hålstorlek (abdominalt) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 241 cm x 228 cm | 27 cm x 30 cm           | 8            | 2               |

- 4 Slanghållare
- Perinealt häftande hål 12cm x 15.5cm



### 1032P Laparoskopiset - benstödsläge

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Laparoskopilakan 1032 | 1     | 241 cm x 228 cm | 5            | 2               |
| Instrumentbordslakan  |       | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Handdukar             | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |


|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Obstetrik / Gynekologi


23 x 45



4 x



4 x



### 1072 Hålduk med uppsamlingspåse

| Storlek       | Häftande yta  | Hålstorlek     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 23 cm x 45 cm | 23 cm x 25 cm | 11 cm x 8.5 cm | 7            | 2               |

### 1078 Perineallakan med uppsamlingspåse

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 196 cm x 200 cm | 10           | 2               |

- Stor integrerad uppsamlingspåse med filter och avtappningsport

### 1079 Gynekologilakan

| Storlek       | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 195cm x 179cm | 12cm x 9cm | 14           | 2               |

### 1079P Gynekologiset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Gynekologilakan 1079 | 1     | 195 cm x 179 cm | 7            | 2               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |






### 1080 Gynekologilakan med uppsamlingspåse

| Storlek         | Hålstorlek   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 179 cm | 12 cm x 9 cm | 14           | 2               |

### 1080P Gynekologiset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Gynekologilakan 1080 | 1     | 195 cm x 179 cm | 7            | 2               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |

## Obstetrik / Gynekologi



### 1082 Vaginalabdominallakan för TVT/TOT/prolaps

| Storlek         | Hålstorlek     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 235 cm x 300 cm | 11 cm x 8.5 cm | 10           | 4               |

### 1084 Uppsamlingspåse gynekologi

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 86 cm x 108 cm | 30           | 4               |

- Ficka för att enkelt skjuta in påsen under patienten

### 1084P Set med uppsamlingspåse och babyfilt

| Produkt                    | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Uppsamlingspåse gynekologi | 1     | 86 cm x 106 cm  | 7            | 2               |
| Benpåse                    | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk        | 2     | 75 cm x 100 cm  |              |                 |
| Babyfilt non-woven         | 1     | 100 cm x 100 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan       | 1     | 150 cm x 200 cm |              |                 |

### 2057 Bukpåse med incisionsfilm

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |


- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare

### 2058 Bukpåse med incisionsfilm och triangulärt hål

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |




## 2065 Abdominoperineallakan - benstödsläge

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 271 cm | 41 cm x 45 cm | 8            | 1               |

- Slanghållare
- Perinealt häftande hål: 12 cm x 15.5 cm

## 2065P Abdominoperinealset - benstödsläge


| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Abdominoperineallakan | 1     | 195 cm x 271 cm | 5            | 2               |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk            | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar             | 4     | -               |              |                 |



## 6657 Bukpåse med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |


- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare



## 6658 Bukpåse stor med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 74 cm x 74 cm | 33 cm x 43 cm | 5            | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse




## 6659 Bukpåse extra stor med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek     | Incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 74cm x 87cm | 42cm x 52cm  | 5            | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- 2 Avtappningsportar

## Obstetrik / gynekologi




### 6665 3M™ Ioban™ 2 Abdominoperineallakan - benstödsläge

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 200 cm x 270 cm | 35 cm x 46 cm | 10           | 1               |

- Slanghållare
- Ioban 2 antimikrobiell incisionsfilm
- Perinealt häftande hål: 12 cm x 15.5 cm

### 6665P001 3M™ Ioban™ 2 Abdominoperinealset - benstödsläge

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Abdominoperineallakan | 1     | 200 cm x 270 cm | 10           | 1               |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk            | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar             | 4     | -               |              |                 |



### 6697 Kejsarsnittslakan med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm


| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 307 cm | 30 cm x 30 cm | 5            | 1               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare

### 6697P001 Kejsarsnittset med 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Kejsarsnittslakan    | 1     | 254 cm x 307 cm | 10           | 1               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 55 cm   |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |


- Polypropylen
- Polyetylenfilm, blå
- Polyetylenfilm, transparent
- 3M™ Steri-Drape™ non-woven material
- Högabsorberande yta
- 3M™ Ioban™ antimikrobiell film
- 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm
- Elastisk film, transparent
- Häftande område
- Elastisk film, blå



## 7964 Kejsarsnittslakan med 3M™ Steri-Drape™ 2 incisionsfilm - benstödsläge

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 279 cm | 30 cm x 30 cm | 5            | 2               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare




## 7965 Kejsarsnittslakan med 3M™ Steri-Drape™ 2 incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 307 cm | 30 cm x 30 cm | 5            | 1               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare

## 7965P Kejsarsnittsset med 3M™ Steri-Drape™ 2 incisionsfilm

| Produkt                | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Kejsarsnittslakan 7965 | 1     | 254 cm x 307 cm | 5            | 2               |
| Instrumentbordslakan   | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse           | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op tejp                | 1     | 10 cm x 55 cm   |              |                 |
| Babyfilt non-woven     | 1     | 100 cm x 100 cm |              |                 |
| Handdukar              | 4     | -               |              |                 |



## 7966 Kesarsnittslakan med uppsamlingspåse med triangulärt hål

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 254 cm x 307 cm | 30 cm x 30 cm | 5            | 1               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

**Urologi**

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud- / halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Urologi

Vid urologiska ingrepp förekommer stora mängder vätska, vilket kräver drapering som effektivt kan hantera denna så att en säker miljö bibehålls för personalen. Draperingslösningar som minimerar förberedelsetiden inför ingreppet är en fördel eftersom ingreppen ofta är täta och salbytestiden därför behöver minimeras.

## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial





Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oro dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

## 3M plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för. 3Ms uppsamlingspåsar är gjorda av kraftig och slitstark plast och kan hålla stora vätskemängder.



## Urologi



### 9000 Universalset

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal /<br>förp | Förp / lev<br>förp |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7               | 2                  |
| Handdukar             | 4     | –               |                 |                    |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |                 |                    |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 75 cm  |                 |                    |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |                 |                    |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |                 |                    |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |                 |                    |

### 9003 Cystoskopiset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal /<br>förp | Förp / lev<br>förp |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   | 10              | 2                  |
| Handdukar            | 4     | –               |                 |                    |
| Benpåse              | 2     | 75 cm x 114 cm  |                 |                    |
| Perineal hålduk      | 1     | 76 cm x 170 cm  |                 |                    |
| Instrumentbordslakan | 1     | 114 cm x 150 cm |                 |                    |

### 9005 TUR/CYST-set


| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal /<br>förp | Förp / lev<br>förp |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Handdukar            | 4     | –               | 6               | 2                  |
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 55 cm   |                 |                    |
| TUR/CYST-lakan       | 1     | 152 cm x 228 cm |                 |                    |
| Benpåse              | 2     | 75 cm x 114 cm  |                 |                    |
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   |                 |                    |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |                 |                    |

### 9010 Universalset utan assbordspåse

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal /<br>förp | Förp / lev<br>förp |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Op tejp               | 1     | 10 cm x 55cm    | 7               | 2                  |
| Handdukar             | 4     | –               |                 |                    |
| Häftande op-handduk   | 2     | 100 cm x 85 cm  |                 |                    |
| Häftande op-lakan (M) | 1     | 183 cm x 183 cm |                 |                    |
| Häftande op-lakan (L) | 1     | 250 cm x 150 cm |                 |                    |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 200 cm x 150 cm |                 |                    |


|                                                                                     |                     |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Polypropylen        |  | Polyetylenfilm, blå            |  | Polyetylenfilm, transparent    |  | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  | Högabsorberande yta |  | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  | Elastisk film, transparent          |
|  | Häftande område     |  | Elastisk film, blå             |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |

## Urologi




### 9023 Perineal hålduk

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 76 cm x 170 cm | 25           | 4               |




### 9040 Benpåsar (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 75 cm x 114 cm | 12           | 4               |




### 9040L Benpåsar L (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 86 cm x 130 cm | 8            | 4               |



### 9066 Lakan med ficka





| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 85 cm x 85 cm | 30           | 4               |



### 9105 Dagkirurgiset gynekologi / urologi

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Lakan med ficka 9066 | 1     | 85 cm x 85 cm   | 7            | 2               |
| Benpåse              | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |

## Urologi



### 9106 Dagkirurgiset gynekologi / urologi med uppsamlingspåse

| Produkt                    | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Uppsamlingspåse gynekologi | 1     | 85 cm x 105 cm  | 7            | 2               |
| Benpåse                    | 2     | 75 cm x 114 cm  |              |                 |
| Häftande op-handduk        | 1     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan       | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |

### 1016 Spolpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 50 cm x 55 cm | 10           | 4               |

- Bred häftande remsa
- 1 Avtappningsport

### 1031 Laparoskopilakan - rygggläge

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 285 cm x 182 cm | 27 cm x 30 cm | 10           | 2               |

- 4 Slanghållare

### 1032 Laparoskopilakan - benstödsläge

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 241 cm x 228 cm | 27 cm x 30 cm | 8            | 2               |


- 4 slanghållare
- Perinealt häftande hål: 12 cm x 15.5 cm

### 1032P Laparoskopiset - benstödsläge

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Laparoskopilakan     | 1     | 241 cm x 228 cm | 5            | 2               |
| Instrumentbordslakan |       | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |


## Urologi



### 1071 Urologilakan

| Storlek     | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------|------------|--------------|-----------------|
| 60cm x 90cm | 5cm        | 10           | 4               |


- Fingertuta i neopren
- Häftande remsa i övre kanten



### 1072 Hålduk med uppsamlingspåse

| Storlek       | Häftande yta  | Hålstorlek     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 23 cm x 45 cm | 23 cm x 25 cm | 11 cm x 8.5 cm | 10           | 4               |


- Storlek uppsamlingspåse: 15.5 cm x 23 cm



### 1078 Perineallakan med uppsamlingspåse

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 196 cm x 200 cm | 10           | 2               |

- Stor integrerad uppsamlingspåse med filter och avtappningsport




### 1079 Gynekologilakan

| Storlek         | Hålstorlek   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 179 cm | 12 cm x 9 cm | 14           | 2               |

### 1079P Gynekologiset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Gynekologilakan 1079 | 1     | 195 cm x 179 cm | 7            | 2               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |

## Urologi




### 1080 Gynekologilakan med uppsamlingspåse

| Storlek         | Hålstorlek   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 179 cm | 12 cm x 9 cm | 7            | 2               |

### 1080P Gynekologiset med 1080

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Gynekologilakan 1080 | 1     | 195 cm x 179 cm | 7            | 2               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |




### 1081 TUR-lakan

| Storlek         | Hålstorlek abdominalt | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 152 cm x 164 cm | 6 cm                  | 14           | 2               |

- Elastiskt hål
- Fingertuta i neopren
- Stor integrerad uppsamlingspåse med filter och avtappningsport

### 1081PD TUR-set

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| TUR-lakan            | 1     | 152 cm x 164 cm | 7            | 2               |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |
| Handdukar            | 4     | -               |              |                 |




### 1082 Vaginalabdominallakan för TVT, TOT, prolaps

| Storlek         | Hålstorlek     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 235 cm x 300 cm | 11 cm x 8.5 cm | 10           | 4               |

- Storlek benpåsar: 15.5cm x 23cm

|                                                                                     |                     |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Polypropylen        |  | Polyetylenfilm, blå            |  | Polyetylenfilm, transparent    |  | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  | Högabsorberande yta |  | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  | Elastisk film, transparent          |
|  | Häftande område     |  | Elastisk film, blå             |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |

# Urologi




## 2065 Abdominoperineallakan - benstödsläge

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 195 cm x 271 cm | 41 cm x 45 cm | 8            | 1               |

- Slanghållare
- Perinealt häftande hål: 12 cm x 15.5 cm

## 2065P Abdominoperinealset - benstödsläge

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Abdominoperineallakan | 1     | 195 cm x 271 cm | 10           | 1               |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk            | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar             | 4     | -               |              |                 |



## 6665 Abdominoperineallakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm - benstödsläge

| Storlek         | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 200 cm x 270 cm | 35 cm x 46 cm | 10           | 1               |

- Slanghållare
- Perinealt häftande hål: 12 cm x 15.5 cm

## 6665P001 Abdominoperinealset med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm - benstödsläge

| Produkt               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Abdominoperineallakan | 1     | 200 cm x 270 cm | 10           | 1               |
| Instrumentbordslakan  | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Assbordspåse          | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk            | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Handdukar             | 4     | -               |              |                 |

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

**Ögonkirurgi**

ÖNH- och huvud-/ halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Ögonkirurgi

Ögonkirurgi utförs ofta under lokalbedövning. Eftersom patienten är vaken måste draperingen vara komfortabel och tillåta patienten att andas under den.


## 3M ögondraperingsmaterial

3Ms ögondraperingar är lätta i vikt och framställda av non-woven material som patienten kan andas igenom. Draperingsmaterialet är utformat så att vätska lätt rinner av det och samlas i specialdesignade uppsamlingspåsar så att draperingen hålls torr och komfortabel för patienten.

Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är detsamma som på välkända Micropore™, som efter mer än 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar.


## 3M plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för. 3Ms uppsamlingspåsar är gjorda av kraftig och slitstark plast och kan hålla stora vätskemängder. I 3Ms sortiment för ögonkirurgi finns ett flertal dukar i transparent, mjuk polyetylen.



# Ögonkirurgi

40 x 40




## 1020 Häftande hålduk S transparent

| Storlek       | Häftande yta     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 40 cm x 40 cm | 9.9 cm x 12.5 cm | 10           | 4               |

- Hålstorlek: 6.3 cm


40 x 40



## 1021 Transparent duk S med incisionsfilm

| Storlek       | Incisionsyta     | Antal / förp | Antal / förp |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 40 cm x 40 cm | 9.9 cm x 12.5 cm | 10           | 4            |


40 x 27



## 1022 Ögonduk för refraktiva ingrepp - LASIK

| Storlek       | Häftande yta    | Hålstorlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 40 cm x 27 cm | 7.2 cm x 7.2 cm | 4.4 cm x 3.8 cm | 20           | 4               |

40 x 49




## 1023 Transparent duk S med incisionsfilm och uppsamlingspåse

| Storlek       | Steri-Drape incise area | Drapes per Box | Boxes per Case |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 40 cm x 49 cm | 12.5 cm x 10 cm         | 10             | 4              |

- 2 Häftande punkter
- Uppsamlingspåse

39 x 46



## 1024 Transparent duk med häftande hål och uppsamlingspåse, S


| Storlek       | Häftande yta    | Hålstorlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 39 cm x 46 cm | 12.5 cm x 10 cm | 3.8 cm x 6.3 cm | 10           | 4               |

- 2 Häftande punkter
- Uppsamlingspåse

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

# Ögonkirurgi


80 x 130



## 1030 Transparent häftande hålduk M

| Storlek        | Häftande yta    | Hålstorlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 80 cm x 130 cm | 10 cm x 12.5 cm | 5.1 cm x 7.4 cm | 10           | 4               |


80 x 130



## 1033 Transparent häftande hålduk M med ovalt hål

| Storlek        | Häftande yta    | Hålstorlek   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 80 cm x 130 cm | 23 cm x 11.5 cm | 15 cm x 6 cm | 10           | 4               |


130 x 130



## 1060 Transparent duk M med incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 130 cm x 130 cm | 10 cm x 12.5 cm | 10           | 4               |

130 x 130




## 1061 Transparent duk M med incisionsfilm och uppsamlingspåse

| Storlek         | Incisionsyta    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 130 cm x 130 cm | 10 cm x 12.5 cm | 10           | 4               |

- Uppsamlingspåse


# Ögonkirurgi



## 1055B Ögonlakan med incisionsfilm och uppsamlingspåsar

| Storlek         | Incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 155 cm x 275 cm | 12 cm x 9 cm | 14           | 2               |


- 2 Uppsamlingspåsar
- Ansiktsbåge
- Vätskeavvisande non-woven material



## 1065B Ögonlakan med häftande hål och uppsamlingspåsar

| Storlek         | Häftande yta | Hålstorlek  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 155 cm x 275 cm | 12 cm x 9 cm | 6 cm x 3 cm | 14           | 2               |

- 2 Uppsamlingspåsar
- Ansiktsbåge
- Vätskeavvisande non-woven material



## 1062 Ögonlakan med incisionsfilm och uppsamlingspåse

| Storlek         | Incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 137 cm x 137 cm | 8 cm x 10 cm | 30           | 2               |

- Uppsamlingspåse
- Vätskeavvisande non-woven material


## 1062P001 Ögonset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Ögonlakan 1062       | 1     | 137 cm x 137 cm | 30           | 1               |
| Instrumentbordsskydd | 1     | 100 cm x 150 cm |              |                 |
| Ansiktsskydd         | 1     | 30 cm x 5 cm    |              |                 |

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

# Ögonkirurgi

155 x 178



## 1064 Ögonlakan med häftande hål och uppsamlingspåsar

| Storlek         | Häftande yta | Hålstorlek  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 155 cm x 178 cm | 12 cm x 9 cm | 6 cm x 3 cm | 20           | 2               |

- 2 Uppsamlingspåsar
- Vätskeavvisande non-woven material

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

**ÖNH- och huvud- / halskirurgi**

Neurokirurgi


Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer


# ÖNH- och huvud-/halskirurgi

Ingrepp i ansiktområdet och huvud-/halsregionen kan vara svåra att drapera. Därför krävs drapering som är flexibel och anpassningsbar. Komforten är också viktig. Specifika behov i samband med vissa ingrepp i detta område kräver speciallakan med tillförlitlig vidhäftning och optimal vätskekontroll.



## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial


Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.



## 3M plastprodukter för operation


3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter de specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t.ex i kantdukar som 1000-lappen som måste vara skonsamma mot hud och organ till kraftig och slitstark plast i t.ex. uppsamlingspåsar som måste kunna hålla stora vätskemängder.

## ÖNH- och huvud-/halskirurgi




### 9007 ÖNH-set

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55cm    | 8            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Häftande slitslakan  | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 150 cm x 150 cm |              |                 |



### 9008 Huvud-halsset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 55 cm   | 7            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Huvudduk             | 1     | 114 cm x 90 cm  |              |                 |
| Häftande slitslakan  | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




### 9009 Dagkirurgiset huvud/hals

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 55 cm   | 10           | 2               |
| Op-handduk           | 2     | 95 cm x 95 cm   |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 183 cm x 183 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |


|                                                                                     |                     |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Polypropylen        |  | Polyetylenfilm, blå            |  | Polyetylenfilm, transparent    |  | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  | Högabsorberande yta |  | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  | Elastisk film, transparent          |
|  | Häftande område     |  | Elastisk film, blå             |                                                                                     |                                |                                                                                       |                                     |

## ÖNH- och huvud-/halskirurgi




### 9019 Dentalset

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 15 cm   | 16           | 2               |
| Häftande hållakan    | 1     | 150 cm x 183 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 114 cm x 150 cm |              |                 |




### 9051 Thyroidealakan

| Storlek         | Hålstorlek    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 183 cm x 315 cm | 12 cm x 12 cm | 15           | 2               |



### 9070 Huvudlakan

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 114 cm x 90 cm | 22           | 4               |



### 9100 Dagkirurgiset bas

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Häftande op-handduk  | 2     | 100 cm x 75 cm  | 7            | 2               |
| Häftande op-handduk  | 2     | 170 cm x 170 cm |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 152 cm x 152 cm |              |                 |

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud- / halskirurgi

**Neurokirurgi**

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

Index produktnummer

# Neurokirurgi

Neurokirurgiska ingrepp tar ofta lång tid och omfattar stora mängder blod och spolvätska. Detta innebär att draperingens vätskehantering är viktig för att upprätthålla en säker miljö för personalen och minska risken för infektion. Eftersom neurokirurgi är extra infektiöskänslig är infektionsförebyggande åtgärder viktiga. Enkel applicering och "allt-i-ett-lösningar" såsom speciallakan eller kundanpassade set kan vara en fördel då neurokirurgiska ingrepp ofta är akuta.

## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial


Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

## 3M™ Ioban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

Med en incisionsfilm upprättas en mekanisk barriär som hindrar bakterier från huden kring operationssåret att kontaminera såret. Men det finns incisionsfilmer som gör mer än så. Ioban™ 2 är en antimikrobiell incisionsfilm som innehåller jodoform, som långsamt och kontrollerat frisätter en låg nivå fria jodmolekyler från häftämnet. På så vis desinficeras huden kontinuerligt under hela ingreppet och effekten av den preoperativa huddesinfektionen förlängs så att bakterienivån på huden hålls låg under hela operationen.




# Neurokirurgi



## 9007 ÖNH-set


| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Op tejp              | 2     | 10 cm x 55 cm   | 8            | 2               |
| Handdukar            | 4     | –               |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Op-handduk           | 1     | 75 cm x 90 cm   |              |                 |
| Häftande slitslakan  | 1     | 150 cm x 250 cm |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 1     | 100 cm x 75 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 150 cm x 150 cm |              |                 |



## 9047 Neuroslitslakan med uppsamlingspåse


| Storlek         | Storlek häftande slits | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 183 cm x 152 cm | 16 cm x 40 cm          | 15           | 2               |

- Uppsamlingspåse längs hela slitsen
- 2 avtappningsportar



## 9048 Slitslakan


| Storlek         | Storlek häftande slits | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 260 cm | 20 cm x 40 cm          | 15           | 2               |



9047 neuroslitslakan och 9048 slitslakan bildar tillsammans ett komplett neurolakan

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

# Neurokirurgi




## 6687 Neurolakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Storlek         | Incisionsyta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 231 cm x 406 cm | 24 cm x 37cm | 10           | 1               |

- Allt-i-ett-lakan med uppsamlingspåse med två avtappningsportar
- Specialdesignat diamantformat incisionsområde


## 6687P Neuroset med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm

| Produkt              | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Neurolakan 6687      | 1     | 196 cm x 406 cm | 7            | 1               |
| Op tejp              | 1     | 10 cm x 55 cm   |              |                 |
| Häftande op-handduk  | 3     | 45 cm x 30 cm   |              |                 |
| Assbordspåse         | 1     | 80 cm x 145 cm  |              |                 |
| Instrumentbordslakan | 1     | 200 cm x 150 cm |              |                 |




## 1000 Kantduk liten

| Storlek       | Häftande yta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 45 cm x 30 cm | 3 cm         | 10           | 4               |



## 1010 Kantduk stor

| Storlek       | Häftande yta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 45 cm x 60 cm | 3 cm         | 10           | 4               |



## 1016 Spolpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 50 cm x 55 cm | 10           | 4               |

Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud- / halskirurgi

Neurokirurgi

**Övrig drapering och tillbehör**

Rockar

Index produktnummer

# Övrig drapering och tillbehör

3M har ett brett sortiment av tillbehör såsom enklare drapering som passar många olika typer av ingrepp och plastprodukter som uppsamlingspåsar, instrumentskydd, instrumentpåsar mm

## 3M Steri-Drape™ draperingsmaterial

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

## 3M plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatem, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter det specifika ändamål de är avsedda för och finns i allt från mycket mjuk kvalitet t.ex i kantdukar som 1000-lappen som måste vara skonsamma mot hud och organ till kraftig och slitstark plast i t.ex. uppsamlingspåsar som måste kunna hålla stora vätskemängder. I 3Ms sortiment av plastprodukter för operation ingår ett brett sortiment av instrumentskydd.



## Övrig drapering

### 9026 Hålduk

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 55 cm x 55 cm | 100          | 4               |

### 9027 Justerbar hålduk

| Produkt                               | Antal | Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------------------------------|-------|----------------|--------------|-----------------|
| Justerbar häftande hålduk i två delar | 1     | 100 cm x 75 cm | 40           | 4               |

### 9027L Justerbar hålduk L

| Produkt                               | Antal | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| Justerbar häftande hålduk i två delar | 1     | 100 cm x 150 cm | 25           | 4               |

### 9029 Häftande hålduk

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 75 cm x 75 cm | 40           | 4               |

### Häftande slitslakan


| Produktnummer                          | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>9043</b><br>Slitsstorlek 7 x 70cm   | 150 cm x 183 cm | 30           | 2               |
| <b>9044</b><br>Slitsstorlek 7 x 70cm   | 150 cm x 250 cm | 25           | 2               |
| <b>9045</b><br>Slitsstorlek 20 x 100cm | 228 cm x 260 cm | 15           | 2               |
| <b>9048</b><br>Slitsstorlek 20 x 40cm  | 228 cm x 260 cm | 15           | 2               |

### 9045R Häftande slitslakan med extra förstärkning

| Storlek                     | Förstärkningsstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 228 cm x 260 cm             |                      |              |                 |
| Slitsstorlek 20 cm x 100 cm | 101 x 120 cm         | 11           | 2               |





### Bilaterala slitslakan

| Produkt                       | Storlek                                                   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 9046 Bilateralt slitslakan    | 183 cm x 200 cm<br>Slitsstorlek: 15 cm x 50 cm (35+15 cm) | 15           | 2               |
| 9046L Bilateralt slitslakan L | 228 cm x 260 cm<br>Slitsstorlek: 44 cm x 100 cm           | 14           | 2               |



|                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Polypropylen        |  Polyetylenfilm, blå            |  Polyetylenfilm, transparent    |  3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  Högabsorberande yta |  3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  Elastisk film, transparent          |
|  Häftande område     |  Elastisk film, blå             |                                                                                                                    |                                                                                                                           |

## Övrig drapering



### 9032NS Hållakan, ovalt

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 152 cm x 275 cm | 50           | 1               |

- Endast osterilt, avsett att läggas i kundanpassade set

### Häftande hållakan

| Produktnummer                     | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Centrerat hål<br><b>9028</b>      | 75 cm x 75 cm   | 40           | 4               |
| <b>9030</b>                       | 120 cm x 150 cm | 20           | 4               |
| Icke centrerat hål<br><b>9031</b> | 150 cm x 183 cm | 25           | 2               |

### 9035 Assbordspåse

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 80 cm x 145 cm | 40           | 2               |

### 9039E Förstärkt assbordspåse

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 80 cm x 145 cm | 20           | 2               |

### 9040 Benpåsar (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 75 cm x 114 cm | 12           | 4               |






### 9040L Benpåsar L (par)

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 86 cm x 130 cm | 8            | 4               |

### Armbordsskydd

|             | Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>9041</b> | 35 cm x 60 cm  | 50           | 4               |
| <b>9042</b> | 35 cm x 100 cm | 35           | 4               |

## Övrig drapering



### Op-handdukar / instrumentbordslakan

| Produktnummer |                 | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>9067</b>   | Förstärkt       | 37 cm x 45 cm   | 150          | 4               |
| <b>9069</b>   | Förstärkt       | 75 cm x 90 cm   | 30           | 4               |
| <b>9071</b>   | Förstärkt       | 97 cm x 97 cm   | 40           | 4               |
| <b>9072E</b>  | Standard        | 100 cm x 150 cm | 30           | 2               |
| <b>9072</b>   | Förstärkt       | 100 cm x 150 cm | 20           | 4               |
| <b>9074</b>   | Förstärkt       | 152 cm x 152 cm | 12           | 4               |
| <b>9075E</b>  | Standard        | 150 cm x 170 cm | 15           | 2               |
| <b>9077E</b>  | Standard        | 200 cm x 150 cm | 15           | 2               |
| <b>9077</b>   | Förstärkt       | 200 cm x 150 cm | 30           | 2               |
| <b>9077R</b>  | Extra förstärkt | 200 cm x 150 cm | 24           | 2               |
| <b>9079</b>   | Förstärkt       | 200 cm x 228 cm | 20           | 2               |

### Häftande op-handdukar

| Produktnummer | Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>9083</b>   | 55 cm x 55 cm  | 75           | 4               |
| <b>9084</b>   | 75 cm x 75 cm  | 40           | 4               |
| <b>9085</b>   | 100 cm x 85 cm | 30           | 4               |
| <b>9085W</b>  | 115 cm x 97 cm | 50           | 2               |
| <b>9086</b>   | 100 cm x 75 cm | 40           | 4               |

### Häftande op-lakan

| Produktnummer | Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>9087</b>   | 183 cm x 183 cm | 25           | 2               |
| <b>9088</b>   | 250 cm x 150 cm | 25           | 2               |
| <b>9089</b>   | 170 cm x 170 cm | 22           | 2               |
| <b>9090</b>   | 300 cm x 228 cm | 12           | 2               |

### 9095 Häftande absorptionsduk

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 70 cm x 50 cm | 50           | 4               |


### Op tejp

| Produktnummer | wStorlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 9099          | 10 cm x 55 cm | 250          | 2               |
| 9099NW        | 10 cm x 55 cm | 250          | 2               |

- Transparent 9099
- Non-woven 9099NW
- Rivbar
- 100% barriär


|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Tillbehör




### 1000 Kantduk liten

| Storlek       | Bredd häftande yta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 45 cm x 30 cm | 3 cm               | 10           | 4               |



### 1010 Kantduk stor


| Storlek       | Bredd häftande yta | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 45 cm x 60 cm | 3 cm               | 10           | 4               |



### 1020 Transparent häftande hålduk, S


| Storlek       | Häftande yta     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 40 cm x 40 cm | 9.9 cm x 12.5 cm | 10           | 4               |

- Hålstorlek: 6.3cm




### 1021 Transparent duk S med incisionsfilm

| Storlek       | Incisionsyta     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 40 cm x 40 cm | 9.9 cm x 12.5 cm | 10           | 4               |



### 1030 Transparent häftande hålduk M


| Storlek        | Häftande yta    | Hålstorlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 80 cm x 130 cm | 10 cm x 12.5 cm | 5.1 cm x 7.4 cm | 10           | 4               |



### 1033 Transparent häftande hålduk M, ovalt hål

| Storlek        | Häftande yta    | Hålstorlek   | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 80 cm x 130 cm | 23 cm x 11.5 cm | 15 cm x 6 cm | 10           | 4               |


## Tillbehör



### 1015 Transparent slitslakan

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 120 cm x 130 cm | 10           | 4               |


- U-formad häftande slits



### 1019 Transparent slitslakan L


| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 120 cm x 180 cm | 10           | 4               |

- U-formad häftande slits
- Häftande område i nedre kanten



### 1060 Transparent duk M med incisionsfilm


| Storlek         | Incisionsyta    | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 130 cm x 130 cm | 10 cm x 12.5 cm | 10           | 4               |



### 1071 Urologilakan

| Storlek       | Hålstorlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 60 cm x 90 cm | 5 cm       | 10           | 4               |

- Fingertuta i neopren
- Häftande remsa längs övre kanten



### Sårkantsduk

| Produktnummer | Storlek         | Ringdiameter | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>1073</b>   | 23 cm x 11.5 cm | 15 cm x 6 cm | 10           | 4               |
| <b>1074</b>   | 90 cm x 90 cm   | 12.5 cm      | 10           | 4               |
| <b>1075</b>   | 90 cm x 90 cm   | 17.5 cm      | 10           | 4               |
| <b>1076</b>   | 90 cm x 90 cm   | 22.5 cm      | 10           | 4               |
| <b>1077</b>   | 90 cm x 90 cm   | 9.5 cm       | 10           | 4               |

- 4 Häftande ytor
- 1 Flexibel ring

|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ Ioban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |


## Tillbehör



54

### 9096 Armskydd

| Storlek | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------|--------------|-----------------|
| 54 cm   | 100          | 1               |



33 x 38


### 9097 Instrumentpåse / skräppåse (L)

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 33 cm x 38 cm | 100          | 2               |



### Benpåse "Stockinette"

| Produktnummer | Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>9109</b>   | 20 cm x 76 cm  | 20           | 1               |
| <b>9110</b>   | 30 cm x 122 cm | 20           | 1               |




17 x 29

### 1018 Instrumentpåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 17 cm x 29 cm | 10           | 4               |

- Häftande yta i både över- och underkant
- 2 Fickor




24 x 46

### 1018L Instrumentpåse lång

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 24 cm x 46 cm | 10           | 4               |

- Häftande yta i både över- och underkant
- Lämplig för lapraskopiska instrument
- 3 Fickor




14 x 4

### 1115 Slanghållare

| Storlek      | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------|--------------|-----------------|
| 14 cm x 4 cm | 100          | 4               |

## Tillbehör - uppsamlingspåsar


### 1027 Spolpåse



| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 45 cm x 30 cm | 10           | 4               |

- Häftande remsa i övre kanten


### 1084 Uppsamlingspåse gynekologi



| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 86 cm x 108 cm | 30           | 4               |

- Ficka för att enkelt få in under patienten


### 2057 Bukpåse med incisionsfilm



| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Steri-Drape™ 2 incisionsfilm
- Slanghållare


### 6657 Bukpåse med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm



| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare


### 6658 Bukpåse L med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm



| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 74 cm x 74 cm | 33 cm x 43 cm | 5            | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse

### 6659 Bukpåse L med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm




| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Boxes per Case |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 74 cm x 87 cm | 42 cm x 52 cm | 5            | 4              |

- 360-grader uppsamlingspåse
- 2 avtappningsportar


|                     |                                |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polypropylen        | Polyetylenfilm, blå            | Polyetylenfilm, transparent    | 3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
| Högabsorberande yta | 3M™ loban™ antimikrobiell film | 3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm | Elastisk film, transparent          |
| Häftande område     | Elastisk film, blå             |                                |                                     |

## Tillbehör - uppsamlingspåsar



### 1016 Spolpåse


| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 50 cm x 55 cm | 10           | 4               |



### 1067 U-formad uppsamlingspåse

| Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 5            | 4               |


- U-formad slits med uppsamlingspåse
- 2 Avtappningsportar



### 1072 Hålduk med uppsamlingspåse

| Storlek       | Häftande yta  | Hålstorlek     | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 23 cm x 45 cm | 23 cm x 25 cm | 11 cm x 8.5 cm | 10           | 4               |


- Storlek uppsamlingspåse: 15.5cm x 23cm



### 2058 Bukpåse med incisionsfilm med triangulärt hål

| Storlek       | Incisionsyta  | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 87 cm x 74 cm | 30 cm x 30 cm | 10           | 4               |

- 360-grader uppsamlingspåse
- Slanghållare




### 8010 Ansiktsskydd

| Storlek      | Antal / förp |
|--------------|--------------|
| 30 cm x 5 cm | 100          |

- Endats osteril


## Tillbehör - instrumentskydd



### 1012 Fluoroskopiduk

| Storlek        | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|--------------|-----------------|
| 90 cm x 110 cm | 10           | 4               |


- Häftande remsor längs både övre och nedre kanten
- 2 häftande ytor på långsidorna



### 1013 Röntgenbildförstärkarduk

| Storlek         | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 165 cm x 106 cm | 10           | 4               |

- 4 häftande ytor



### Röntgenkassettskydd

| Produktnummer | Storlek       | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>1008</b>   | 36 cm x 49 cm | 25           | 1               |
| <b>1009</b>   | 56 cm x 59 cm | 25           | 1               |

- Häftande förslutning

|                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Polypropylen        |  Polyetylenfilm, blå            |  Polyetylenfilm, transparent    |  3M™ Steri-Drape™ non-woven material |
|  Högabsorberande yta |  3M™ Ioban™ antimikrobiell film |  3M™ Steri-Drape™ incisionsfilm |  Elastisk film, transparent          |
|  Häftande område     |  Elastisk film, blå             |                                                                                                                    |                                                                                                                           |



Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ÖNH- och huvud- / halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

**Rockar**

Index produktnummer

# Operationsrockar – uppdukning, standard och förstärkt

## 3M™ High Protection (HP) rock – standard, standard kort och förstärkt

Välj säkerhet utan att kompromissa med komforten.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| → Säkerhet                                                                                                                                                                                                                                                                                | → Komfort                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vätskeavvisande</li><li>▪ Alkoholavvisande</li><li>▪ Starkt material</li><li>▪ Lågt fibersläpp</li><li>▪ Svetsade sömmar</li><li>▪ Överlappning i ryggen</li><li>▪ Design minimerar exponering av bara hudytor</li><li>▪ Generös längd*</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lätt i vikt</li><li>▪ God passform</li><li>▪ Justerbar halslinning</li><li>▪ Mjuka muddar</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | → I enlighet med SS-EN 13795 standard och förstärkt                                                                                         |

### SMMS non-woven material

#### Yttre skikt

Spunnen polypropylen: styrka, vätske- och alkoholavvisande

#### 2 mellanskikt

Smält polypropylen: bakteriebarriär

#### Inre skikt

Spunnen polypropylen: styrka, vätskeavvisande



## 3M™ Komfort rock – standard och förstärkt

En säker rock med extra god komfort

- |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| → Säkerhet                                                                                                                                                                                                                           | → Komfort                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vätskeavvisande</li><li>▪ Alkoholavvisande</li><li>▪ Starkt material</li><li>▪ Överlappning i ryggen</li><li>▪ Design minimerar exponering av bara hudytor</li><li>▪ Generös längd</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lätt i vikt</li><li>▪ God passform</li><li>▪ Justerbar halslinning</li><li>▪ Matt yta, extra lämplig vid sittande kirurgi</li><li>▪ Mjukt material och muddar</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | → I enlighet med SS-EN 13795 standard och förstärkt                                                                                                                                                             |

### Non-woven material i viskos/polyester

#### 2 lager

styrka, mjukt, vätske- och alkoholavvisande



## 3M™ Basrock – standard

Enkel standardrock för torrare ingrepp

- |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| → Säkerhet                                                                                                                                                                      | → Komfort                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vätskeavvisande</li><li>▪ Starkt material</li><li>▪ Lågt fibersläpp</li><li>▪ Svetsade sömmar</li><li>▪ Överlappning i ryggen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lätt i vikt</li><li>▪ God passform</li><li>▪ Justerbar halslinning</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                 | → I enlighet med SS-EN 13795 standard                                                                                |

### SMMMS non-woven material

#### Yttre skikt

Spunnen polypropylen: styrka, vätskeavvisande

#### 3 mellanskikt


Smält polypropylen: bakteriebarriär

#### Inre

Spunnen polypropylen: styrka, vätskeavvisande



## 3M™ High Protection (HP) rock standard, standard kort och förstärkt




### HP rock standard

| Produktnr    | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7691K</b> | M     | 132           | 28           | 1               |
| <b>7692K</b> | L     | 142           | 26           | 1               |
| <b>7693K</b> | XL    | 148           | 24           | 1               |
| <b>7694K</b> | XXL   | 156           | 22           | 1               |

### HP rock standard kort

| Produktnr    | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7682C</b> | L     | 127           | 30           | 1               |
| <b>7683C</b> | XL    | 133           | 26           | 1               |
| <b>7684C</b> | XXL   | 141           | 24           | 1               |




### HP rock förstärkt

| Produktnr      | Storl | Längd (cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|----------------|-------|------------|--------------|-----------------|
| <b>7695M</b>   | M     | 132        | 22           | 1               |
| <b>7696L</b>   | L     | 142        | 20           | 1               |
| <b>7697XL</b>  | XL    | 148        | 18           | 1               |
| <b>7698XXL</b> | XXL   | 156        | 16           | 1               |
| <b>7699XXL</b> | XXXL  | 162        | 21           | 1               |


Måtten är ungefärliga

## 3M™ Komfortrock – standard och förstärkt



**Komfortrock – standard**


| Produkt nr  | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7591</b> | M     | 129           | 22           | 1               |
| <b>7592</b> | L     | 142           | 20           | 1               |
| <b>7593</b> | XL    | 148           | 18           | 1               |
| <b>7594</b> | XXL   | 156           | 16           | 1               |



**Komfortrock – förstärkt**

| Produkt nr  | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7595</b> | M     | 129           | 18           | 1               |
| <b>7596</b> | L     | 142           | 18           | 1               |
| <b>7597</b> | XL    | 148           | 16           | 1               |
| <b>7598</b> | XXL   | 156           | 16           | 1               |

## 3M™ Basrock – standard



### Basrock – standard, steril

| Produktnr   | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|-------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7492</b> | L     | 127           | 30           | 1               |
| <b>7493</b> | XL    | 133           | 26           | 1               |
| <b>7494</b> | XXL   | 141           | 24           | 1               |

- utan omslag och handdukar

### Basrock – standard, steril med handdukar

| Produktnr    | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|--------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7492T</b> | L     | 127           | 26           | 1               |
| <b>7493T</b> | XL    | 133           | 24           | 1               |
| <b>7494T</b> | XXL   | 141           | 22           | 1               |

- med omslag och 2 handdukar

### Basrock – standard, osteril

| Produktnr     | Storl | Längd (L, cm) | Antal / förp | Förp / lev förp |
|---------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>7492NS</b> | L     | 127           | 60           | 1               |
| <b>7493NS</b> | XL    | 133           | 55           | 1               |
| <b>7494NS</b> | XXL   | 141           | 50           | 1               |



Incisionsfilmer

Allmän kirurgi

Ortopedi

Kardiovaskulärkirurgi / Angiografi

Obstetrik / Gynekologi

Urologi

Ögonkirurgi

ENT- och huvud- / halskirurgi

Neurokirurgi

Övrig drapering och tillbehör

Rockar

**Index produktnummer**

## Index produktnummer

| Produktnummer incisionsfilmer |                                                         | Sida                   | Produktnummer incisionsfilmer |                                                            | Sida       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 2035                          | Incisionsfilm                                           | 11                     | 6651                          | loban™ 2 incisionsfilm                                     | 9          |
| 2037                          | Incisionsfilm                                           | 11                     | 6640EZ                        | loban™ 2 incisionsfilm                                     | 10         |
| 2040                          | Incisionsfilm                                           | 11                     | 6648EZ                        | loban™ 2 incisionsfilm                                     | 10         |
| 2045                          | Incisionsfilm                                           | 11                     | 6650EZ                        | loban™ 2 incisionsfilm                                     | 10         |
| 2050                          | Incisionsfilm                                           | 11                     | 6651EZ                        | loban™ 2 incisionsfilm                                     | 10         |
|                               |                                                         |                        | 6661EZ                        | loban™ 2 incisionsfilm                                     | 10         |
| 2051                          | Incisionsfilm                                           | 11                     |                               |                                                            |            |
| 6635                          | loban™ 2 incisionsfilm                                  | 9                      |                               |                                                            |            |
| 6640                          | loban™ 2 incisionsfilm                                  | 9                      |                               |                                                            |            |
| 6648                          | loban™ 2 incisionsfilm                                  | 9                      |                               |                                                            |            |
| 6650                          | loban™ 2 incisionsfilm                                  | 9                      |                               |                                                            |            |
| Produktnummer drapering       |                                                         | Sida                   | Produktnummer drapering       |                                                            | Sida       |
| 1000                          | Kantduk liten                                           | 72, 78                 | 1072                          | Hålduk med uppsamlingspåse                                 | 46, 56, 82 |
| 1008                          | Röntgenkassettskydd                                     | 83                     | 1073                          | Sårkantsduk                                                | 22, 79     |
| 1009                          | Röntgenkassettskydd                                     | 83                     | 1074                          | Sårkantsduk                                                | 22, 79     |
| 1010                          | Kantduk stor                                            | 72, 78                 | 1075                          | Sårkantsduk                                                | 22, 79     |
| 1012                          | Fluoroskopiduk                                          | 83                     | 1076                          | Sårkantsduk                                                | 22, 79     |
| 1013                          | Röntgenbildförstärkarduk                                | 83                     | 1077                          | Sårkantsduk                                                | 22, 79     |
| 1014                          | Vertikallakan                                           | 32                     | 1078                          | Perineallakan med uppsamlingspåse                          | 46, 56     |
| 1015                          | Transparent slitslakan                                  | 32, 79                 | 1079                          | Gynekologilakan                                            | 46, 56     |
| 1016                          | Spolpåse                                                | 21, 32, 45, 55, 72, 82 | 1079P                         | Gynekologiset                                              | 46, 56     |
| 1017                          | Vertikallakan med uppsamlingspåse                       | 32                     | 1080                          | Gynekologilakan med uppsamlingspåse                        | 46, 56     |
| 1017P001                      | Vertikallakanset                                        | 32                     | 1080PD                        | Gynekologiset                                              | 56         |
| 1018                          | Instrumentpåse                                          | 80                     | 1081                          | TUR-lakan                                                  | 57         |
| 1018L                         | Instrumentpåse lång                                     | 80                     | 1081PD                        | TUR-set                                                    | 57         |
| 1019                          | Transparent häftande slitslakan L                       | 33, 79                 | 1082                          | Vaginalabdominallakan för TVT, TOT, prolaps                | 47, 57     |
| 1020                          | Transparent häftande hålduk, S                          | 61, 78                 | 1083NS                        | Perineallakan                                              | 39         |
| 1021                          | Transparent duk S med incisionsfilm                     | 61, 78                 | 1084                          | Uppsamlingspåse gynekologi                                 | 22, 47, 81 |
| 1022                          | Ögonduk för refraktiva ingrepp - LASIK                  | 61                     | 1084P                         | Set med uppsamlingspåse och babyfilt                       | 47         |
| 1023                          | Transparent duk S med incisionsfilm och uppsamlingspåse | 61                     | 1090                          | Angiografilakan femoralt                                   | 39         |
| 1024                          | Transparent häftande hålduk, S med uppsamlingspåse      | 61                     | 1092                          | Häftande hålduk                                            | 22         |
| 1027                          | Spolpåse                                                | 81                     | 1094                          | Knälakan med uppsamlingspåse                               | 33         |
| 1030                          | Transparent häftande hållakan M                         | 62, 78                 | 1115                          | Slanghållare                                               | 33         |
| 1031                          | Laparaskopilakan - ryggläge                             | 21, 45, 55             | 1135                          | Picclinelakan                                              | 22         |
| 1032                          | Laparaskopilakan - benstödsläge                         | 21, 45, 55             | 1190NS                        | Angiografilakan                                            | 39         |
| 1032P                         | Laparoskopiset - benstödsläge                           | 21, 45, 55             | 1191                          | Angiografilakan femoralt                                   | 39         |
| 1033                          | Transparent häftande hålduk M, ovalt hål                | 62, 78                 | 1191P                         | Angiografiset                                              | 39         |
| 1034                          | CVK-lakan                                               | 22, 38                 | 1193                          | Angiografilakan med fyra hål                               | 39         |
| 1055B                         | Ögonlakan med incisionsfilm och uppsamlingspåsar        | 63                     | 1194                          | Knälakan med uppsamlingspåse                               | 34         |
| 1060                          | Transparent duk M med incisionsfilm                     | 62, 79                 | 1194P                         | Knäset - artroskopi                                        | 34         |
| 1061                          | Transparent duk M med incisionsfilm och uppsamlingspåse | 62                     | 2057                          | Bukpåse med incisionsfilm                                  | 22, 47, 81 |
| 1062                          | Ögonlakan med incisionsfilm och uppsamlingspåse         | 63                     | 2058                          | Bukpåse med incisionsfilm och triangulärt hål              | 22, 47, 81 |
| 1062P001                      | Ögonset                                                 | 63                     | 2065                          | Abdominoperineallakan – benstödsläge                       | 23, 48, 58 |
| 1064                          | Ögonlakan med häftande hål och uppsamlingspåsar         | 64                     | 2065P                         | Abdominoperinealset                                        | 23, 48, 58 |
| 1065B                         | Ögonlakan med häftande hål och uppsamlingspåsar         | 63                     | 6617                          | Vertikallakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm    | 34         |
| 1067                          | U-formad uppsamlingspåse                                | 32, 82                 | 6617P001                      | Vertikallakanset med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm | 34         |
| 1071                          | Urologilakan                                            | 56, 79                 | 6619                          | Vertikallakan L med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm  | 34         |

| Produktnummer drapering |                                                                                 | Sida           | Produktnummer drapering |                                                  | Sida               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 6657                    | Bukpåse med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                               | 23, 48, 81     | 9045                    | Häftande slitslakan                              | 29, 75             |
| 6658                    | Bukpåse L med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                             | 23, 48, 81     | 9045R                   | Häftande slitslakan med extra förstärkning       | 29, 75             |
| 6659                    | Bukpåse XL med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                            | 23, 48, 81     | 9046                    | Bilateralt slitslakan                            | 37, 75             |
| 6665                    | Abdominoperineallakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm –vvbenstödsläge | 24, 49, 58     | 9046L                   | Bilateralt slitslakan L                          | 37, 75             |
| 6665P001                | Abdominoperinealset – benstödsläge                                              | 24, 49, 58     | 9047                    | Neuroslitslakan med uppsamlingspåse              | 71                 |
| 6677                    | Kardiovaskulärlakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                   | 38             | 9048                    | Slitslakan                                       | 71, 75             |
| 6677P                   | Kardiovaskulärset med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                     | 38             | 9050                    | Häftande hålduk                                  | 18, 54             |
| 6681                    | Kardiovaskulärlakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                   | 38             | 9050P                   | Set med häftande hålduk                          | 18                 |
| 6682                    | Thoraxlakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                           | 38             | 9051                    | Thyroidealakan                                   | 18, 68             |
| 6687                    | Neurolakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                            | 72             | 9052                    | Handlakan                                        | 18, 29             |
| 6687P                   | Neuroset med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                              | 72             | 9053                    | Extremitetslakan                                 | 29                 |
| 6697                    | Kejsarsnittslakan med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                     | 49             | 9053P                   | Extremitetsset                                   | 29                 |
| 6697P001                | Kejsarsnittsset med loban™ 2 antimikrobiell incisionsfilm                       | 49             | 9054                    | Hand- och fotlakan                               | 19, 30             |
| 7964                    | Kejsarsnittslakan med Steri-Drape™ 2 incisionsfilm                              | 50             | 9054P                   | Hand- och fotset                                 | 19, 30             |
| 7965                    | Kejsarsnittslakan med Steri-Drape™ 2 incisionsfilm                              | 50             | 9055                    | Höftplastiklakan                                 | 30                 |
| 7965P                   | Kejsarsnittsset                                                                 | 50             | 9055P                   | Höftplastikset                                   | 30                 |
| 7966                    | Kejsarsnittslakan med uppsamlingspåse och triangulärt hål                       | 50             | 9056                    | Bilateralt fotlakan                              | 30                 |
| 8010                    | Ansiktsskydd                                                                    | 82             | 9057                    | Extremitetslakan                                 | 30                 |
| 9000                    | Universalset                                                                    | 15,27,43,53    | 9058                    | Bilateralt knälakan                              | 32                 |
| 9000L                   | Universalset stort                                                              | 15             | 9062                    | Laparotomilakan                                  | 19                 |
| 9001                    | Pediatriskset                                                                   | 15             | 9063                    | Laparotomilakan                                  | 19, 31             |
| 9002                    | Ortopediset utan assbordspåse                                                   | 27             | 9066                    | Lakan med ficka                                  | 20, 44, 54         |
| 9003                    | Cystoskopiset                                                                   | 43, 53         | 9067                    | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9004                    | Extremitetsset                                                                  | 27             | 9069                    | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9005                    | TUR/CYST set                                                                    | 53             | 9070                    | Huvudduk                                         | 68                 |
| 9007                    | ÖNH-set                                                                         | 15, 67,71      | 9071                    | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9008                    | Huvud- /halsset                                                                 | 16, 67         | 9072                    | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9009                    | Dagkirurgiset huvud- /hals                                                      | 16, 67         | 9074                    | Op-handduk / instrumentbordslakanr               | 77                 |
| 9010                    | Universalset utan assbordspåse                                                  | 16, 28,43,53   | 9075                    | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9012                    | Oropediset                                                                      | 28             | 9077/<br>9077R          | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9012L                   | Ortopediset stort                                                               | 28             | 9079                    | Op-handduk / instrumentbordslakan                | 77                 |
| 9014                    | Extremitetsset                                                                  | 28             | 9083                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9015                    | Handset                                                                         | 17, 29         | 9084                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9018                    | Slitslakanset                                                                   | 17, 37         | 9085                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9019                    | Dentalset                                                                       | 17,68          | 9085P                   | Op-handduksset                                   | 20                 |
| 9023                    | Perinealt hållakan                                                              | 43, 54         | 9085W                   | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9026                    | Hålduk                                                                          | 75             | 9086                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9027                    | Justerbar häftande hålduk                                                       | 17, 75         | 9087                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9027L                   | Justerbar häftande hålduk L                                                     | 17, 75         | 9088                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9028                    | Häftande hållakan                                                               | 78             | 9089                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9029                    | Häftande hålduk                                                                 | 77             | 9090                    | Häftande op-handduk                              | 77                 |
| 9030                    | Häftande hållakan                                                               | 76             | 9095                    | Absobtionsduk häftande                           | 77                 |
| 9031                    | Häftande hållakan                                                               | 76             | 9096                    | Armskydd                                         | 80                 |
| 9032NS                  | Hållakan ovalt                                                                  | 76             | 9097                    | Instrumentpåse / skärppåse (L)                   | 80                 |
| 9033NS                  | Häftande hållakan dental                                                        | 17             | 9099                    | Op tejp                                          | 77                 |
| 9035                    | Assbordspåse                                                                    | 76             | 9099NW                  | Op tejp non-woven                                | 77                 |
| 9039E                   | Förstärkt assbordspåse                                                          | 76             | 9100                    | Dagkirurgiset bas                                | 16, 31, 37, 44, 68 |
| 9040                    | Benpåsar (par)                                                                  | 18, 44, 54, 76 | 9105                    | Dagkirurgiset gynekologi / urologi               | 20, 44, 54         |
| 9040L                   | Benpåsar L (par)                                                                | 18, 44, 54, 76 | 9106                    | Dagkirurgiset gynekologi / urologi med upps.påse | 20, 45, 55         |
| 9041                    | Armbordsskydd                                                                   | 76             | 9109                    | Benpåse "Stockinette"                            | 31, 80             |
| 9042                    | Armbordsskydd                                                                   | 76             | 9110                    | Benpåse "Stockinette"                            | 31, 80             |
| 9043                    | Häftande slitslakan                                                             | 29, 75         | 9196                    | Axellakan                                        | 31                 |
| 9044                    | Häftande slitslakan                                                             | 29, 75         | 9196P                   | Axelset                                          | 31                 |

## Index produktnummer

| Produktnummer rockar |                         | Storl | Sida | Produktnummer rockar |                                  | Storl | Sida |
|----------------------|-------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------|-------|------|
| 7691K                | HP rock - standard      | M     | 87   | 7492                 | Basrock – standard               | L     | 89   |
| 7692K                | HP rock - standard      | L     | 87   | 7493                 | Basrock – standard               | XL    | 89   |
| 7693K                | HP rock - standard      | XL    | 87   | 7494                 | Basrock – standard               | XXL   | 89   |
| 7694K                | HP rock - standard      | XXL   | 87   | 7492T                | Basrock – standard med handdukar | L     | 89   |
| 7682C                | HP-rock - standard kort | L     | 87   | 7493T                | Basrock – standard med handdukar | XL    | 89   |
| 7683C                | HP-rock - standard kort | XL    | 87   | 7494T                | Basrock – standard med handdukar | XXL   | 89   |
| 7684C                | HP-rock - standard kort | XXL   | 87   | 7492NS               | Basrock – standard osteril       | L     | 89   |
| 7695C                | HP-rock - förstärkt     | M     | 87   | 7493NS               | Basrock – standard osteril       | XL    | 89   |
| 7696C                | HP-rock - förstärkt     | L     | 87   | 7494NS               | Basrock – standard osteril       | XXL   | 89   |
| 7697C                | HP-rock - förstärkt     | XL    | 87   |                      |                                  |       |      |
| 7698C                | HP-rock - förstärkt     | XXL   | 89   |                      |                                  |       |      |
|                      |                         |       |      |                      |                                  |       |      |
| 7591                 | Komfortrock – standard  | M     | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7592                 | Komfortrock – standard  | L     | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7593                 | Komfortrock – standard  | XL    | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7594                 | Komfortrock – standard  | XXL   | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7595                 | Komfortrock - förstärkt | M     | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7596                 | Komfortrock - förstärkt | L     | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7597                 | Komfortrock - förstärkt | XL    | 88   |                      |                                  |       |      |
| 7598                 | Komfortrock - förstärkt | XXL   | 88   |                      |                                  |       |      |



**3M Svenska AB**

Hälsovård

Bollstanäsvägen 3

191 89 Sollentuna

Kundservice: [3M.CustomerCare.SE@mmm.com](mailto:3M.CustomerCare.SE@mmm.com)

[www.3m.se/ipd](http://www.3m.se/ipd)

3M, Ioban och Steri-Drape är registrerade varumärken hos 3M.  
© 3M 2019. Alla rättigheter förbehålls. BR530177-3SE190103