

Verifine

Trippelskyddad Pennkanyl



Ditt
självklara val av
trippelskyddad
pennkanyl!

Säkerhet

- Skyddet aktiveras automatiskt efter injektion för att förhindra oavsiktliga stick
- Skyddet aktiveras automatiskt på insulinpennans ände efter injektion för att förhindra oavsiktliga stick vid borttagandet
- Skyddad främre nål för att minimera oavsiktliga nålstick
- Säkerhetsindikator efter säkerhetsaktivering

Bekvämlighet

- Mindre motstånd för aktivering av säkerhetskanylen


Universal passform

- Passar de flesta insulinpennorna på marknaden
- Finns i längder av 4mm, 5mm, 6mm och 8mm
- Finns i flera storlekar: 29G, 30G och 31G



Beställningsinformation

Art.nr	Nålstorlek	Nållängd	Avd.förp.	CE-märkt
TPN-298	29G	8mm	100	✓
TPN-304	30G	4mm	100	✓
TPN-305	30G	5mm	100	✓
TPN-306	30G	6mm	100	✓
TPN-308	30G	8mm	100	✓
TPN-314	31G	4mm	100	✓
TPN-315	31G	5mm	100	✓

Bruksanvisning



Säker hantering
med
skyddad främre
nål



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO.,LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang, China

Website: www.promisemed.ca

För ytterligare information:
kundservice.hospital@mediq.com

