



**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M Health Care

**God kvalitet för  
optimal patientsäkerhet**

Produktsortiment

# Index

	Sida		Sida
<b>3M Hälsovård</b>	1	<b>3M™ Tegaderm™ Förband</b>	
<b>Kirurgisk tejp</b>		3M™ Tegaderm™ Silicone Foam	27
3M™ Micropore	3	3M™ Tegaderm™ HP Foam	28
3M™ Transpore	4	3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive	29
3M™ Durapore	5	3M™ Tegaderm™ Absorbent	30
3M™ Microfoam	5	3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid	31
3M™ Medipore H	6	3M™ Tegaderm™ Alginate	32
3M™ Medipore	6	3M™ Tegaderm™ Hydrogel	33
3M™ Blenderm	7	<b>Kompressionsbehandling</b>	
3M™ Micropore S	7	3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem	35
3M™ Steri-Strip™ R & B	8	3M™ Coban™ 2 Lite	35
3M™ Steri-Strip™ E	9	3M™ Coban™ 2 2-lagers kompressionssystem	36
<b>3M™ Tegaderm™ Film</b>		3M™ Coban™ 2 Lite 2-lagers kompressionssystem	36
3M™ Tegaderm™ Film	11	3M™ Coban™ lindor	37
3M™ Tegaderm™ Roll	11	<b>Övrigt sortiment</b>	
3M™ Tegaderm™ + Pad	12	3M™ Opticlude, 3M™ Opticlude™ Silicon	39
3M™ Tegaderm™ CHG	14	3M™ Medipore + Pad	40
3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced	15	3M™ Reston	41
3M™ Tegaderm™ I.V.-förband	16		
3M™ Tegaderm™ HP	17		
3M™ Tegaderm™ Film med kantförstärkning	17		
3M™ Tegaderm™ PICC/CVC + I.V. Advanced	18		
3M™ Tegaderm™ PICC/CVC + CHG	18		
<b>Desinfektionsproppar</b>			
3M™ Curoc™ desinfektionsproppar	20		
3M™ Curoc™ Stopper	20		
3M™ Curoc™ Tips	21		
3M™ Curoc™ för Tego®	21		
<b>Hydskydd</b>			
3M™ Cavilon™ hudskyddsmedel	23		
3M™ Cavilon™ tvättservetter	24		
3M™ Cavilon™ barriärfilm	25		
3M™ Cavilon™ barriärkräm	25		

# 3M Hälsovård

Välkommen till 3M - du kanske inte alltid inser det, men du är sällan mer än 3 meter från 3M:s kunskap och forskning. Den finns i bilar, flygplan, mobiltelefoner, hemmet – faktiskt överallt. I genomsnitt använder du resultatet av vår forskning cirka 100 gånger per dag.

På 3M Hälsovård kombinerar vi nya idéer med 3M:s teknologiska kunnande till innovativa och unika produkter som bidrar till att minska kostnaderna och förbättra kvalitén och resultaten inom vården.

Dagens sjukvård är under snabb utveckling, med förändrade subventioner och nya patientbehov samt ett ökat fokus på hälsoekonomiska resultat. Vi ser samtidigt en omvänd befolkningstillväxt och en ökad brist på kvalificerad omvårdnadspersonal. På 3M Hälsovård hjälper vi våra kunder och samarbetspartners med att möta dessa utmaningar genom att göra arbetet lättare med pålitliga kvalitetsprodukter och behandlingskoncept. Vi hjälper dem att behandla fler patienter till lägre kostnader och ett bättre resultat.

## Kundservice

Våra produktspecialister ute på fältet svarar på produktspecifika frågor, ger rådgivning och utbildar våra kunder och samarbetspartners i 3M:s koncept och produkter.

På kontoret i Solna finns vår kundsupport på plats mellan 08:00 – 16:30 för att ta emot produktbeställningar och **att svara på orderrelaterade frågor.**

3M kundservice nås på:

E-mail [3M.customercare.se@mmm.com](mailto:3M.customercare.se@mmm.com)  
Telefon 08- 403 09 575

### Du vet väl om att du kan beställa 3M:s produkter online?

För mer information om hur du kommer igång med beställningar online, kontakta vår kundsupport enligt ovan.




Kirurgiska tejper

# Det är viktigt med rätt val av kirurgisk tejp

Huden är kroppens första skydd mot infektioner. Vilket innebär att skydda och upprätthålla hudens integritet är mycket viktigt. Den kirurgiska tejp du väljer, liksom hur du applicerar och tar bort den kan göra stor skillnad.

Felaktig användning av kirurgiska tejper är vanligare än du kanske tror, och kan på allvar påverka det kliniska resultatet, kostnadsmål och patientvård.

Det är därför det är så viktigt att välja rätt tejp vid rätt tillfälle.



Det pålitliga valet av en hudvänlig, allsidig mikroporös kirurgisk tejp

# 3M™ Micropore – flexibel och andningsbar universaltejp



## Egenskaper:

- Hudvänlig och med god vidhäftningsförmåga
- Flexibel papperstejp som andas
- Lämnar minimalt med häftämnesrester på huden vid borttagning

## Användningsområden:

- Allmän fixering
- Förbandsfixering
- Fixering av medicinteknisk utrustning
- Idealisk för intakt hud

**Ryggmaterial:** Nonwoven av cellulosa

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Micropore vit med hållare		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1535-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1535-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1535-2	5 cm x 9,1 m	6
3M Micropore vit utan hållare		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1530-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1530-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1530S-1	2,5 cm x 1,37 m	100
1530-2	5 cm x 9,1 m	6
1530-3	7,5 cm x 9,1 m	4
3M Micropore brun utan hållare		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1533-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1533-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1533-2	5 cm x 9,1 m	6

Allsidig och rivbar kirurgisk tejp

# 3M™ Transpore™ kirurgisk tejp



## Transpore

### Egenskaper:

- Genomskinlig, vattentålig plasttejp
- God vidhäftningsförmåga till hud och medicinskteknisk utrustning
- Enkel att riva i två riktningar

### Användningsområden:

- Allmän fixering
- Förbandsfixering
- Fixering av medicinteknisk utrustning
- Idealisk för intakt hud, skydda känslig hud med 3M Cavilon No Sting Barriärfilm

**Ryggmaterial:** Polyetylen

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Transpore kirurgisk tejp - rivbar och transparent		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1527-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1527-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1527S-1	2,5 cm x 1,37 m	100
1527-2	5 cm x 9,1 m	6
1527-3	7,5 cm x 9,1 m	4



## Transpore White

### Egenskaper:

- Vidhäftning med samma styrka som Transpore och lika skonsam mot huden som Micropore
- Andas som en paperstejp, står emot fukt som en plasttejp
- Stark och långvarig vidhäftning (72 timmar) på fuktig eller torr hud
- Enkel att riva i två riktningar

### Användningsområden:

- Allmän fixering
- Förbandsfixering
- Fixering av medicinteknisk utrustning
- Idealisk för intakt hud, skydda känslig hud med 3M Cavilon No Sting Barriärfilm

**Ryggmaterial:** Blandning av rayon och polyester

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Transpore White - 2 i 1		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1534-0	1,25 cm x 9,1 m	24
1534-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1534-2	5 cm x 9,1 m	6

Stark och elastisk fixering

# 3M™ kirurgisk tejp



## Durapore

### Egenskaper:

- Starkt material som även är idealiskt för fixering
- Enkel att riva i två riktningar
- Vattenbeständig

### Användningsområden:

- Fixering av medicinteknisk utrustning
- Immobilisering av fingrar och tår
- Allmän fixering
- Fixering av lindor och förband
- Idealisk för intakt hud, skydda känslig hud med 3M Cavilon No Sting Barriärfilm

**Ryggmaterial:** Konstsilke

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Durapore -silkestejp med stark vidhäftning		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1538-0	1,2 cm x 9,1 m	24
1538-1	2,5 cm x 9,1 m	12
1538S-1	2,5 cm x 1,37 m	100
1538-2	5 cm x 9,1 m	6
1538-3	7,5 cm x 9,1 m	4



## Microfoam

### Egenskaper:

- Formbar och elastisk skumplastejp
- Ger dämpning
- Vattentålig

### Användningsområden:

- Flexibel fixering över rörliga leder och förväntad svullnad
- Långtidsanvändning av kompressionslindor
- Fixering av tryckförband
- Idealisk för intakt hud, skydda känslig hud med 3M Cavilon No Sting Barriärfilm

**Ryggmaterial:** Polyvinylkloridskum

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Microfoam - elastisk skumplast		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1528-1	2,5 cm x 5 m	12
1528-2	5 cm x 5 m	6
1528-3	7,5 cm x 5 m	4
1528-4	10 cm x 5 m	3

Flexibel fixering

# 3M™ Medipore™ kirurgisk tejp



## Medipore H

### Egenskaper:

- Mjukt tygmateriale för att skydda hudens integritet
- Flersidig sträckning som ger utrymme för svullnad och rörelser och minimerar risken för hudskador och spänblåsor
- Perforerad tejp som andas och är enkel att riva

### Användningsområden:

- Flexibel fixering över rörliga leder och förväntad svullnad
- Långtidsanvändning av kompressionslindor
- Idealisk för intakt hud, skydda känslig hud med 3M Cavilon No Sting Barriärfilm

**Ryggmaterial:** Tygmateriale

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Medipore H - rivbar och flexibel tygtejp		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2861	2,5 cm x 9,1 m	24
2862	5 cm x 9,1 m	12
2863	7,5 cm x 9,1 m	12
2864	10 cm x 9,1 m	12
2866	15 cm x 9,1 m	12
2868	20 cm x 9,1 m	6

## Medipore

### Egenskaper:

- Elastisk fixering med god sträckning
- Mjuk
- Klippas till rätt storlek

### Användningsområden:

- Fixering av förband och medicinteknisk utrustning

**Ryggmaterial:** Tygmateriale

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Medipore med skyddsfilm		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2991-1	5 cm x 9,1 m	24
2991-2	10 cm x 9,1 m	12
2991-3	15 cm x 9,1 m	12
2991-4	20 cm x 9,1 m	6

Vattentät och skonsam fixering

# 3M™ kirurgisk tejp



## Blenderm

### Egenskaper:

- Transparent för enkel övervakning
- Vattentät barriär för skydd mot yttre fukt, vätskor och föroreningar
- Flexibel för svårbandagerade områden

### Användningsområden:

- Skyddar sår och förband från yttre fukt, vätskor eller föroreningar
- Som skydd över behandlande salvor
- Dermatologiska lapptester

**Ryggmaterial:** Polyetylen

**Häftämne:** Akrylatbaserat

3M Blenderm - ocklusiv och vattentät tejp		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1525-1	2,5 cm x 4,6 m	12
1525-2	5 cm x 4,6 m	6



## Micropore S

### Egenskaper:

- Idealisk till patienter med känslig, tunn eller skadad hud
- Ger god vidhäftning och tas enkelt bort utan att skada huden eller orsaka smärta för patienten
- Kan lätt flyttas
- Enkel att riva av i två riktningar

### Användningsområden:

- Allmän fixering
- Förbandsfixering

**Ryggmaterial:** Nonwoven av rayon och rayon

**Häftämne:** Silikonbaserat

3M Micropore S		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2770S-1	2,5 cm x 1,3 m	100
2770-1	2,5 cm x 5 m	12
2770-2	5 cm x 5 m	6
2775SP-1	2,5 cm x 5 m	12

Flexibel fixering

# 3M™ Steri-Strip suturtejp



## Steri- Strip R

### Egenskaper:

- Förstärkt suturtejp som ger ökat stöd åt sårkanterna och därmed bättre läkning
- Minskar ärrbildning och risken för infektioner i jämförelse med suturer och staplers

### Användningsområden:

- Förslutning av lacerationer
- Kirurgiska snitt
- Vid tidig borttagning av suturer/staplers

3M Steri-Strip R - förstärkt		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
R1540	3 mm x 75 mm	50
R1541	6 mm x 75 mm	50
R1542	6 mm x 38 mm	50
R1546	6 mm x 100 mm	50
R1547	12 mm x 100 mm	50
R1548	25 mm x 125 mm	25
R1549	12 mm x 50 mm	50



## Steri- Strip B

### Egenskaper:

- Låter huden synas igenom tejp
- Ger sårförslutning ett mer diskret utseende

### Användningsområden:

- Vid behov av icke förstärkt och diskret sårförslutning
- Idealisk för kosmetisk kirurgi samt applicering på ansikte, hals och hand

3M Steri-Strip B - brun		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
B1551	6 mm x 75 mm	50
B1557	12 mm x 100 mm	50
B1559	12 mm x 50 mm	50

Flexibel fixering

# 3M™ Steri-Strip suturtejp



## Steri- Strip E

### Egenskaper:

- Elastisk sårförlutning som är töjbar och anpassar sig efter postoperativ svullnad, kroppsrörelser och konturer

### Användningsområden:

- Där muskelrörelser eller svullnad förväntas
- Idealisk inom ortopedi, handkirurgi samt svårapplicerade områden

3M Steri-Strip E - elastisk		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
E4541	6 mm x 75 mm	50
E4542	6 mm x 38 mm	50
E4547	12 mm x 100 mm	50
E4548	25 mm x 125 mm	25

3M Tegaderm – stolt partner till dig i mer än 35 år

# 3M™ Tegaderm Film

I 35 år har kliniker arbetat med 3M Tegaderm Film och bidraget till dess vidareutveckling. 3M har samarbetat med vårdpersonal från hela världen för att utveckla en produkt som skyddar patienter och minskar risken för kostsamma komplikationer.

3M Tegaderm Film är en transparent semiparimeabel och tunn polyuretanfilm som ger en vattentät och steril barriär mot extern kontamination så som bakterier, virus och vätskor. Filmen släpper igenom fukt och ånga och låter på så vis huden andas.

3M Tegaderm – stolt partner till dig under 35 år

# 3M™ Tegaderm Film - sårfilm



## Egenskaper:

- Vattentät, steril barriär mot extern kontamination t.ex. virus, bakterier och vätska
- Transparent förband för enkel inspektion
- Ramsystem för enkel applicering

## Användningsområden:

- Fixering av medicinteknisk utrustning
- Primärförband för ytliga hudskador
- Täckförband över geler, alginater och andra förband

## Egenskaper:

- Mycket tunn och flexibel
- Bakterie-, virus- och vattenbarriär
- Mått finns på rullen
- Lätt att använda med handskar

## Användningsområden:

- Allmän fixerings- och förbandstejp
- Fixering av medicinteknisk utrustning

3M Tegaderm Film		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1622W	4,4 cm x 4,4 cm	100
1624W	6 cm x 7 cm	100
1626W	10 cm x 12 cm	50
1627	10 cm x 25 cm	20
1628	15 cm x 20 cm	10
1629	20 cm x 30 cm	10

3M Tegaderm Film på rulle		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
16002	5 cm x 10 m	1
16004	10 cm x 10 m	1
16004S	10 cm x 2 m	1
16006	15 cm x 10 m	1

Duschbart förband som skyddar mot bakterier

# 3M™ Tegaderm + Pad



## Egenskaper:

- En tunn, elastisk och semipermeabel polyuretanfilm med icke vidhäftande och absorberande dyna
- Förbandet är elastiskt och följsamt vid svullnad och över leder
- Förbandet andas och släpper igenom fukt och syre och har ett mycket hudvänligt häftämne
- Duschbart

## Användningsområden:

- Postoperativt förband
- Skyddar rena sår och tagställen
- Brännskador av första graden samt ytliga sår

### 3M Tegaderm +Pad

3M Art.nr	Storlek	Sårdyna	Antal/fp
3582	5 cm x 7 cm	2,5 cm x 4 cm	50
3584	6 cm x 10 cm	2,5 cm x 6 cm	50
3586	9 cm x 10 cm	4,5 cm x 6 cm	25
3589	9 cm x 15 cm	4,5 cm x 10 cm	25
3590	9 cm x 20 cm	4,5 cm x 15 cm	25
3591	9 cm x 25 cm	4,5 cm x 20 cm	25
3593	9 cm x 35 cm	4,5 cm x 30 cm	25

Fixering av infarter

# Varje patient förtjänar den bästa vård du kan ge

Alla intravenösa infarter utgör en risk för infektioner, dislokationer, hudskador och andra komplikationer. Dessa kan orsaka besvär och smärta för patienten, förlänga vistelsetiden, innebära extra behandlingar och kirurgiska ingrepp och även ökad patientdödlighet.

3M kan genom sina innovativa lösningar erbjuda det som behövs för att skydda varje intravenös kateter – från inläggning till borttagning. Vårt breda utbud av högkvalitativa produkter gör det enkelt för dig att välja och använda rätt produkter: från barriärfilm som skydd för omkringliggande hud till fästansordningar och transparenta förband.

Vi kan hjälpa dig att leverera högkvalitativ vård med evidensbaserade produkter som skyddar och hjälper patienten, samt bidra till att förhindra riskerna för kostsamma komplikationer, och förbättra patienttillfredsställelsen.



Skyddar dina mest sårbara patienter

# 3M™ Tegaderm™ CHG

## I.V. -förband med klorhexidinglukonat



### Egenskaper:

- Ett IV- förband som kombinerar reduktion av infektioner och säker fixering med möjlighet till kontinuerlig inspektion av insticksstället och god genomsläplighet
- Kliniskt bevisad att reducera CVK- relaterade blodburna infektioner, CRBSI, med 60%
- Ger omedelbart och kontinuerligt antimikrobiellt skydd genom den integrerade CHG- geldynan
- Utformad för att minimera kateterrörelser och dislokation med slits och låsfunktion

### Användningsområden:

- Centrala venkatetrar
- Perifiera katetrar
- Specialkatetrar

#### Tegaderm CHG - Antimikrobiellt skydd

3M Art.nr	Användningsområde	Storlek på förbandet	Storlek på dynan	Förband/fp
1657R	CVK, CDK, PICC, EDA	8,5 cm x 11,5 cm	3 cm x 4 cm	25
1658R	CVK, CDK, PICC, EDA	10 cm x 12 cm	3 cm x 4 cm	25
1659R	CVK, PICC	10 cm x 15,5 cm	3 cm x 7 cm	25
1660R	Artär, PVK	7 cm x 8,5 cm	2 cm x 2 cm	25
1665R	PORT	12 cm x 12 cm	6,2 cm x 4,9 cm	25

Säker fixering för dig och dina patienter

# 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced



## Egenskaper:

- Framtagen för att öka säkerheten vid fixering och för att minska risken för dislokation och andra komplikationer
- Förbandet har en djup slits, kantförstärkning och extra låsfunktion för att ge en säker och effektiv fixering och motverka kantrullning
- Innovativt häftämne ger skonsammare vidhäftning och bättre fukthantering och därmed ökad bärkomfort
- Enkel applicering

## Användningsområden:

- Centrala venkatetrar
- Perifera katetrar
- Specialkatetrar

### Tegaderm IV Advanced - Säker fixering

3M Art.nr	Användningsområde	Storlek på förbandet	Förband/fp
1680	Pediatrik	3,8 cm x 4,5 cmcm	100
1682	Pediatrik	5,0 cm x 5,7 cm	100
1681	PVK	7 cm x 8 xm cm	100
1683	PVK	6,5 cm x 7 cm	100
1685	CVK, PICC, EDA, Artär	8,5 cm x 11,5 cm	50
1688	CVK, PICC, EDA, Artär	10 cm x 12 cm	50
1689	CVK, PICC, EDA, Artär	10 cm x 15,5 cm	25
1668	PORT	12 x 12 cm	25

Skyddar dina mest sårbara patienter

# 3M™ Tegaderm™ I.V. - förband



## Egenskaper:

- Allt-i-ett förband med slits
- Full insyn över insticksstället
- Extra tejprensor för fixering av slang eller extra fixering
- Noteringstejp för signering och datum vid förbandsbyte

## Användningsområden:

- För kortidsfixering
- Perifera katetrar



## Egenskaper:

- Förstärkta förband med slits
- Full insyn över insticksstället
- Extra tejprensor för fixering av slang eller extra fixering
- Noteringstejp för signering och datum vid förbandsbyte

## Användningsområden:

- Centrala venkatetrar

3M Tegaderm PVK-förband

3M Art.nr	Storlek på förbandet	Förband/fp
1610IV	5 cm x 5,7 cm med nallar som motiv	100
1623W	6 cm x 7 cm med slits, utan förstärkning	100
1633IV	7 cm x 8,5 cm	100

3M Tegaderm CVK-förband

3M Art.nr	Storlek på förbandet	Förband/fp
1635IV	8,5 cm x 10,5 cm	50
1655IV	8,5 cm x 11,5 cm	50
1650IV	10 cm x 15,5 cm	25

Säker fixering av vaskulära accesser

# 3M™ Tegaderm™ HP & förstärkt film



## Tegaderm HP

### Egenskaper:

- Film och häftämne anpassad för fuktig och/eller svettig hud
- Full insyn över insticksstället
- Enkel applicering
- Noteringstejp för signering och datum vid förbandsbyte

### Användningsområden:

- Fixering av infarter och medicintekniskt material
- Rena kirurgiska sår, som ett postoperativt förband
- Ytliga hudskador
- Täckförband över andra förband

3M Tegaderm HP		
3M Art.nr	Storlek på förbandet	Förband/fp
9534HP	6 cm x 7 cm	100
9536HP	10 cm x 12 cm	50
9546HP	10 cm x 11,5 cm	50
9525HP	7 cm x 6,5 cm, Nexiva	100



## Tegaderm film

### Egenskaper:

- Film och häftämne anpassad för fuktig och/eller svettig hud
- Full insyn över insticksstället
- Enkel applicering
- Noteringstejp för signering och datum vid förbandsbyte

### Användningsområden:

- Fixering av infarter och medicintekniskt material
- Rena kirurgiska sår, som ett postoperativt förband
- Ytliga hudskador
- Täckförband över andra förband

3M Tegaderm film med kantförstärkning		
3M Art.nr	Storlek på förbandet	Förband/fp
1614W	6 cm x 7 cm	100

Säker och skonsam fixering

# 3M™ Tegaderm™ PICC/ CVC fixeringsanordning + IV förband



## Egenskaper:

- Fixerar perifert inlagda centrala venkatetrar (PICC) och kortids-CVK vid huden samt täcker och skyddar insticksstället
- Starkt och skonsamt silikonhäftämne
- Enkel att applicera och ta bort
- Passar för de flesta 1,2 och 3-lumenkatetrar upp till och med 12 Fr
- Kan användas i upp till 7 dagar
- Finns i två utföranden antingen Tegaderm IV Advanced förband eller Tegaderm CHG förband för integrerat antimikrobiellt skydd

## Användningsområden:

- Suturlös fixering av PICC och CVK

3M Tegaderm PICC/CVC + I.V Advanced		
3M Art.nr	Storlek på förbandet	Antal/fp
1837-2100	8,5 cm x 11,5 cm	20
1839-2100	10 cm x 15,5 cm	20
3M Tegaderm PICC/CVC + CHG		
1877R-2100	8,5 cm x 11,5 cm	20
1879R-2100	10 cm x 15,5 cm	20

Var du än behöver dem, när du behöver dem

# 3M™ Curoso desinfektionsproppar

Regelbunden användning av Curoso desinfektionspropp är associerad med minskade fall av CLABSI\*. Curoso desinfektionsproppar är alkohol-impregnerade proppar som skruvas på kateterportar för skydd och desinfektion.

De desinficerar innan injektion och verkar som en fysisk barriär mot kontamination mellan injektioner. Varje Curoso desinfektionspropp innehåller 70% isopropylalkohol (IPA). Isopropylalkoholen baddar kateterportens yta och desinficerar inom 1 minut.

- Effektiv desinficering på 1 minut
- Skyddar upp till 7 dagar
- Skydd som sitter på plats



\* Central Line-associated Bloodstream Infection

Effektiv desinficering på 1 minut

# 3M™ Curoso desinfektionsproppar



## Curoso

### Användning:

- Desinficerar nålfria injektionsventiler på 1 minut
- Fungerar som barriär mot kontamination i upp till 7 dagar så länge den sitter på plats

### Förpackning:

- Styckförpackade
- Remsor (10 proppar)



## Curoso Stopper

### Användning:

- Utformad för luer lock av ett brett sortiment av trevägskranar och kateterhubbar, desinficerar de kritiska ytorna på öppen female luer på 1 minut
- Fungerar som barriär mot kontamination i upp till 7 dagar så länge den sitter på plats

### Förpackning:

- Styckförpackade
- Remsor (5 proppar)

#### 3M™ Curoso™ Desinfektionspropp nålfri injektionsventil

3M Art.nr	Förpackning	Fp/Lev fp
CFF1-270R	Styckförpackade, 270 st/fp	10 (2700 proppar)
CFF1-250R	Remsor (10 st), 25 remсор/fp	10 (2500 proppar)

#### 3M™ Curoso™ Stopper Desinfektionspropp för öppen female luer

3M Art.nr	Förpackning	Fp/Lev fp
CSV1-270R	Styckförpackade, 270 st/fp	8 (2160 proppar)
CSV5-250R	Remsor (10 st), 50 remсор/fp	8 (2000 proppar)

Effektiv desinficering på 1 minut

# 3M™ Curoso desinfektionsproppar



## Curoso Tips

### Användning:

- Desinficera och skyddar den distala änden av IV-slangar och andra male lueranordningar
- Fungerar som barriär mot kontamination i upp till 7 dagar så länge den sitter på plats

### Förpackning:

- Remsor (5 proppar)

## Curoso för Tego

### Användning:

- Denna speciellt utformade desinfektionspropp har testats för att passa och understödja integriteten av Tego® hemodialyskoppling
- Fungerar som barriär mot kontamination i upp till 7 dagar så länge den sitter på plats

### Förpackning:

- Styckförpackade

#### 3M™ Curoso Tips™ Desinfektionsproppar för male luers

3M Art.nr	Förpackning	Fp/Lev fp
CM5-200R	Remsor (5 st), 40 remsor/fp	10 (2000 proppar)

#### 3M™ Curoso™ Desinfektionspropp för Tego® hemodialyskoppling

3M Art.nr	Förpackning	Fp/Lev fp
CTG1-270R	Styckförpackade, 270 st/fp	8 (2160 proppar)

Hudskyddsprodukter

# 3M™ Cavilon™

Cavilon hudskyddsprodukter är en beprövad lösning för alla typer av hudskydd. Med polymerbaserade barriärprodukter som hjälper till att behandla och förebygga hudskador, rengöra och återfukta huden erbjuder Cavilon en enkel och säker lösning för dig och dina patienter.

3M hjälper dig att skydda dina patienters hud som ingen annan partner kan eftersom vi använder oss av erfarenhet och uppfinningsrikedom när vi utvecklar våra innovationer.

Vi är här för att hjälpa dig att hitta rätt produkter till dina behov och kliniska utmaningar.



Revolutionerar behandlingen av fuktrelaterade hudskador

# 3M™ Cavilon™ Advanced hudskyddsmedel



Cavilon Advanced Skin Protectant har ett unikt polymersystem som skapar en mycket tålig och supertunn transparent barriär med elastomeriska egenskaper.

#### Egenskaper:

- Skyddar mot irriterande kroppsvätskor, till exempel flytande avföring eller magvätska
- Är elastisk och ger ett vattentätt hudskydd mot irriterande ämnen även under mycket utmanande förhållanden
- Fäster på fuktig och vätskande skadad hud (dvs. ytor där hudens tjocklek delvis har förtunnats)
- Skapar en skyddande miljö som främjar läkning och minskar smärtan som uppstår vid IAD
- Endast 2 appliceringar/vecka

#### Användningsområden:

- Inkontinensrelaterad dermatit (IAD)
- Behandling av fuktrelaterade hudskador t.ex. runt stomier och fistlar, runt sårkanter och intertrigo
- Vid trycksår: behandling av delhudsskador på svårbandagerade område

Cavilon Advanced		
3M Art.nr	Förpackning	St/fp
5050G	2,7 ml	20
5050G-4P	2,7 ml	4

## Hudskyddsprodukter

# 3M™ Cavilon™ tvättservetter



## Cavilon tvättservetter

### Egenskaper:

- Rengör och återfuktar huden
- Hypoallergen och pH- balanserad tvättservett som rengör utan att orsaka hudirritation
- Medicinteknisk produkt CE-märkt enligt MDD 93/42/ECC

### Användningsområden:

- För daglig helkroppsvätt
- Använd en tvättservett för var och en av de åtta kroppsområdena
- Kan vid behov värmas i mikrovågsugn



## Cavilon barriärvättservetter

### Egenskaper:

- Rengör, återfuktar och skyddar huden
- Förebygger inkontinensrelaterad dermatit (IAD) och trycksår
- Hypoallergen och pH- balanserad tvättservett som rengör utan att orsaka hudirritation
- Medicinteknisk produkt CE-märkt enligt MDD 93/42/ECC

### Användningsområden:

- Används efter varje inkontinensepisod

3M Cavilon tvättservetter		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
9272	30 cm x 20 cm	8 servetter/fp, 12 fp/levfp

3M Cavilon barriärvättservetter		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
9274	30 cm x 20 cm	8 servetter/fp, 12 fp/levfp

## Hudskyddsprodukter

# 3M™ Cavilon™ barriärkräm och film



## Cavilon barriärfilm

### Egenskaper:

- Snabbtorkande barriärfilm som skyddar skadad och intakt hud och låter den andas
- Bildar en tunn och transparent vattentät barriär
- Barriärfilmen svider inte, är icke-cytotoxisk och är mycket hudvänlig
- Kompatibel med CHG

### Användningsområden:

- Förebyggande skydd för intakt hud mot fukt och friktion
- Skyddar huden under tejper och förband
- Förebyggande skydd runt sårkanter, stomier och fistlar

#### 3M Cavilon barriärfilm

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
3343N	1 ml, applikator, steril öppning	25
3345N	3 ml, applikator	25
3346N	28 ml, sprayflaska	12
3346NP	28 ml, enstycksförpackad, sprayflaska	1

## Cavilon barriärkräm

### Egenskaper:

- Långtidsverkande barriärkräm som återfuktar och skyddar huden mot kroppsvätskor
- Kan användas både på intakt och skadad hud
- Koncentrerad, mindre mängd krävs vid varje tillfälle
- Fri från parfym och parabener och pH- balanserad
- Försämrar inte absorptionsförmågan i inkontinensmaterial eller häftförmågan hos förband och tejper

### Användningsområden:

- För återfuktning av mycket torr hud och hud i högriskområden
- Barriär mot hudirritation av kroppsvätskor
- Förebyggande av hudskador i samband med inkontinens
- Skydd av narig och sprucken hud

#### 3M Cavilon barriärkräm

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
3391G	tub 28 g	1
3392G	tub 92 g	1
3392GS	tub 2 g	20

Sårbehandlingsprodukter

# 3M™ Tegaderm™ skumförband

Vi på 3M förstår att sårbehandling är en komplex process vilken kräver anpassade produkter för att rymma olika mängder exsudat och produkter som anpassar sig efter kroppskonturer.

Våra Tegaderm skumförband underlättar för dig som kliniker att säkerställa den fuktbalans som behövs för optimal sårhäkning.

De finns tillgängliga i en rad olika storlekar, former och med olika vätskehanteringskapacitet för att säkerställa en god och anpassad sårbehandling.

Silikonskumförband

# 3M™ Tegaderm™ Silicon Foam



**Egenskaper:**

- Skonsam men stark vidhäftning som klarar lång användning
- Formbara förband med tunn kant och låg profil som motverkar kantrullning och att förbandet lossnar
- Enkel applicering på svårapplicerade områden t.ex. sakrum
- Flerlayerskonstruktion säkerställer god vätskehanteringsförmåga

**Användningsområden:**

- För måttligt- till kraftigt vätskande sår
- Trycksår, sår i nedre extremiteter, kirurgiska sår, djupa- och ytliga delhudsbrännskador
- Kan användas under kompressionsbandage

3M Tegaderm Silicon Foam		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90631	Förband utan häftande kant: 10 cm x 11 cm	10
90632	Förband utan häftande kant: 15 cm x 15 cm	10
90643	Förband med häftande kant: 5 cm x 5 cm	10
90640	Förband med häftande kant: 7,5 cm x 7,5 cm	10
90641	Förband med häftande kant: 10 cm x 10 cm	10
90642	Förband med häftande kant: 15 cm x 15 cm	10
90646	Häl och kontur med häftande kant: 16,5 cm x 16,5 cm	10
90647	Sakrumformat, litet, med häftande kant: 15 cm x 17 cm	10
90648	Sakrumformat, stort, med häftande kant: 18,5 cm x 22 cm	10

Polyuretanskumförband

# 3M™ Tegaderm™ HP Foam



## Egenskaper:

- Högabsorberande, genomsläppligt och följsamt flerlagersförband
- Snabb hantering av sårexsudat
- Bidrar till fuktig sårhämningsmiljö
- Minskar risken för maceration
- Tegadermfilm fungerar som vätske- och virusbarriär

## Användningsområden

- Utformad för måttligt till kraftigt vätskande sår
- Används som primär- eller sekundärförband
- Trycksår, sår i nedre extremiteter inklusive: venösa bensår, arteriella och neuropatiska sår, hudflikar, tagställen, kirurgiska sår, skrubbsår, ytliga och djupa delhudsbrännskador
- Lämplig för användning runt slangar, tuber och dränage
- Lämplig för användning med kompressionsbehandling

### 3M Tegaderm HP Foam förband

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90600	5 cm x 5 cm, fyrkantigt	10
90601	10 cm x 10 cm, fyrkantigt	10
90602	10 cm x 20 cm, fyrkantigt	5
90603	20 cm x 20 cm, fyrkantigt	5

### 3M Tegaderm HP Foam specialstorlekar

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90604	8,9 cm x 8,9 cm - för trakeostomi	10
90605	10 cm x 60 cm, rulle	1

Ett högpresterande polyuretanskumförband med häftande kant av Tegaderm film

# 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive



## Egenskaper:

- Är ett allt-i-ett förband med god förmåga att hantera sårvätska
- Hög absorptionskapacitet ger längre användartid och ökad kostnadseffektivitet
- Enkel att applicera på svårapplicerade områden som t.ex. knä, häl, axel, höft och sakrum
- Patienten kan duscha med förbandet på

## Användningsområden:

- Utformad för måttligt till kraftigt vätskande sår
- Trycksår
- Venösa- och arteriella sår, fotsår hos diabetiker, kirurgiska sår, trauma och tagställen

### 3M Tegaderm Foam Adhesive

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90611	10 cm x 11 cm, ovalt	10
90613	14,3 cm x 15,6 cm, ovalt	5
90616	19 cm x 22,2 cm, ovalt	5
90610	8,8 cm x 8,8 cm, fyrkantigt	10
90612	14,3 cm x 14,3 cm, fyrkantigt	10
90619	13,97 cm x 13,97 cm, rund	5
90614	6,9 cm x 7,6 cm, mini oval	10
90615	6,9 cm x 6,9 cm, mini wrap	10

Absorberande förband

# 3M™ Tegaderm™ Absorbent transparent absorberande akrylatförband



## Egenskaper:

- Transparent absorberande förband som möjliggör inspektion av såret utan förbandsbyte
- Kan sitta på såret mer än 7 dagar och främjar en fuktig sårhelingsmiljö
- Tunn och smidig häftande kant, skyddar mot friktion och kantrullning

## Användningsområden:

- Lätt till måttligt vätskande del- och fullhudsskador
- Trycksår
- Hudflikar
- Tagställen och kirurgiska sår

Tegaderm Absorbent transparent absorberande akrylatförband

3M Art.nr	Form	Storlek	Förband/fp
90800	Ovalt	7,6 cm x 9,5 cm	5
90801	Ovalt	11,1 cm x 12,7 cm	5
90803	Ovalt	14,2 cm x 15,8 cm	5
90802	Fyrkantigt	14,9 cm x 15,2 cm	5
90805	Fyrkantigt	20 cm x 20,3 cm	5
90807	Sakrum	16,8 cm x 19 cm	5
90815	Rektangulärt	9 cm x 25 cm	5
90817	Rektangulärt, stort	9 cm x 30 cm	5

Tunt hydrokolloidalt förband täckt med Tegaderm film

# 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid



## Tegaderm Hydrocolloid Thin

### Egenskaper:

- Tegadermfilmen förhindrar att kanterna lossnar och förhindrar inläckage av t.ex. urin eller feaces
- Såret kan inspekteras genom förbandet

### Användningsområden:

- Utformad för ytliga, och lätt- till måttligt vätskande sår
- Trycksår och venösa sår
- Ocklusiv behandling av självsprickor och psoriasis

3M Tegaderm hydrocolloid Thin		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90021	10 cm x 12 cm, ovalt	10
90022	10 cm x 10 cm, fyrkantigt	5
90023	13 cm x 15 cm, ovalt	6



## Tegaderm Hydrocolloid

### Egenskaper:

- Tegadermfilmen förhindrar att kanterna lossnar och förhindrar inläckage av t.ex. urin eller feaces
- Såret kan inspekteras genom förbandet
- Patienten kan duscha med förbandet på

### Användningsområden:

- Utformad för lätt till måttligt vätskande sår
- Trycksår

3M Tegaderm hydrocolloid		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90001	10 cm x 12 cm, ovalt	5
90002	10 cm x 10 cm, fyrkantigt	5
90003	13 cm x 15 cm, ovalt	5
90007	17,1 cm x 16,1 cm, sakralt	6

Nonwovenförband tillverkat av kalciumalginatfibrer

# 3M™ Tegaderm™ Alginate



## Tegaderm Alginate

### Egenskaper:

- Formbart och högabsorberande
- Blodstillande effekt

### Användningsområden:

- Utformad för måttligt till kraftigt vätskande sår
- Trycksår
- Kirurgiska sår, tagställen, venösa och arteriella sår
- Fotsår hos diabetiker

3M Tegaderm Alginate		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90110	5 cm x 5 cm	10
90112	10 cm x 10 cm	10
90114	10 cm x 20 cm	5
90120	30,4 cm x 2 cm, tamponad	5

## Tegaderm Alginate AG

### Egenskaper:

- Högabsorberande, antimikrobiellt alginatförband med silver.
- Förbandet har en antibakteriell effekt mot ett brett spektrum av mikroorganismer, inkluderat MRSA

### Användningsområden:

- Utformad för måttligt till kraftigt vätskande del- och fullhudsskador

3M Tegaderm Alginate AG		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
90310	5 cm x 5 cm	10
90312	10 cm x 10 cm	10
90314	10 cm x 20 cm	10
90316	15 cm x 15 cm	10
90320	30 cm x 30 cm	10

Hudskyddsprodukter

# 3M™ Tegaderm™ Hydrogel



## Tegaderm Hydrogel

### Egenskaper:

- Flytande sårgel utformad för att skapa en fuktig sårläkningsmiljö

### Användningsområden:

- Primärförband till torra och lätt vätskande sår
- Trycksår, venösa sår, arteriella sår, fotsår hos diabetiker, kirurgiska sår, brännskador
- Sår med torra nekroser eller fibrinbeläggningar som behöver autolytisk upprepning

3M Tegaderm Hydrogel		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
91110	15 g	10

Kompression för venösa sår

# 3M™ Coban™

3M™ Coban™ 2-kompressionssystem är utformade för att ge bekväm, terapeutisk kompression för behandling av venösa bensår, lymfödem och andra tillstånd där kompressionsbehandling är lämplig.

Coban 2 kompressionssystem (lila förpackning) ger hög kompression och är idealisk för behandling av flertalet patienter med ABPI som är större än eller lika med 0,8.

Coban 2 Lite kompressionssystem (grön förpackning) ger samma arbetsdynamik som originalet, med 25% minskat vilodryck, vilket gör det till ett säkert, bekvämt och effektivt alternativ för patienter som är mindre toleranta mot kompressionsbehandling.

Kompression för venösa sår

# 3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem



## Egenskaper:

- Enkel applicering
- Består av två latexfria lindor vilka utgör ett kompressionslager och ett komfortlager
- Lindorna fäster i varandra, glider inte ner och bildar ett tunt kompressionsbandage som kan användas i upp till 7 dagar
- Patienten kan använda sina vanliga skor och bibehålla sin vanliga rörlighet

## Användningsområden:

- Kompressionsbehandling av venösa bensår
- Ankel/armindex (ABPI) lika med eller högre än 0,8

## Egenskaper:

- Speciellt framtaget för att ge reducerad terapeutisk kompression
- Består av två latexfria lindor vilka utgör ett kompressionslager och ett komfortlager
- Patienten kan använda sina vanliga skor och bibehålla sin vanliga rörlighet

## Användningsområden:

- Venösa bensår med blandningsetiologi
- Ankel/armindex (ABPI) lika med eller högre än 0,5
- Vid nedsatt mobilitet
- Nyordinerad kompressionsbehandling eller där toleransen inte är känd

### 3M Coban 2-lagers kompressionssystem

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2092	5 cm x 3,5 m	1 kit - 8 kits/levfp
2094	10 cm x 2,7 m	1 kit - 8 kits/levfp
2094XL	10 cm x 4,5 m, extra lång, inkl strumpa	1 kit - 8 kits/levfp
20096	15 cm x 4,5 m	1 kit - 8 kits/levfp

### 3M Coban 2 Lite

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2794E	10 cm x 2,7 m	1 kit - 8 kits/levfp

Kompression för lymfödem

# 3M™ Coban™ 2-lagers kompressionssystem




## Egenskaper:

- Kliniskt bevisat effektivt att minska ödem
- Patienten bibehåller rörlighet och funktion under intensivbehandlingen
- Består av lindor i två lager och i flera olika längder och bredder för anpassning till fingrar, tår, händer, fötter, ben och armar osv
- Kan användas i upp till 4 dagar


## Användningsområden:

- För kompressionsbehandling av lymfödem
- Coban 2 till de undre extremiteterna ger en bekväm terapeutisk kompression för att reducera ödem på ben, fötter, höfter och bål
- Coban 2 Lite till övre extremiteter, fingrar och tår. Har ett vilotryck som är reducerat med 25 % för att göra det säkert och bekvämt att använda på armar, axlar och tår

### 3M Coban 2 2-lagers kompressionssystem

Indikation	3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
 <p>Säker och effektiv för ben, höfter och kropp</p>	<b>Komfortlager</b>		
	20012	5 cm x 1,2 m	32
	20014	10 cm x 3,5 m	18
	20016	15 cm x 3,5 m	10
	<b>Kompressionslager</b>		
	20022	5 cm x 2,7 m	32
	20024	10 cm x 4,5 m	32
	20026	15 cm x 4,5 m	15

### 3M Coban 2 Lite 2-lagers Lite kompressionssystem

Indikation	3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
 <p>Säker och effektiv för arm, skuldror, fingrar och tår</p>	<b>Lite komfortlager</b>		
	20713	7,5 cm x 2,7 m	18
	20714	10 cm x 2,7 cm	18
	20716	15 cm x 2,7 m	10
	<b>Lite kompressionslager</b>		
	20721	2,5 cm x 3,5 m	36
	20723	7,5 cm x 3,5 m	32
	20724	10 cm x 3,5 m	32
	20726	15 cm x 3,5 m	15

Tunn och lätt kompression

# 3M™ Coban™ lindor



## Egenskaper:

- Ger en tunn och lätt kompression
- Enkel att applicera
- Lindan fäster i sig själv

## Användningsområden:

- Effektiv kompressionsbehandling vid venösa bensår
- Tryckförband, stödförband
- Finger- och tåförband
- Huvudförband
- Fixering av förband, skenor och annan medicinteknisk utrustning

3M Coban linda - hudfärgad		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1581	2,5 cm x 4,6 m	30
1582	5 cm x 4,6 m	36
1583	7,5 cm x 4,6 m	24
1584	10 cm x 4,6 m	18
1584L	10 cm x 6 m	18
1586	15 cm x 4,6 m	12
3M Coban linda - olika färger		
1583A	7,5 cm x 4,6 m	12
1583N	7,5 cm x 4,6 m	12

3M Coban NL - Non Latex		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
2081	2,5 cm x 4,6 m	30
2082	5 cm x 4,6 m	36
2083	7,5 cm x 4,6 m	24
2084	10 cm x 4,6 m	18
2084L	10 cm x 6 m	18
2086	15 cm x 4,6 m	12
2084S	10 cm x 4,6 m	18

Övrigt

# 3M™ Opticlude

3M Opticlude ortoptiska ögonlappar används för att behandla strabism och amblyopi hos barn, även kallat skelning.

Ögonlappen bärs över det starkare ögat och får det svagare ögat att arbeta hårdare och stimulerar synen, så att den del av hjärnan som styr synen får en chans att utvecklas till fullo.

Ortoptiska ögonlappar

# 3M™ Opticlude



## Egenskaper:

- Finns för barn med roliga mönster
- Hudvänligt häftämne, rygmaterial av Micropore™

## Användningsområden:

- För träning av synförmågan vid t.ex. skelögdhet

## 3M™ Opticlude™ Silicone

## Egenskaper:

- Finns för barn med roliga mönster
- Hudvänligt häftämne, rygmaterial av Micropore™

## Användningsområden:

- För träning av synförmågan vid t.ex. skelögdhet

### 3M Opticlude

3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1537	Junior	20
1539	Senior	20

### 3M™ Opticlude™ Silicone

3M Art.nr	Storlek	Format	Antal/fp
273PG	Mini – Barn upp till 3 år	5,0 × 6,0 cm	50 stk.
2738PG	Midi – Barn mellan 3 – 6 år	5,3 × 7,0 cm	50 stk.
2739PG	Maxi – Barn från 6 år	5,7 × 8,0 cm	50 stk.
3M Art.nr	Størrelse	Format	Antal/fp
2737PB	Mini – Barn upp till 3 år	5,0 × 6,0 cm	50 stk.
2738PB	Midi – Barn mellan 3 – 6 år	5,3 × 7,0 cm	50 stk.
2739PB	Maxi – Barn från 6 år	5,7 × 8,0 cm	50 stk.

Hudskyddsprodukter

# 3M™ Medipore + Pad



## Egenskaper:

- Absorberande förband med dyna
- Mjuk och bekväm
- Icke vidhäftande dyna som ej fastnar i såret

## Användningsområden:

- Mindre sårskador, operationer och incisioner

3M Medipore + pad fixationsförband med sårdyna		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
3562E	5 cm x 7,2 cm	50
3564E	6 cm x 10 cm	50
3566E	10 cm x 10 cm	25
3569E	10 cm x 15 cm	25
3570E	10 cm x 20 cm	25
3571E	10 cm x 25 cm	25
3572E	10 cm x 30 cm	25
3573E	10 cm x 35 cm	25

Självhäftande skumprodukter

# 3M™ Reston



## Egenskaper:

- Består av ett poröst polyuretanskum som på ena sidan är täckt med ett allergitestat akrylatlim samt ett skyddande silikonbelagt skyddspapper
- Mångsidig polstring som vidhäftar väl till en mängd olika ytor
- Lätt och formbart material som kan skäras till, formas och anpassas för flera olika tillämpningsområden
- Finns som medel- och kraftigt stöd eller på rulle som lätt stöd för att fylla alla tänkbara applikationsbehov

## Användningsområden:

- Utformat för att skydda från hudskador från skenor, gipser och proteser
- Kan användas som polstring av sängar, stolar och bord för operationssalar

3M Reston		
3M Art.nr	Storlek	Antal/fp
1560	25 cm x 30 cm, tjocklek 11 mm	10
1561	20 cm x 30 cm, tjocklek 25 mm	5
1562	10,2 cm x 4,57 m, tjocklek 5 mm	1
1563	10 cm x 5 m, tjocklek 5 mm	1

# Vid frågor kontakta våra produktspecialister:



**Markus Strähle**

Region Jönköping län, Kalmar län, Kronoberg,  
Örebro, Östergötland, Sörmland

Mob: 070-523 52 20

Mail: markus.strahle@mmm.com



**Crista Berglund**

Region Blekinge, Halland, Jämtland/Härjedalen, Skåne, Västerbotten

Mob: 073-950 21 13

Mail: crista.berglund@mmm.com



**Anna-Lena Högström**

Region Dalarna, Gävleborg, Gotland, Västmanland, Stockholm

Mob: 073-042 06 77

Mail: a.hogstrom@mmm.com



**Cecilia Nilsson**

Region Norrbotten, Värmland, Västernorrland, Västergötland

Mob: 072-713 90 30

Mail: cecilia.nilsson@mmm.com

