

# Silverlon® Flex



## EFFEKTIVT ANTIMIKROBIELLT SÅRFÖRBAND

- Bakterie- och svampdödande
- Snabbt insättande effekt, verkar i upp till 7 dagar
- Ingen missfärgning av såret

**SILVERLON®**

PERFORMANCE. POWER. SPEED.

 **S2 Medical®**

# Silverlon® Flex

Art. nr.	Storlek cm	Fp. antal
WCD22-NPS-FLX-10	5 x 5	10
WCD44-NPS-FLX-10	10 x 10	10
WCD45-NPS	10 x 12	10
WCD48-NPS-FLX-10	10 x 20	10
WCD88-NPS-FLX-10	20 x 20	10

## Material:

Flexibel och följsam väv av mikroskopiskt fint nylontyg med 99,9 % permanent plätterade (metalliskt silver) spandexfibrer.

## Information:

Aktivera Silverlon® Flex genom att fukta förbandet noggrant med sterilt vatten, destillerat vatten eller normal koksaltlösning.


Inga avvikelser så som smärta, allergi eller toxiska reaktioner har rapporterats sedan marknadsintroduktionen.

## Certifieringar:

CE Class III medicinteknisk produkt  
ISO 13485-certifierat kvalitetsledningssystem



2797



STERILE EO



3 år

**SILVERLON®**

PERFORMANCE. POWER. SPEED.

 **S2 Medical®**