

Actilite®

Viskosnät med Manukahonung




Produktinformation

Actilite® är ett tunt viskosnät med antiseptisk Manukahonung och Manukaolja. Förbandet är designat för att skydda såret och påskynda sårhälingen samtidigt som sårsekret tillåts passera genom förbandet. Den antiseptiska effekten för Actilite har uppnåtts genom kombinationen av den höggradiga antiseptiska Manukahonungen och Manukaoljan. Denna kombination har visat sig i in-vitrostudier vara effektiv mot ett flertal mikroorganismer som är involverade vid sårinfektioner.

Bruksanvisning

Ta bort den genomskinliga skyddsfilm och placera förbandet över såret. Det har ingen betydelse vilken sida av förbandet som placeras mot sårytan. Täck med lämpligt förband beroende på exsudatmängd.

Användningsområden

- Bensår
- Trycksår
- Granulerande och epitaliserande sår
- Maligna tumörsår
- Primärförband som antiseptiskt skydd

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller fuktig sårhälmiljö
- Fastnar inte i såret

Orderinformation

Artnr.	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
CR 4281	Actilite®	5x5cm	10st
CR3849	Actilite®	10x10cm	10st
CR3852	Actilite®	10x20cm	10st
CR4366	Actilite®	30x20cm	10st
CR4367	Actilite®	30x30cm	5st
CR4368	Actilite®	30x60cm	5st

Distributör: Observe Medical Nordic AB | Krokslätts Parkgata 4, 431 68 MÖLNDAL | 010-641 02 02 |
order@observemedical.com | www.observemedicalnordic.se

Tillverkare: Brightwake | Lowmoore Business Park | Kirby-in-Ashfield | Nottinghamshire | +44162 375 15 00 |
www.advancis.co.uk

Actilite®

Viskosnät med Manukahonung

Handhavande beskrivning för produkterna Actilite och Algivon Plus

Actilite® och Algivon Plus ligger mellan två plastfilmer. Se bilderna nedan, för att se hur dessa ska tas bort från förbandet innan det appliceras på såret.

