

# Wound Pouches™ - Sår & Fistelpåsar

Eakin Sår & Fistelpåsar™ är skapade för att samla upp sårvätskor, samtidigt som plattan bestående av Eakin Cohesive® Hudskydd ger komplett skydd för huden och en säker passform. Påsarna finns med två olika stängningsmetoder och en mängd olika storlekar.

## Fördelar

- Plattan av Eakin Cohesive® Hudskydd ger fullständigt skydd för huden mot alla typer av utfömningsvätskor och genom sin följksamhet och vidhäftningsförmåga ger påsen en säker, flexibel och bekväm passform
- Förser sårvården med en omfattande helhetslösning som är både kostnadseffektiv och tidsbesparande samtidigt som komforten och friheten för patienten ökar
- Ett stort sortiment av storlekar tillmötesgår alla olika behov, från små påsar till barn och dränläckage till stora påsar för öppna bukar samt en specifik storlek för medellinjesnitt. Eakin MAXI påse är den största sår & fistelpåsen på marknaden
- 2 stängningsmetoder finns tillgängliga:
  - 1 - Vikbar avtappning med ficka innebär inga klämmor eller kranar som kan skava och ge obehag.
  - 2 - Kateterkoppling med stängningskran som kan kopplas till uppsamlingspåse
- Transparent plast ger möjlighet att enkelt inspektera såret utan att påsen behöver tas bort, vilket också innebär att lukt reduceras
- Eakin Lucka kan fästas på alla storlekar utom de minsta. Luckan ger möjlighet till åtkomst av såret för att se bättre, spola eller eventuellt behandla såret.
- Transparenta klippmallar följer med varje Eakin Sår & Fistelpåse, något som underlättar när man ritar av såret och sedan vänder för att rita av på plattans baksida
- Kompletterande produkter för behandling med Eakin Sår & Fistelpåsar kan vara Eakin Pasta för att fylla ut veck, gropar eller ärr. Eakin ringar och Eakin plattor är användbara för att "rama in" sårkanterna och därmed få bandaget att sitta längre



## Användningsområden

- Behandling av öppna bukar och fistlar
- Behandling av alla typer av vätskande sår
- Bandagering av komplicerade eller oregelbundna stomier
- Bandagering av sår eller fistlar med höga flöden


Det rikliga sortimentet innebär att påsar finns för alla typer av sår och behandling, från de allra minsta till de allra största.

## Hur gör man?

Besök M Care's hemsida [www.mcare.se](http://www.mcare.se) för att se enkel instruktionsfilm om hur påsarna ska appliceras.

---

## Kateterkoppling

	Produktkod	Beskrivning	Antal/förp	Volym (ml)
	839261	Medium Oval platta, 110 x 75 mm	10	670

---