

DuoPlus - Axellås

ART.NO 20113

Armslinga DuoPlus är en tvådelad immobiliseringsort som avlastar axelleden med minskad belastning på nacken. Två band som korsas över ryggen fördelar vikten över båda skuldrorna. Ett brett avtagbart band hjälper till att fixera armen mot bålen. Alla band fästes med kardborre. Fickans och bandens insida i frottématerial. Passar både vänster och höger arm.

Indikationer: För avlastning/immobilisering/fixering av skuldra/arm. Vid trauma, akut eller postoperativ vård.

Kontraindikationer: För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

Material: Nylon 40%, Polyester 25%, polyuretanskum 20%, Bomull 15%. Latexfri.


Tvåttråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden före tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:

1. Längd underarm: Från armbåge till fingertoppar.

2. Bål + överarm: Mät runt tänkt placering kring bål samt den ena armen.

Storlek	1. Längd underarm cm	2. Bål + överarm cm	Art.no
S	35-40	60-80	20113-06-40
M	39-44	80-95	20113-06-50
L	43-48	95-115	20113-06-60
XL	47-54	115-145	20113-06-70




MD Class I CE