



CADD®- och Portex®-portfölj med NRFit®-kopplingen

Säkra kopplingar från pump till patient



CADD®- OCH PORTEX®-PORTFÖLJ MED NRFIT®-KOPPLINGEN



Medvetenhet

2014 utgav Joint Commission Sentinel Event Alert 53: Hantera risker under övergången till ISO:s slangkopplingsstandarder. Den neuraxiala kopplingsstandarden ISO 80369-6 publicerades i mars 2016. Målet är att minska förekomsten av felkopplingar med medicintekniska enheter genom att skapa unika icke-luerkopplingar för neuraxiala procedurer. De neuraxiala icke-luerkopplingarna från alla större tillverkare kommer att gå under namnet NRFit®-kopplingar.



Förberedelse

Vi vill hjälpa dig att byta till den neuraxiala icke-luerkopplingen NRFit®. Vi hjälper dig att göra övergången enklare genom att erbjuda support, vägledning och produktexpertis.




Anta

Innan din institution antar den nya standarden, är det viktigt att alla berörda anställda utbildas i den nya standarden 80369-6 för korrekt och säker användning av icke-luerkopplingar. Dela informationen med hela ditt team, och försäkra dig om att alla förstår hur viktig denna förändring är.

ETT VÄLKÄNT SÄTT ATT KOPPLA

Fattningarna och avfasningarna på NRFit®-kopplingarna är mindre än på luerkopplingar av standardtyp som används på många olika typer av medicintekniska enheter, men fungerar på ungefär samma sätt. Precis som luerkopplingar av standardtyp, sätts NRFit®-kopplingar ihop med en enkel vridrörelse.





SÄKERHET FRÅN PUMP TILL PATIENT

EN KOMPLETT NEURAXIAL LÖSNING SOM FRÄMJAR PATIENTSÄKERHET

CADD®- och Portex®-portföljen med NRFit®-kopplingen är ett kopplingssystem som uppfyller kraven i ISO 80369-6, är avsedd att förbättra patientsäkerhet genom att minska risken för felkoppling samtidigt som förändringarna i den kliniska tekniken blir minimala.

Snabba kopplingar med EpiFuse®- kateterkoppling

Känslan av precision från Portex® L.O.R.-sprutan

Skydd från fritt flöde med ett snäpp på CADD™ läkemedelskassettreservoarer


Effektivt arbetsflöde med Portex® epiduralset

PORTEX®-PORTFÖLJ MED NRFit®-KOPPLINGEN

KOMPLPETTA LÖSNINGAR FÖR KONTINUERLIGA, EPIDURALA INFUSIONSPROCEDURER

EN PÅLITLIG AFFÄRSPARTNER

Vi som har utvecklat och tillverkat CADD®- och Portex®-produkter med NRFit®-kopplingen, är en erfaren leverantör av specialiserade medicintekniska enheter och utrustning. CADD® och Portex® är varumärken inom smärthantering och regional anestesi som säljs i hela världen och är kända för sin kvalitet, innovation och prestanda.



BESTÄLLNINGSKODER

Epiduralnålar						
	Nåltjocklek	Nåltyp	Längd	Koppling	Produktkod	Enhet
●	16 G	Tuohy	80 mm (3,1 tum)	NRFit®	24-1010-64	20/kartong
●	16 G	Tuohy	110 mm (4,3 tum)	NRFit®	24-1011-64	10/kartong
○	17 G	Tuohy	90 mm (3,5 tum)	NRFit®	24-1014-64	10/kartong
●	18 G	Tuohy	50 mm (2,0 tum)	NRFit®	24-1354-64	10/kartong
●	18 G	Tuohy	80 mm (3,1 tum)	NRFit®	24-1012-64	20/kartong
●	18 G	Tuohy	90 mm (3,5 tum)	NRFit®	24-1015-64	10/kartong
●	18 G	Hustead	90 mm (3,5 tum)	NRFit®	24-1016-64	10/kartong
●	18 G	Tuohy	110 mm (4,3 tum)	NRFit®	24-1013-64	10/kartong
●	19 G	Tuohy	50 mm (2,0 tum)	NRFit®	24-1355-64	20/kartong
●	20 G	Tuohy	90 mm (3,5 tum)	NRFit®	24-1017-64	10/kartong

Portex®-epiduralkateterset med NRFit®-koppling

Genomskinlig katetertyp	För användning med nåltjocklek	Längd	Kateterns ID-etikett	Kateterledare	Kateterkoppling	Ytterdiameter	Produktkod	Enhet
19 G sluten ände 3 sidohål 16 G		920 mm	•	•	NRFit®	1,05 mm	24-1033-22	10/kartong
21 G sluten ände 3 sidohål 18 G		920 mm	•	•	NRFit®	0,85 mm	24-1034-22	10/kartong
19 G sluten ände 3 närmare sidohål	16 G	920 mm	•	•	NRFit®	1,05 mm	24-1035-22	10/kartong
21 G sluten ände 3 närmare sidohål	18 G	920 mm	•	•	NRFit®	0,85 mm	24-1036-22	10/kartong

Portex® epidurala engångskanylpack med NRFit®-koppling

Tuohy nåltjocklek	Längd	Koppling	L.O.R.-spruta med NRFit®-koppling	Nålfiter med NRFit®-koppling	Produktkod	Enhet
● 16 G	80 mm (3,1 tum)	NRFit®	Plast, 10 ml, slip	•	24-1206-22	10/kartong
● 18 G	80 mm (3,1 tum)	NRFit®	Plast, 10 ml, slip	•	24-1207-22	10/kartong

Portex® epidurala minipacksystem 1 med NRFit®-koppling

Tuohy nåltjocklek	Längd	Med monterbara vingar	Koppling	Genomskinlig kateter med NRFit®-koppling och ledare	L.O.R. slip av plast med NRFit®-koppling	Kateterns ID-etikett	Med LockIt Plus®-enhet	0,2 µm epiduralfilter med NRFit®-koppling	Produktkod	Enhet
● 16 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1300-22	10/kartong
● 18 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1301-22	10/kartong
● 16 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1302-22	10/kartong
● 18 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1303-22	10/kartong
● 16 G	110 mm (4,3 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1323-22	10/kartong
● 18 G	110 mm (4,3 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1324-22	10/kartong
● 16 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 närmare sidohål	10 ml	•	•	•	24-1328-22	10/kartong
● 18 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 närmare sidohål	10 ml	•	•	•	24-1325-22	10/kartong
● 18 G	50 mm (2,0 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 närmare sidohål	10 ml	•	•	•	24-1335-22	10/kartong
● 19 G	50 mm (2,0 tum)	•	NRFit®	Öppen ände	10 ml	•	•	•	24-1334-22	10/kartong

Portex® epidurala minipacksystem 2 med NRFit®-koppling

Tuohy nåltjocklek	Längd	Med monterbara vingar	Koppling	Genomskinlig kateter med NRFit®-koppling och ledare	Kateterns ID-etikett	0,2 µm epiduralfilter med NRFit®-koppling	Produktkod	Enhet
● 16 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1326-22	10/kartong
● 18 G	80 mm (3,1 tum)	•	NRFit®	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1327-22	10/kartong

Portex® epidurala maxipack med NRFit®-koppling

Tuohy-nål (80 mm/3 tum) med NRFit®-koppling	Med monterbara vingar	L.O.R. slip med NRFit®-koppling	Genomskinlig kateter med NRFit®-koppling	Kateterns identifikationsetikett	0,2 µm epiduralfilter med NRFit®-koppling	Produktkod	Enhet
● 16 G	•	10 ml Plast	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1304-22	10/kartong
● 18 G	•	10 ml Plast	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1305-22	10/kartong

Förberedelsekomponenter: 2 handdukar, 5 gasbindekompresser, 2 applikatorsvampar och skålar för lösning.

Andra procedurkomponenter: fenestrerad duk, 20 ml spruta med NRFit®-koppling, 19 G x 38 mm (1,5 tum) filternål med NRFit®-koppling, kateterfixeringssvamp, filterenhet (Luer), 3 ml plastspruta och injektionsnålar (22 G x 1 ½ tum och 25 G x 1 ½ tum).



Portex® epiduralt platt filter med NRFit®-koppling

Filter-typ	Koppling	Membranets storlek	Maxtryck-enhet	Filterom-råde	Fyllnings-volym	Produkt-kod	Enhet
Platt	NRFit®	0,2 µm hydrofil 2-vägs	115 psi, 792 kPa	5,25 cm ²	0,8 ml	24-1000-64	10/kartong

Uppdragningskanyl med filter med NRFit®-koppling

Typ	Koppling	Produktkod	Enhet
Filternål	NRFit®	24-1356-64	10/kartong

Skyddspropp med NRFit®-koppling

Typ av propp	Koppling	Produktkod	Enhet
Gul honände	NRFit®	24-1009-64	50/kartong
Gul hanände icke-ventilerad	NRFit®	24-1004-64	50/kartong

Portex® kateterkopplingsnyckel för användning med NRFit®-kopplingar

Beskrivning	Produktkod	Enhet
Nyckel till kateterkoppling	24-1055-64	50/kartong

EpiFuse®-kateterkopplingar med NRFit®-koppling

Storlek	Koppling	Produktkod	Enhet
19 G-21 G	NRFit®	24-1005-64	25/kartong
24 G	NRFit®	24-1047-64	25/kartong

Loss of Resistance (L.O.R.)-sprutor med NRFit®-koppling

Typ av spruta	Anslutning	Koppling	Kapacitet	Produktkod	Enhet
Plast	slip	NRFit®	10 ml	24-1018-64	50/kartong
Glas	slip	NRFit®	10 ml	24-1019-64	10/kartong
Glas	Lock	NRFit®	10 ml	24-1020-64	10/kartong
Plast	slip	NRFit®	7 ml	24-1021-64	50/kartong
Plast	Lock	NRFit®	7 ml	24-1022-64	50/kartong
Glas	slip	NRFit®	5 ml	24-1023-64	10/kartong
Glas	Lock	NRFit®	5 ml	24-1024-64	10/kartong





LockIt Plus® epiduralt kateterfäste

För kateter som används med	Produktkod	Enhet
16 G/17 G nål	100/399/216	50/kartong
18 G nål	100/399/218	50/kartong



NRFit®-sprutor

Beskrivning	Produktkod	Enhet
NRFit®-spruta, lock 1 ml	15011010	100/kartong
NRFit®-spruta, lock 3 ml	15011030	100/kartong
NRFit®-spruta, lock 5 ml	15011050	100/kartong
NRFit®-spruta, lock 10 ml	15011100	100/kartong
NRFit®-spruta, lock 20 ml	15011200	50/kartong
NRFit®-spruta, lock 60 ml	15011600	25/kartong
NRFit®-spruta, slip 1 ml	15021010	100/kartong
NRFit®-spruta, slip 3 ml	15021030	100/kartong
NRFit®-spruta, slip 5 ml	15021050	100/kartong
NRFit®-spruta, slip 10 ml	15021100	100/kartong
NRFit®-spruta, slip 20 ml	15021200	50/kartong



Adapter NRFit®

Benämning	Produktkod	Enhet
Adapter för att fylla NRFit kassetter med en Luer spruta.	21-7664-24	50/kartong



Infusionsadapter

Behållartyp längd	Produktkod	Enhet
Adapter för att konvertera ett luer-infusions-aggregat till ett NRFit- infusions-aggregat.	24-1001-64	10 / kartong

CADD®-PORTFÖLJ MED NRFIT®-KOPPLING

KOMPLETTA NRFIT®-LÖSNINGAR FRÅN PUMPEN TILL PATIENTEN





CADD™-läkemedelskassettereservoarer med NRFit®-koppling

Beskrivning	Längd	Fyllningsvolym	Mjukgörare	Produktkod	Enhet
100 ml gul CADD™-läkemedelskassettereservoar med NRFit®-hankoppling, flödesstopp, klämma och icke-ventilerad propp	20 cm (8 tum)	0,2 ml	DEHP	21-7600-24	12/kartong
250 ml gul CADD™-läkemedelskassettereservoar med NRFit®-hankoppling, flödesstopp, klämma och icke-ventilerad propp	20 cm (8 tum)	0,2 ml	TOTM	21-7609-24	12/kartong



CADD®-förlängningsset med NRFit®-koppling

Beskrivning	Längd	Fyllningsvolym	Mjukgörare	Produktkod	Enhet
CADD® gulrandigt förlängningsset med NRFit®-hankopplingar, inbyggd antisifonventil och klämma	229 cm (90 tum)	2,3 ml	TOTM	21-7605-24	12/kartong
CADD® gulrandigt förlängningsset med NRFit®-hankopplingar, 0,2 mikron lufteliminerande filter, inbyggd antisifonventil och klämma	229 cm (90 tum)	2,4 ml	TOTM	21-7608-24	12/kartong



CADD®-administrationssatser med NRFit®-koppling

Beskrivning	Längd	Fyllningsvolym	Mjukgörare	Produktkod	Enhet
CADD® gulrandig administrationset med NRFit®-hankoppling med envägs backventil, spike, flödesstopp och klämma	312 cm (123 tum)	3,2 ml	TOTM	21-7624-24	12/kartong
CADD® gulrandig administrationset med NRFit®-hankoppling med envägs backventil, spike, flödesstopp 0,2 mikron lufteliminerande filter och klämma	330 cm (130 tum)	6,2 ml	TOTM	21-7649-24	12/kartong
CADD® gulrandig administrationset för hög volym med NRFit®-hankoppling med envägs backventil, spike, flödesstopp och klämma	312 cm (123 tum)	16 ml	TOTM	21-7684-24	15/kartong
CADD® gulrandig administrationset för hög volym med NRFit®-hankoppling med envägs backventil, spike, flödesstopp 0,2 mikron lufteliminerande filter och klämma	345 cm (136 tum)	23 ml	TOTM	21-7665-24	15/kartong

ICU Medical Sverige AB
Box 1143
164 22 Kista
Tel: 08-594 772 50
order.sweden@icumed.com
www.icumed.com

MMSPCA-0786

