



CADD™ ambulatoriska infusionssystem

Produktkatalog

icumedical
human connections

CADD ambulatoriska infusionsaggregat med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

CADD ambulatoriska infusionsaggregat med Flow Stop bidrar till att skydda mot okontrollerad vätskeinfusion till följd av gravitation. Flow Stop aktiveras och stänger vätskebanan när aggregatet eller behållaren tas bort från pumpen.



CADD standardaggregat med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

- Högsta tillförelshastighet är upp till 250 ml/tim med CADD-Solis™-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP™-pumparna
- Högsta tillförelshastighet är upp till 175 ml/tim med CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0
- Högsta tillförelshastighet är upp till 125 ml/tim med CADD-Legacy™-pumparna

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

	Artikelnummer.	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol.	Ersätter
	21-7321-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med honluer, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer (för användning med en spruta)	259 cm	2,7 ml	21-7021-24
	21-7322-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer	198 cm	2,3 ml	21-7022-24 21-7034-24
	21-7323-24	12/kartong	CADD blårandigt infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer	198 cm	2,3 ml	21-7023-24
	21-7324-24	12/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer	312 cm	3,2 ml	21-7024-24
	21-7359-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med hanluer, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer	175 cm	2 ml	21-7059-24
	21-7390-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med honluer, flödesstopp (flow stop), 7,6 cm y-förlängning, envägs backventil med honluer, envägs backventil med hanluer och klämmor (för användning med en spruta)	259 cm med 7,6 cm y-förlängning	4 ml	21-7090-24
	21-7391-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 7,6 cm y-förlängning, envägs backventil med hanluer, envägs backventil med hanluer och klämmor	274 cm med 7,6 cm y-förlängning	4,2 ml	21-7091-24
	21-7624-24	12/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat, spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil, med NRFIT™-hankoppling	312 cm	3,2 ml	21-7024-24 21-7324-24



CADD standardaggregat med luftelimineringfilter och Flow Stop-skydd mot fritt flöde

- › Högsta tillförelshastighet är upp till 250 ml/tim med CADD-Solis-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP-pumparna
- › Högsta tillförelshastighet är upp till 175 ml/tim med CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0
- › Högsta tillförelshastighet är upp till 125 ml/tim med CADD-Legacy-pumparna

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

	Artikelnummer.	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol.	Ersätter
	21-7343-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, klämma, nålfritt injektionsställe och envägs backventil med hanluer	290 cm	14 ml	21-7333-24
	21-7346-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, spiralslang, klämma och envägs backventil med hanluer	239 cm	7 ml	21-7336-24 21-7036-24
	21-7363-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, spiralslang, klämma och envägs backventil med hanluer	239 cm	7 ml	21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24
	21-7349-24	12/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer	330 cm	6 ml	21-7339-24 21-7039-24
	21-7394-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer	274 cm	3,3 ml	21-7094-24
	21-7395-24	12/kartong	CADD infusionsaggregat med honluer, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer	259 cm	3,1 ml	21-7095-24
	21-7649-24	12/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat, spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med NRFit™-hankoppling	330 cm	6 ml	21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24



CADD infusionsaggregat för stora volymer med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

- › Högsta tillförselhastighet är upp till 500 ml/tim med CADD-Solis-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP-pumparna
- › INTE KOMPATIBLA med CADD-Legacy, CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

	Artikelnummer.	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol.	Ersätter
	21-7345-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma, injektionsställe och envägs backventil med hanluer	300 cm	17 ml	21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24
	21-7357-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer	234 cm	11 ml	21-7057-24 21-7057V-24
	21-7364-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, lueraktiverat nålfritt injektionsställe, klämma och envägs backventil med hanluer	297 cm	17 ml	21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24
	21-7361-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, klämma, injektionsställe och envägs backventil med hanluer	297 cm	17 ml	21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24
	21-7386-24	15/kartong	CADD infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 1,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer	264 cm	15 ml	
	21-7384-24 ■	15/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med hanluer	312 cm	16 ml	
	21-7365-24 ■	15/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer med spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med hanluer	343 cm	20 ml	21-7385-24 21-7085-24
	21-7684-24 ■	15/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer, spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med NRFit™-hankoppling	312 cm	16 ml	
	21-7665-24 ■	15/kartong	CADD gulrandigt infusionsaggregat för stora volymer, spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med NRFit™-hankoppling	340 cm	20 ml	21-7685-24






CADD läkemedelskassetter med Flow Stop-skydd mot fritt flöde

Öka patientens rörelsefrihet och läkemedelstrygghet med fristående läkemedelskassetter. Tillgängliga förfyllda eller tomma för att fyllas efter förskrivning.

- > Högsta tillförselhastighet är upp till 250 ml/tim med CADD-Solis-modell 2110 v3 eller senare och alla modeller av CADD-Solis VIP-pumparna
- > Högsta tillförselhastighet är upp till 175 ml/tim med CADD-Solis-modell 2100 (alla versioner) och pumpar av modellerna 2110 v1.0 och v2.0
- > Högsta tillförselhastighet är upp till 125 ml/tim med CADD-Legacy-pumparna

Måste användas med CADD förlängningsset

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

	Artikelnummer.	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Ersätter
	21-7301-24	12/kartong	50 ml CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp	20 cm	21-7001-24
	21-7302-24	12/kartong	100 ml CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp	20 cm	21-7002-24
	21-7300-24 ■	12/kartong	100 ml gul CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp	20 cm	21-7100-24
	21-7308-24	12/kartong	250 ml klar CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp	20 cm	
	21-7309-24 ■	12/kartong	250 ml gul CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp	20 cm	
	21-7310-24 ■	12/kartong	250 ml blå CADD läkemedelskassett med flödesstopp (flow stop), klämma, honluer och oventilerad propp	20 cm	
	21-7600-24 ■	12/kartong	100 ml gul CADD läkemedelskassett med NRFit™-hankoppling, flödesstopp (flow stop), klämma och oventilerad propp	20 cm	21-7100-24 21-7300-24
	21-7609-24 ■	12/kartong	250 ml gul CADD läkemedelskassett med NRFit™-hankoppling, flödesstopp (flow stop), klämma och oventilerad propp	20 cm	21-7309-24
	21-7664-24	50/kartong	CADD™ fyllningsadapter med NRFit™-hankoppling och honluer		
	24-1001-64	10/kartong	Infusionsadapter för att omvandla honluer till NRFit™-hona		
	24-1009-64	50/kartong	Propp med NRFit™, hona, gul		
	24-1004-64	50/kartong	Propp med NRFit™, hane, oventilerad, gul		


















CADD förlängningsset

Används med CADD™ läkemedelskassetter.

Med integrerat frillödesskydd och backventil som skydd mot fritt vätskeflöde.

■ Blårandig slang ■ Gulrandig slang. Alla andra genomskinliga.

	Artikelnummer.	Enheter	Beskrivning	Slanglängd	Fyllningsvol.	Ersätter
	21-7045-24 21-7060-24	50/kartong 12/kartong	CADD förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	76 cm	1,1 ml	
	21-7046-24 21-7061-24	50/kartong 12/kartong	CADD förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	114 cm	1,4 ml	
	21-7047-24 21-7062-24	50/kartong 12/kartong	CADD förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	152 cm	1,7 ml	
	21-7092-24	12/kartong	CADD backventilförlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil, y-förlängning med envägs backventil med honluer och klämma	173 cm med 7,6 cm y-förlängning	2,9 ml	
	21-7115-24	12/kartong	CADD backventilförlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter, integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma och y-förlängning med envägs backventil med honluer	175 cm med 7,6 cm y-förlängning	3,2 ml	
	21-7105-24	12/kartong	CADD gulrandigt förlängningsset med han-/hanluer, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	229 cm	2,3 ml	
	21-7044-24	25/kartong	CADD förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma	140 cm	4 ml	21-7040-24
	21-7052-24	50/kartong	CADD Microbore förlängningsset med hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och integrerad Anti-Siphon-ventil med hanluer	152 cm	1,1 ml	
	21-7106-24	50/kartong	CADD förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	152 cm	1,8 ml	
	21-7147-24	12/kartong	CADD gulrandigt förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma	254 cm	5 ml	21-7107-24
	21-7108-24	50/kartong	CADD gulrandigt förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma	229 cm	2,4 ml	
	21-7109-24	50/kartong	CADD blårandigt förlängningsset med han-/hanluer, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma	229 cm	2,4 ml	
	21-1200-24	12/kartong	Spikeset med hanluer-lock och klämma	30 cm	0,5 ml	
	21-7605-24	12/kartong	CADD gulrandigt förlängningsset med NRFit™ han-/hankoppling, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	229 cm	2,3 ml	21-7105-24
	21-7608-24	50/kartong	CADD gulrandigt förlängningsset med NRFit™ han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma	229 cm	2,4 ml	21-7108-24

CADD ambulatoriska infusionspumpar och mjukvara för programmering



CADD-Solis ambulatoriska infusionssystem

Artikelnummer.	Beskrivning
----------------	-------------

21-2111-0402-XX* ■	CADD-Solis v4.2 PCA ambulatorisk pump, stödjer den trådlösa kommunikationsmodulen
21-2112-0402-XX* ■	CADD-Solis v4.2 ambulatorisk pump med gul knappsats, stödjer den trådlösa kommunikationsmodulen

Mjukvara för programmering av CADD-Solis ambulatoriska pumpar

Artikelnummer.	Beskrivning
----------------	-------------

67-2470-040201-51	Elektronisk mjukvaruuppdatering till CADD-Solis v4.2.1 inbyggd programvara till pump, endast engelska
67-2470-040200-XX*	Elektronisk mjukvaruuppdatering till CADD-Solis v4.2.0 inbyggd programvara till pump
21-2176-0100-25	Elektronisk mjukvara, CADD-Solis nedladdningsverktyg (CSDL), v1.0
21-2194-0403-25	PharmGuard™ Administrator v4.3 mjukvara för läkemedelssäkerhet För CADD-Solis- och CADD-Solis VIP-pumpar
21-2138-0100-25	PharmGuard Administrator exportverktyg för MSS-protokollbibliotek
21-2137-0101-25	CADD-Solis nätverkskonfigurationsverktyg för trådlös Solis

CADD-Solis VIP ambulatorisk infusionspump

Artikelnummer.	Beskrivning
----------------	-------------

21-2120-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP 2120 ambulatorisk infusionspump, PharmGuard aktiverat (blå etikett)
21-2125-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP-pump med Factory Library (utvalda protokoll) (grön etikett)
21-2127-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP 2120 ambulatorisk infusionspump, manuellt läge (standardinställningar) (svart etikett)

CADD pumptillbehör



CADD-Solis strömkällor och kommunikationsmodul

Pumpen får ström från antingen 4 AA-batterier, en nätadapter med strömsladd, ett laddningsbart batteripack eller kommunikationsmodul.

Artikelnummer.	Beskrivning
21-2160-XX*	Laddningsbart litiumjonbatteripaket
21-2131-25	CADD-Solis trådlös kommunikationsmodul för användning med CADD-Solis v4-pumpar – OUS
21-0270-25	AC-adapter – väggfäste för användning med CADD-Solis-pumpar

Fjärrdoseringskabel

Artikelnummer.	Beskrivning
21-2186-25	Fjärrdoseringskabel (CADD-Solis-pump)

CADD-Solis lock-box med full åtkomst till knappsats

Artikelnummer.	Beskrivning
21-2188-25	Stor LockBox med CADD knapplås – klar kompatibel med CADD-Solis-pump och standardpåsar för i.v. på upp till 500 ml
21-2189 -25	Stor LockBox med CADD knapplås – gul kompatibel med CADD-Solis-pump och standardpåsar för i.v. på upp till 500 ml

*Välj språkversion: Se sista sidan.



Tillbehör för stativfäste

Artikelnummer.	Beskrivning
21-6120-24	Låsbart stativfäste Konstruerad för att fästas direkt på baksidan av en pump eller Lockbox
21-6118-24	Stativfäste (inte låsbart)
21-2135-25	Adapter till stativfäste För användning med CADD-Solis-pump och stativfäste eller låsbart stativfäste. Får ej användas när kommunikationsmodulen är ansluten till pumpen



Väskor

Används med alla CADD pumpar

Flergångsväskor

Artikelnummer.	Beskrivning
21-2169-24	Ryggsäck (volym: 3 l) (A)
21-2166-24	Ryggsäck (volym: 1 l) (B)
21-2168-25	Pumpväska 250/500 ml med midjebälte och axelrem (C)
21-2165-64	Pumpväska 50/100 ml (D)
21-2167-25	Pumpväska 250/500 ml med midjebälte (E)

Väskor för engångsbruk

Artikelnummer.	Beskrivning
21-2170-64	Pumpväska 50/100 ml (F)
21-2171-25	Pumpväska 250/500 ml (G)



Reservdelar

Artikelnummer.	Beskrivning
21-2185-51	CADD pumpnyckel för användning med alla CADD-pumpar
21-2100-25	Fjärrdoseringskabelgrepp, servicesats
21-2184-51	CADD-Solis batterilucka
67-2130-51	Servicesats för laddningsbara batterier, CADD-Solis trådlös kommunikationsmodul
67-2474-51	Ersättningsstativfäste, CADD-Solis trådlös kommunikationsmodul
21-2104-25	Servicesats, isolator, pogo-stift, CADD-Solis 20/st. (för 5 pumpar)
21-6188-51	Reparationssats, CADD lock-box, låsbyte
21-2103-25	Servicesats, CADD lock-box, låsstiftsförlängning (för 25/lock-box)

Språkversion

Ersätt XX med den tvåsiffriga landskoden för artiklar märkta med asterisk (*) på föregående sidor.

Språk	Kod	CADD-Solis v4.2	CADD-Solis VIP	CADD-Solis inbyggd programvara till pump	Batteripack
Franska	-02	x	x	x	x
Tyska	-03	x	x	x	x
Nederländska	-06	x	x	x	x
Italienska	-07	x	x	x	x
Spanska	-08	x	x	x	x
Japanska	-09	x		x	x
Danska	-12	x	x	x	x
Norska	-13		x		x
Svenska	-14	x	x	x	x
Finska	-15		x		x
Portugisiska	-17	x	x	x	x
Engelska	-50		x		
	-51	x			x

Produkten uppfyller gällande lagstiftning och har motsvarande CE-märkning.
Se tillverkarens bruksanvisning för ytterligare information, varningar och/eller säkerhetsåtgärder.

icumedical
human connections