



CADD™ - och Portex™ -portföljen  
med NRFit®-koppling  
Produktkatalog


# CADD- och Portex-portföljen med NRFit-koppling

År 2014 släppte Joint Commission Sentinel Event Alert 53: Managing Risk During Transition to ISO Tubing Connector Standards (hantera risker under övergång till ISO-slangkopplingsstandarder). ISO 80369-6-standarden för neuroaxial koppling publicerades i mars 2016. Målet är att minska förekomsten av felkopplingar till medicintekniska enheter genom att skapa unika icke-luerkopplingar för neuroaxiala procedurer. De neuroaxiala icke-luerkopplingarna marknadsförs av alla större tillverkare som NRFit-kopplingar.

ICU Medical vill hjälpa dig att byta till NRFit neuroaxiala icke-luerkopplingen. Vi hjälper till att göra övergången enklare genom att ge support, vägledning och produktexpertis.

## Ett välkänt sätt att koppla

NRFit-kopplingarnas fattning och avfasning är mindre än luerkopplingar av standardtyp, som används på många olika typer av medicintekniska enheter, men fungerar på ungefär samma sätt. Precis som vanliga luerkopplingar kopplas NRFit-kopplingarna ihop med en enkel vridning.




# Säkerhet från pump till patient

CADD- och Portex-portföljen med NRFit-kopplingar är ett ISO 80369-6-kompatibelt kopplingssystem avsett att förbättra patientsäkerheten genom en minskning av risken för felkoppling, samtidigt som förändring av klinisk teknik minimeras.



# Portex-portfölj med NRFIT-koppling

## Kompletta lösningar för epidurala procedurer



Epiduralnålar						
Nål storlek	Nåltyp	Längd	Koppling	Artikelnummer	Enhet	
● 16G	Tuohy	80 mm	NRFit	24-1010-64	20/kartong	
● 16G	Tuohy	110 mm	NRFit	24-1011-64	10/kartong	
○ 17G	Tuohy	90 mm	NRFit	24-1014-64	10/kartong	
● 18G	Tuohy	50 mm	NRFit	24-1354-64	20/kartong	
● 18G	Tuohy	80 mm	NRFit	24-1012-64	20/kartong	
● 18G	Tuohy	90 mm	NRFit	24-1015-64	10/kartong	
● 18G	Hustead	90 mm	NRFit	24-1016-64	10/kartong	
● 18G	Tuohy	110 mm	NRFit	24-1013-64	10/kartong	
● 19G	Tuohy	50 mm	NRFit	24-1355-64	20/kartong	
● 20G	Tuohy	90 mm	NRFit	24-1017-64	10/kartong	

### Portex Epiduralkateterset med NRFit-koppling

Genomskinlig katetertyp	Längd	Kateter ID-etikett	Kateter-guide	Kateter-koppling	Ytter-diameter	Artikelnummer	Enhet
19G sluten ände 3 sidohål	920 mm	•	•	NRFit	1,05 mm	24-1033-22	10/kartong
21G sluten ände 3 sidohål	920 mm	•	•	NRFit	0,85 mm	24-1034-22	10/kartong
19G sluten ände 3 tättsittande sidohål	920 mm	•	•	NRFit	1,05 mm	24-1035-22	10/kartong
21G sluten ände 3 tättsittande sidohål	920 mm	•	•	NRFit	0,85 mm	24-1036-22	10/kartong

### Portex Epiduralset (Single-Shot) med NRFit-koppling (utan kateter)

Tuohynål storlek	Längd	Koppling	L.O.R. (Loss of Resistance) spruta med NRFit-koppling	Filternål med NRFit-koppling	Artikelnummer	Enhet
● 16G	80 mm	NRFit	Plast, 10 ml, Slip	•	24-1206-22	10/kartong
● 18G	80 mm	NRFit	Plast, 10 ml, Slip	•	24-1207-22	10/kartong

### Portex Epidural Minipack System 1 med NRFit-koppling

Tuohynål storlek	Längd	Med monterbara vingar	Koppling	Genomskinlig kateter med NRFit-koppling och ledare	L.O.R. i plast Slip med NRFit-koppling	Kateter ID-etikett	Med LockIt Plus™-enhet	0,2 µm epidural-filter med NRFit-koppling	Artikelnummer	Enhet
● 16G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1300-22	10/kartong
● 18G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1301-22	10/kartong
● 16G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1302-22	10/kartong
● 18G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1303-22	10/kartong
● 16G	110 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1323-22	10/kartong
● 18G	110 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	10 ml	•	•	•	24-1324-22	10/kartong
● 16G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 tättsittande sidohål	10 ml	•	•	•	24-1328-22	10/kartong
● 18G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 tättsittande sidohål	10 ml	•	•	•	24-1325-22	10/kartong
● 18G	50 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 tättsittande sidohål	10 ml	•	•	•	24-1335-22	10/kartong
● 19G	50 mm	•	NRFit	Öppen ände	10 ml	•	•	•	24-1334-22	10/kartong

### Portex Epidural Minipack System 2 med NRFit-koppling

Tuohynål storlek	Längd	Med monterbara vingar	Koppling	Genomskinlig kateter med NRFit-koppling och ledare	Kateter ID-etikett	0,2 µm epidural-filter med NRFit-koppling	Artikelnummer	Enhet
● 16G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1326-22	10/kartong
● 18G	80 mm	•	NRFit	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1327-22	10/kartong

## Portex Epidural Maxipack med NRFit-koppling

Tuohy-nål (80 mm) med NRFit-koppling	Med monterbara vingar	L.O.R. (Loss of Resistance) slip med NRFit-koppling	Genomskinlig kateter med NRFit-koppling	Etikett för identifiering av kateter	0,2 µm epidural-filter med NRFit-koppling	Artikelnummer	Enhet
• 16G	•	10 ml plast	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1304-22	10/kartong
• 18G	•	10 ml plast	Sluten ände 3 sidohål	•	•	24-1305-22	10/kartong

Förberedelsekomponenter: 2 handdukar, 5 kompresser, 2 applikatorsvampar och skålar för lösning.

Andra förberedelsekomponenter: fenestrerad duk, 20 ml Lock-spruta med NRFit-koppling, 19G x 38 mm filternål med NRFit-koppling, kateterfixeringssvamp, filterenhet (Luer), 3 ml plasticspruta och injektionsnålar (22G x 40 mm och 25G x 16 mm).



### Portex epiduralt platt filter med NRFit-koppling

Filtertyp	Koppling	Membranets porstorlek	Fyllnadsvolym	Artikelnummer	Enhet
Platt	NRFit	0,2 µm hydrofil 2-vägs	0,8 ml	24-1000-64	10/kartong



### Portex filternål med NRFit-koppling

Typ	Koppling	Artikelnummer	Enhet
Filternål	NRFit	24-1356-64	10/kartong



### Skyddspropp med NRFit-koppling

Typ av propp	Koppling	Artikelnummer	Enhet
Gul hona	NRFit	24-1009-64	50/kartong
Gul hane, icke-ventilerad	NRFit	24-1004-64	50/kartong



### Portex kateterkopplingsnyckel för användning med NRFit-kopplingar

Beskrivning	Artikelnummer	Enhet
Nyckel för kateterkoppling	24-1055-64	50/kartong



### EpiFuse kateterkopplingar med NRFit-koppling

Storlek	Koppling	Artikelnummer	Enhet
19G-21G	NRFit	24-1005-64	25/kartong
24G	NRFit	24-1047-64	25/kartong



### L.O.R. (Loss of Resistance) sprutor med NRFit-koppling

Spruttyp	Anslutning	Koppling	Kapacitet	Artikelnummer	Enhet
Plast	Slip	NRFit	10 ml	24-1018-64	50/kartong
Glas	Slip	NRFit	10 ml	24-1019-64	10/kartong
Glas	Lock	NRFit	10 ml	24-1020-64	10/kartong
Plast	Slip	NRFit	7 ml	24-1021-64	50/kartong
Plast	Lock	NRFit	7 ml	24-1022-64	50/kartong
Glas	Slip	NRFit	5 ml	24-1023-64	10/kartong
Glas	Lock	NRFit	5 ml	24-1024-64	10/kartong



### LockIt Plus epidural kateterfixering

För kateter som används med	Artikelnummer	Enhet
16G/17G-nål	100/399/216	50/kartong
18G-nål	100/399/218	50/kartong

### NRFit-sprutor

Beskrivning	Artikelnummer	Enhet
NRFit-spruta, Lock 1 ml	15011010	100/kartong
NRFit-spruta, Lock 3 ml	15011030	100/kartong
NRFit-spruta, Lock 5 ml	15011050	100/kartong
NRFit-spruta, Lock 10 ml	15011100	100/kartong
NRFit-spruta, Lock 20 ml	15011200	50/kartong
NRFit-spruta, Lock 60 ml	15011600	25/kartong
NRFit-spruta, Slip 1 ml	15021010	100/kartong
NRFit-spruta, Slip 3 ml	15021030	100/kartong
NRFit-spruta, Slip 5 ml	15021050	100/kartong
NRFit-spruta, Slip 10 ml	15021100	100/kartong
NRFit-spruta, Slip 20 ml	15021200	50/kartong


# CADD-portfölj med NRFit-koppling

Kompletta NRFit-lösningar från pump till patient

## CADD-Solis™ infusionspump



CADD-förlängningsset med NRFit-koppling



CADD-administreringsaggregat med NRFit-koppling



### CADD läkemedelskassett med NRFit-koppling

Beskrivning	Längd	Artikelnummer	Enhet
100 ml gul CADD-läkemedelskassett med NRFit-honkoppling, flödesstopp (flow stop), klämma och oventilerad propp	20 cm	21-7600-24	12/kartong
250 ml gul CADD-läkemedelskassett med NRFit-honkoppling, flödesstopp, (flow stop) klämma och oventilerad propp	20 cm	21-7609-24	12/kartong



### CADD-förlängningsset med NRFit-koppling

Beskrivning	Längd	Fyllnadsvolym	Artikelnummer	Enhet
CADD gulrandigt förlängningsset med NRFit han-/hankoppling, integrerad Anti-Siphon-ventil och klämma	229 cm	2,3 ml	21-7605-24	12/kartong
CADD gulrandigt förlängningsset med NRFit han-/hankoppling, 0,2-mikron luftelimineringfilter och integrerad Anti-Siphon-ventil med klämma	229 cm	2,4 ml	21-7608-24	50/kartong



### CADD-administreringsaggregat med NRFit-koppling

Beskrivning	Längd	Fyllnadsvolym	Artikelnummer	Enhet
CADD gulrandigt administreringsaggregat, spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling	312 cm	3,2 ml	21-7624-24	12/kartong
CADD gulrandigt administreringsaggregat, spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling	330 cm	6,0 ml	21-7649-24	12/kartong
CADD gulrandigt administreringsaggregat för höga volymer, spike, flödesstopp (flow stop), klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling	312 cm	16 ml	21-7684-24	15/kartong
CADD gulrandigt administreringsaggregat för höga volymer, spike, flödesstopp (flow stop), 0,2-mikron luftelimineringfilter, klämma och envägs backventil med NRFit-hankoppling	340 cm	20 ml	21-7665-24	15/kartong





NRFit är ett registrerat varumärke som tillhör GEDSA.

Produkten uppfyller gällande lagstiftning och har motsvarande CE-märkning.  
Se tillverkarens bruksanvisning för ytterligare information, varningar och/eller säkerhetsåtgärder.