



# nFlow™

Nasal CPAP-system för barn



**Intensivvård** • Andningssystem



# nFlow™

## Framtagen för neonatalvård

De minsta patienterna behöver ofta mest omvårdnad. Säkerhet och komfort är avgörande för att hjälpa barn under deras första tid i livet.

### Ett urval av CPAP-system för barn

Intersurgicals nFlow-system erbjuder en komplett vårdlösning för barn-CPAP med den etablerade "gas flip" teknologin som ger patienten ett alternativ till ventilator-CPAP som medför lågt WOB (work of breathing/andningsarbete).

nFlow är kompatibelt med drivers designade för användning med sk "gas flip" CPAP-teknologi, som ger ett något högre systemtryck i samband med denna behandling.

### nFlow-systemet

nFlow-systemet levereras med näsaggregat, slang med värmetråd och 10mm justerbar expirationsslang för effektiv bortledning av gas.

### Ett urval av patientlösningar och mössor

Patientlösningar och mössor levereras separat för att undvika onödigt avfall.


Använd storleksguiden som ingår för att välja rätt lösning till din patient.



[Gör en förfrågan](#)

[Läs mer](#)


[Se video](#)





## Enkla val

nFlow-systemet inkluderar två storleksguider som gör det väldigt enkelt att välja korrekt passande lösning och mössa för din patient.




### 12 mössor

Finns separat tillgängliga i tolv olika färgkodade storlekar.



### Patientlösningar

Masker och prongar finns separat tillgängliga i fyra storlekar. Tillverkade i mjuk, bekväm silikon för att säkerställa optimal passform för patienten samt att reducera mängden av onödigt avfall.



## B Mössor



## C Nasalmasker



## D Nasalprongar





Vi har gjort det enkelt välja. För att få ihop ett komplett system kan du välja en produkt från grupp A och B, sedan en patientlösning från C och/eller D. Du kan alltid beställa produkterna separat enligt dina önskemål.



|                               | Artikelnummer | Benämning  | Kartongstorlek              |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------|
| <b>A nFlow andningssystem</b> |               |  |                             |
|                               | 4700000       | nFlow CPAP-andningssystem med värmetråd för barn, 1.6m                                 | 12                          |
|                               | 4700001       | nFlow CPAP-andningssystem med värmetråd för barn, 1.8m                                 | 10                          |
|                               | 4700016       | nFlow CPAP-andningssystem med värmetråd för barn med avtagbar monitoreringsslang, 1.6m | 10                          |
|                               | 4708000       | nFlow ljuddämpningskit   | 50                          |
|                               | 4700011       | nFlow ersättningsband till mössa   | 60                          |
| <b>B nFlow mössor</b>         |               |  |                             |
|                               |               | <b>Storlek</b>   |                             |
|                               | 4707009       | nFlow, mössa barn, mörkblå   | storlek 9 (40 - 42 cm) 10   |
|                               | 4707008       | nFlow, mössa barn, turkos  | storlek 8 (38 - 40 cm) 10   |
|                               | 4707007       | nFlow, mössa barn, orange  | storlek 7 (36 - 38 cm) 10   |
|                               | 4707006       | nFlow, mössa barn, röd   | storlek 6 (34 - 36 cm) 10   |
|                               | 4707005       | nFlow, mössa barn, grön  | storlek 5 (32 - 34 cm) 20   |
|                               | 4707004       | nFlow, mössa barn, ljusorange  | storlek 4 (30 - 32 cm) 20   |
|                               | 4707003       | nFlow, mössa barn, blå   | storlek 3 (28 - 30 cm) 20   |
|                               | 4707002       | nFlow, mössa barn, gul   | storlek 2 (26 - 28 cm) 20   |
|                               | 4707001       | nFlow, mössa barn, mörkgrå   | storlek 1 (24 - 26 cm) 20   |
|                               | 4707110       | nFlow, mössa barn, rosa  | storlek 0 (22 - 24 cm) 20   |
|                               | 4707100       | nFlow, mössa barn, grå   | storlek 00 (20 - 22 cm) 20  |
|                               | 4707000       | nFlow, mössa barn, vit   | storlek 000 (18 - 20 cm) 20 |
| <b>C nFlow nasalmasker</b>    |               |  |                             |
|                               |               | <b>Storlek</b>   |                             |
|                               | 4716000       | nFlow nasalmask  | extra large 30              |
|                               | 4706000       | nFlow nasalmask  | large 30                    |
|                               | 4705000       | nFlow nasalmask  | medium 30                   |
|                               | 4704000       | nFlow nasalmask  | small 30                    |
| <b>D nFlow nasalprongar</b>   |               |  |                             |
|                               |               | <b>Storlek</b>   |                             |
|                               | 4703000       | nFlow nasalprong   | large 30                    |
|                               | 4702000       | nFlow nasalprong   | medium 30                   |
|                               | 4701000       | nFlow nasalprong   | small 30                    |
|                               | 4711000       | nFlow nasalprong   | extra small 30              |



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige  
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and ISO 14001:2015

**Please think before you print**  
Save energy and paper.  
If you must print this information sheet please print it double sided.

IS1.16 SE • issue 8 07.19