



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



# Freka<sup>®</sup> Pexact II FR 15, ENFit

Direktpunktion av gastrostomi med säker och tillförlitlig gastropexi. Möjliggör en unik anläggningsteknik av gastrostomikateter för långvarig enteral nutritionstillförel.

Icke-endoskopiskt avlägsnande

Förbättrad hållbarhet av nutritionssond

Innovativ sutureringsmetod

# Freka® Pexact II FR 15, ENFit



## Indikationer

Vid behov av långvarig enteral nutritionstillförsel, och särskilt vid:

### > Dysfunktioner i matstrupen

- Esofagusstenoser
- Esofagusvaricier
- Divertiklar
- Korrosionsskador
- Strålnings- eller kemoterapi

### > För att undvika spridning av ENT-tumörceller

### > Efter huvud- och munkirurgi

- Endast transnasal endoskopi

## Fördelar

### > Generella fördelar

- Icke-endoskopiskt avlägsnande
- Förbättrad hållbarhet hos nutritionssond

### > Fördelar vid punktion

- Inget "tältfenomen"
- Kontrollerad, säker och smidig punktion

### > Fördelar vid införande av nutritionssond

- Ingen passage genom esofagus krävs

### > Fördelar nutritionssond

- Förbättrad ballongdurabilitet

## Egenskaper:

- Placerings teknik: Direktpunktion av gastrostomi
- Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3 för en säker och tätslutande anslutning
- Röntgentät för förbättrad synlighet på röntgen
- Lägesmarkeringar varje centimeter (2-10 cm)
- Transparent slang
- Gastrostomi sonden (ballong sond) är tillverkad i vävnadsvänlig silikon.
- Fri från PVC och latex
- Sterilförpackad (EO)
- Användningstid: medföljande gastrostomisonnd bör bytas efter 4 veckor

## Förpackningen innehåller:

- Gastropexi
- Trokar av rostfritt stål
- Avdragbart skydd i plast
- Gastrostomikateter
- Slangklämma
- Yttre stopplatta
- Suturer
- Skalpell
- Luer spruta
- Kompresser



## Gastropexi med innovativ sutureringsmetod

- Förbättrad fixeringsenhet möjliggör engreppshandling
- Användning av enheten och samtidig övervakning av den endoskopiska bilden är möjlig
- Säker fixering av ventrikel mot bukväggen
- Extrakorporal sutureringsmetod
- Låg risk för peritoneal infektion orsakad av direktberöring
- Korta, raka stomikanaler
- Nålskydd för att undvika skador

## BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
Freka Pexact II FR 15, ENFit	1x1 st	825196	7601365