

MINIMALT TRAUMA & FÖRBÄTTRAD PATIENTKOMFORT


Utformad för initial endoskopisk, radiologisk eller laparoskopisk G,
J & GJ gastrostomiportsplacering (12-20 Fr)



Introducer kit reducerar kirurgiska steg och innebär färre snitt^{1,2,3}

SAF-T-PEXY* NÅLAR:

- **Enkla, intuitiva steg**
 - Säkrar tryggt magsäcken
 - Hörbar bekräftelse av suturlåset
 - Suturlåset kan justeras i båda riktningarna under applicering
- **Främjar patients välbefinnande**
 - Absorberbara suturer
 - Främjar patienthygien med suturlåsknappar som är enkla att rengöra
 - Slät, rund suturlåsknapp för patientkomforten
- **Kontrollerat tillvägagångssätt**
 - Möjlighet till enhandsfattning vid införande av T-ankarnålen
 - Förladdade nålar: skyddar vårdpersonalen mot oavsiktliga nålstick



Minskad risk för kirurgiska komplikationer och komplikationer efter operation ⁴

SERIELL DILATATOR:


- Tillåter Seldinger-teknik:
Minskat behov av upprepade passeringar över styrledaren
- Finns i 5 olika French storlekar:
Fr 16, 18, 20, 22, 24
Färre komponenter att hantera
När önskad vidgning med en enkel teleskopanordning
- Integrerat avdragbart hölje:
Underlättar placering av gastrostomiport
- Tillverkad för att passa ett brett utbud av gastrostomiportar:
MIC* & MIC-KEY* G, J eller GJ Fr 12 upp till Fr 20

Kontrollera dilatatorns synlighet

Smidig och avsmalnande övergång för att minimera vävnadstrauma

Röd markering för införande av stomimätaren

Helt röntgentät spets



AVANOS* MIC-KEY* OVER-THE-WIRE STOMIMÄTARE

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
MIC-KEY* stomimätare	10 styck/fp	98460





- Garanterar noggrannhet med stomikanallängden
- Dubbellumenkonstruktion tillåter Seldinger-teknik
- Korrekt passform ger långvarig patientkomfort



Innehåller alla nödvändiga artiklar för en effektiv, säker och mindre invasiv placering

KITET ERBJUDER:

- Minskad risk för kirurgiska komplikationer och komplikationer efter operation jämfört med andra ingrepp (t.ex. längre sjukhusvistelse, punkterad tjocktarm, vävnadsskador osv.)⁴
- Komponenter speciellt utformade för visuell och kirurgisk noggrannhet: SAF-T-PEXY* T-fästen, Gastrointestinal ankarsuturer, Seriell Teleskopisk dilatator med integrerat avdragbart hölje
- Steriliserad införingsnål, peang, J-guide wire/sökkateter, skalpell med mera
- Flexibilitet som ersättning eller primärt ingrepp för ett brett sortiment av gastrostomiportar: MIC* & MIC-KEY* G, J eller GJ slang, Fr 12 upp till Fr 20^{5,6}
- Enkel åtkomst till de viktigaste komponenterna i ett bekvämt set



AVANOS* INTRODUCER KIT FÖR GASTROSTOMI

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
Introducer Kit för gastrostomiport, 16 Fr Dilatator	1 st	98430
Introducer Kit för gastrostomiport, 18 Fr Dilatator	1 st	98431
Introducer Kit för gastrostomiport, 20 Fr Dilatator	1 st	98432
Introducer Kit för gastrostomiport, 22 Fr Dilatator	1 st	98433
Introducer Kit för gastrostomiport, 24 Fr Dilatator	1 st	98434

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
Laparoskopisk Introducer Kit för gastrostomiport, 16 Fr Dilatator	1 st	10250
Laparoskopisk Introducer Kit för gastrostomiport, 18 Fr Dilatator	1 st	10230
Laparoskopisk Introducer Kit för gastrostomiport, 20 Fr Dilatator	1 st	10240
Laparoskopisk Introducer Kit för gastrostomiport, 22 Fr Dilatator	1 st	10237
Laparoskopisk Introducer Kit för gastrostomiport, 24 Fr Dilatator	1 st	10226

AVANOS* INTRODUCER KIT FÖR JEJUNALA/GASTRISKA JEJUNALA GASTROSTOMIPORTAR/KATETRAR

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
Introducer Kit för Jejunal/Gastrisk Jejunal gastrostomi, 18 Fr Dilatator	1 st	98436A
Introducer Kit för Jejunal/Gastrisk Jejunal gastrostomi, 20 Fr Dilatator	1 st	98437
Introducer Kit för Jejunal/Gastrisk Jejunal gastrostomi, 22 Fr Dilatator	1 st	98438

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
Laparoskopisk Introducer Kit för Jejunal/Gastrisk Jejunal gastrostomi, 18 Fr Dilatator	1 st	10269A
Laparoskopisk Introducer Kit för Jejunal/Gastrisk Jejunal gastrostomi, 20 Fr Dilatator	1 st	10249
Laparoskopisk Introducer Kit för Jejunal/Gastrisk Jejunal gastrostomi, 22 Fr Dilatator	1 st	10229

AVANOS* SAF-T-PEXY* T-ANKARFÄSTEN

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
SAF-T-PEXY* T-ankarfästen, Gastrointestinal ankarset	1 fp (3 ankarnålar + 1 böjd peang)	98701

AVANOS* SERIELLA DILATATORER

NAMN	FÖRPACKNING	PRODUKTKOD
Seriell dilatator med inbyggt avdragbart hölje, 16 Fr	1 st	98702
Seriell dilatator med inbyggt avdragbart hölje, 18 Fr	1 st	98703
Seriell dilatator med inbyggt avdragbart hölje, 20 Fr	1 st	98704
Seriell dilatator med inbyggt avdragbart hölje, 22 Fr	1 st	98705
Seriell dilatator med inbyggt avdragbart hölje, 24 Fr	1 st	98706



1. Michaud L., et al.: One-step Percutaneous Gastrojejunostomy in Early Infancy. JPGN, 2012, vol. 54, pp. 820-821.
2. Gothberg G, et. Al.: One-Step Insertion of Low-Profile Gastrostomy in Pediatric Patients vs Pull PEG: Retrospective Analysis of outcomes. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, JPEN, February, 2015.
3. When compared to COOK® Medical enteral feeding tube placement kits and devices
4. Antonoff MB, Hess DJ, Saltzman DA, Acton RD. Modified approach to laparoscopic gastrostomy tube placement minimizes complications. Pediatr Surg Int 2009. Apr;25(4):349-353.10.1007/s00383-009-2340-z
5. Michaud L., et al.: One-step Percutaneous Gastrojejunostomy in Early Infancy. JPGN, 2012, vol. 54, pp. 820-821
6. Gothberg G, et. Al.: One-Step Insertion of Low-Profile Gastrostomy in Pediatric Patients vs Pull PEG: Retrospective Analysis of outcomes. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, JPEN, February, 2015.

**För mer information vänligen e-posta Avanos på
customerservice.nordics@avanos.com eller ring**

Sverige: +46 2 088 14 00

Danmark: +45 808 26003

Norge: +32 2 700 68 51

Finland: +358 80 04 12 163

AVANOS

www.avanos.com