

Värmejacka non-woven, ¾ ärm Personalkläder med muddar



Ingående delar/mater

Färg

Tyg:	100% SS, spunbond non-woven av polypropylen (PP) 40 g/m ²	Mörkblå
Krage:	Terylen. Bredd 40 mm	Vit
Mudd:	Terylen. Bredd 80 mm	Vit
Knappar:	Polypropylen (PP)	Vit

Produkten innehåller inte PVC.
Storlekmarkering visas på etikett i nacken

Förpackningar

Material

Avfallshantering*

Innerförpackning IFP
Transportförpackning TFP

PE-påse
kartong

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Beskrivning

Värmejacka av polypropylen-nonwoven material med stickade muddar och krage. Jackan har fem vita knappar framtill och en ficka på vardera sida.

Jackan är biologiskt utvärderade enligt ISO 10993 och godkänd i test avseende fibersläpp enligt EN ISO 13795-1:2019 för operationskläder och draperingsmaterial.

Indikation

Jackan används för att hålla medicinsk personal varm på sjukhus och sjukvårdsinrättningar.

Avsedda användare:

Medicinsk personal, vårdpersonal, laboratoriepersonal och besökare.

Art.nr.	Stl.	Längd bak cm	Bröstvidd cm (Ø)	Ärmlängd cm*	St/IFP	St/TFP	MBA
4300	S	68	55 (110)	48	5	5 x 5 = 25	TFP
4310	M	73	60 (120)	50	5	5 x 5 = 25	TFP
4320	L	78	65 (130)	52	5	5 x 5 = 25	TFP
4330	XL	83	70 (140)	54	5	5 x 5 = 25	TFP
4340	XXL	88	75 (150)	56	5	5 x 5 = 25	TFP

*Mätt från axel till mudd.

MBA = minsta beställningsbara enhet

Bruksanvisning

1. Öppna innerförpackningen.
2. Jackans framsida kan öppnas helt med hjälp av tryckknappar.
3. Jackan är avsedd att användas utanpå normal arbetsdräkt.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.








Varning:

- Endast för engångsbruk
- Får inte användas i närheten av eld



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Osteril produkt
	Förvaras torrt
	Utsätt inte för direkt solljus
	Temperaturgränser (min +5°C till +50°C)
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.
Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021, China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC REP EC-REP:

Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany