

# PolyMem® WIC

PolyMem är ett unikt multifunktionellt förband designat för att optimera och aktivt stimulera läkningsprocessen. Alla PolyMem förband innehåller Glycerin, Surfactant och Superabsorbent som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sår-läkningsprocessen.

## PolyMem WIC

För sårhål och kaviteter. Förbandet har ingen semipermeabel film och absorberar därför från alla sidor. Kan användas som sårkontaktlager. Fyll endast 2/3 av kaviteten då förbandet expanderar när det fyller sig. Om såret är torrt, fukta med vatten eller natriumklorid. Används i kombination med passande sekundärförband till exempel Polymem MAX. Till fistelgångar rekommenderas Polymem WIC silver rope. Finns även med silver.



### POLYMEM WIC

Art.nr.	Storlek	Antal fp	Antal trfp
5731	2,5 x 7,6 cm	14 stk	5 stk
5733	8 x 8 cm	10 stk	4 stk
5712	8 x 30 cm	12 stk	1 stk
5788	20 x 20 cm	5 stk	2 stk

## EGENSKAPER POLYMEM

- Hämmar inflammation
- Minskar smärta
- Optimerar fuktighetsbalansen i såret
- Främjar sår-läkning
- Upprensande effekt
- Stimulerar autolytisk debridering
- Ökad kapillärkraft främjar bildandet av granulationsvävnad
- Reducerar risken för infektioner
- Smärtfria förbandsbyten, minskad risk att förbandet fastnar

## INDIKATIONER POLYMEM

- Trycksår
- Diabetessår
- Venösa och arteriella sår
- Tagställen och transplanterat
- Dermatologiska åkommor
- Ytliga sår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador, första och andra gradens
- Strålskadad hud
- Blottade senor
- Runt tracheostomier, sonder och katetrar