

## TRAY TAGS (REUSABLE) TECHNICAL DATA SHEET

### DESCRIPTION

Durable tags designed to attach to the side of a tray to help with communication through color-coding or placement of a barcode. Two styles available - either with a built-in clip on the back or requires a fastener to attach such as a ring or a clip.

### FEATURES

Available in various sizes, colors and materials

### PROPERTIES

Style	Tray tags
Type	Reusable
Color	Information in annex below
Smell	N/A
Composition	Information in annex below
Reusable	Yes
Single-Use	No
Sterile	No

### INSTRUCTIONS FOR USE

Refer to document number BROCC3146 for further information.

This file is a supplement and does not replace the instructions for use.

### ANNEX

Product code	Material	Color	Compatibility
01423	Polypropylene	Red	Steam sterilization
01424		Dark green	
01425		Dark blue	
01426		Yellow	
01427		Black	
01428		White	
01429		Brown	
01430		Orange	
01431		Nature	
01432		Red	
01433		Dark green	
01434		Dark blue	
01435		Yellow	
01436		Black	
01437		White	
01438		Brown	

01439	Orange
01440	Nature
01996	Light green
01997	Light blue
01998	Light green
01999	Light blue
01578	Orange
01579	Red
01580	Light blue
01581	Yellow
01582	Green
01583	Orange
01584	red
01585	Light blue
01586	Yellow
01587	Green
02200	Orange
02201	Red
02202	blue
02203	Yellow
02204	green
02205	Orange
02206	red
02207	Light blue
02208	Yellow
02209	Green
02210	Orange
02211	Red
02212	Blue
02213	Yellow
02214	Green
02233	Dark blue
02234	Dark blue
02235	Dark blue
02236	White
02237	Black
02239	Pink
02242	Black
02243	White
02244	Pink
02245	Purple
02246	Brown
02247	Black
02249	Pink

02251		White	
02252		Black	
01547	Polyetherimide	Grey	Steam sterilization
01550		White	
01551		Red	
01552		Green	
01553		Light blue	
01554		Yellow	
01555		Orange	
01556		Black	
01566		White	
01567		Red	
01568		Green	
01569		Light blue	
01570		Yellow	
01571		Orange	
01573		Dark blue	
01575		Pink	
01576		Purple	
01597		Black	
01970		Dark blue	
01992		Pink	
01993		Purple	
02215		White	
02216		Red	
02217		Green	
02218		Light blue	
02219		Dark blue	
02220		Yellow	
02221		White	
02222		Red	
02223		Green	
02224		Blue	
02225		Dark blue	
01902		Light blue	
01903		Yellow	
01904	White		
01905	Orange		
01912	Black		
01956	Brown		
01962	Dark blue		
01976	Pink		
01977	Purple		
01978	Pink		

02226	Yellow
01561	Yellow
01562	Yellow
01563	Yellow
01564	Yellow
01913	White
01914	Red
01915	Green
01916	Light Blue
01917	Orange
01918	Black
01919	Yellow
01920	White
01921	Red
01922	Green
01923	Light Blue
01924	Orange
01926	Yellow
01927	White
01928	Red
01929	Green
01930	Light Blue
01931	Orange
01932	Black
01933	Yellow
01934	White
01935	Red
01936	Green
01937	Light Blue
01938	Orange
01939	Black
01940	Yellow
01958	Brown
01959	Brown
01960	Brown
01961	Brown
01965	Dark Blue
01966	Dark Blue
01967	Dark Blue
01980	Pink
01981	Purple
01982	Pink
01983	Purple
01985	Purple

01989	Purple	EO, Low Temperature, Steam
PT0101	White	
PT0102	Blue	
PT0103	Green	
PT0104	Red	
PT0105	Yellow	
PT0106	Purple	
PT0107	Orange	
PT0109	Black	
PT0114	Light Blue	
PT0201	White	
PT0202	Blue	
PT0203	Green	
PT0204	Red	
PT0205	Yellow	
PT0206	Purple	
PT0207	Orange	
PT0209	Black	
PT0214	Light Blue	
PT0301	White	
PT0302	Blue	
PT0303	Green	
PT0304	Red	
PT0305	Yellow	
PT0306	Purple	
PT0307	Orange	
PT0309	Black	
PT0314	Light Blue	
PT0401	White	
PT0402	Blue	
PT0403	Green	
PT0404	Red	
PT0405	Yellow	
PT0406	Purple	
PT0407	Orange	
PT0409	Black	
PT0414	Light Blue	
PT0501	White	
PT0502	Blue	
PT0503	Green	
PT0504	Red	
PT0505	Yellow	
PT0506	Purple	
PT0507	Orange	

PT0509		Black
PT0514		Light Blue
PT0601		White
PT0602		Blue
PT0603		Green
PT0604		Red
PT0605		Yellow
PT0606		Purple
PT0607		Orange
PT0609		Black
PT0614		Light Blue
01444	1.4310 Stainless Steel	Silver
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT YOUR STERIS REPRESENTATIVE**

## KORBANHÄNGER (WIEDERVERWENDBAR)

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### BESCHREIBUNG

Langlebige Anhänger, die an der Seite eines Korbs angebracht werden können, um die Kommunikation durch Farbcodierung oder Platzierung eines Barcodes zu ermöglichen. In zwei Ausführungen erhältlich – entweder mit einem integrierten Clip auf der Rückseite oder mit einem Befestigungselement wie einem Ring oder Clip.

#### EIGENSCHAFTEN

Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Materialien

#### EIGENSCHAFTEN

Ausführung	Korbanhänger
Ausführung	Wiederverwendbar
Farbe	Für Informationen siehe Anhang unten.
Geruch	n. Z.
Material	Für Informationen siehe Anhang unten.
Wiederverwendbar	Ja
Einmalgebrauch	Nein
Steril	Nein

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

Siehe Dokumentennummer BROCC3146 für weitere Informationen.

Diese Beschreibung ist eine Ergänzung und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

#### ANHANG

Bestellcode	Material	Farbe	Kompatibilität
01423	Polypropylen	Rot	Dampfsterilisation
01424		Dunkelgrün	
01425		Dunkelblau	
01426		Gelb	
01427		Schwarz	
01428		Weiß	
01429		Braun	
01430		Orange	
01431		Natur	
01432		Rot	
01433		Dunkelgrün	
01434		Dunkelblau	
01435		Gelb	
01436		Schwarz	
01437		Weiß	

01438	Braun
01439	Orange
01440	Natur
01996	Hellgrün
01997	Hellblau
01998	Hellgrün
01999	Hellblau
01578	Orange
01579	Rot
01580	Hellblau
01581	Gelb
01582	Grün
01583	Orange
01584	Rot
01585	Hellblau
01586	Gelb
01587	Grün
02200	Orange
02201	Rot
02202	Blau
02203	Gelb
02204	Grün
02205	Orange
02206	Rot
02207	Hellblau
02208	Gelb
02209	Grün
02210	Orange
02211	Rot
02212	Blau
02213	Gelb
02214	Grün
02233	Dunkelblau
02234	Dunkelblau
02235	Dunkelblau
02236	Weiß
02237	Schwarz
02239	Rosa
02242	Schwarz
02243	Weiß
02244	Rosa
02245	Lila
02246	Braun
02247	Schwarz

02249		Rosa	
02251		Weiß	
02252		Schwarz	
01547		Grau	
01550		Weiß	
01551		Rot	
01552		Grün	
01553		Hellblau	
01554		Gelb	
01555		Orange	
01556		Schwarz	
01566		Weiß	
01567		Rot	
01568		Grün	
01569		Hellblau	
01570		Gelb	
01571		Orange	
01573		Dunkelblau	
01575		Rosa	
01576		Lila	
01597		Schwarz	
01970		Dunkelblau	
01992		Rosa	
01993	Polyetherimid	Lila	Dampfsterilisation
02215		Weiß	
02216		Rot	
02217		Grün	
02218		Hellblau	
02219		Dunkelblau	
02220		Gelb	
02221		Weiß	
02222		Rot	
02223		Grün	
02224		Blau	
02225		Dunkelblau	
01902		Hellblau	
01903		Gelb	
01904		Weiß	
01905		Orange	
01912		Schwarz	
01956		Braun	
01962		Dunkelblau	
01976		Rosa	
01977		Lila	

01978	Rosa
02226	Gelb
01561	Gelb
01562	Gelb
01563	Gelb
01564	Gelb
01913	Weiß
01914	Rot
01915	Grün
01916	Hellblau
01917	Orange
01918	Schwarz
01919	Gelb
01920	Weiß
01921	Rot
01922	Grün
01923	Hellblau
01924	Orange
01926	Gelb
01927	Weiß
01928	Rot
01929	Grün
01930	Hellblau
01931	Orange
01932	Schwarz
01933	Gelb
01934	Weiß
01935	Rot
01936	Grün
01937	Hellblau
01938	Orange
01939	Schwarz
01940	Gelb
01958	Braun
01959	Braun
01960	Braun
01961	Braun
01965	Dunkelblau
01966	Dunkelblau
01967	Dunkelblau
01980	Rosa
01981	Lila
01982	Rosa
01983	Lila

01985	Lila	
01989	Lila	
PT0101	Weiß	
PT0102	Blau	
PT0103	Grün	
PT0104	Rot	
PT0105	Gelb	
PT0106	Lila	
PT0107	Orange	
PT0109	Schwarz	
PT0114	Hellblau	
PT0201	Weiß	
PT0202	Blau	
PT0203	Grün	
PT0204	Rot	
PT0205	Gelb	
PT0206	Lila	
PT0207	Orange	
PT0209	Schwarz	
PT0214	Hellblau	
PT0301	Weiß	
PT0302	Blau	
PT0303	Grün	
PT0304	Rot	
PT0305	Gelb	
PT0306	Lila	
PT0307	Orange	
PT0309	Schwarz	
PT0314	Hellblau	
PT0401	Weiß	
PT0402	Blau	
PT0403	Grün	
PT0404	Rot	
PT0405	Gelb	
PT0406	Lila	
PT0407	Orange	
PT0409	Schwarz	
PT0414	Hellblau	
PT0501	Weiß	
PT0502	Blau	
PT0503	Grün	
PT0504	Rot	
PT0505	Gelb	
PT0506	Lila	

EO, Niedertemperatur, Dampf

PT0507		Orange
PT0509		Schwarz
PT0514		Hellblau
PT0601		Weiß
PT0602		Blau
PT0603		Grün
PT0604		Rot
PT0605		Gelb
PT0606		Lila
PT0607		Orange
PT0609		Schwarz
PT0614		Hellblau
01444	Edelstahl, 1,4310	Silbern
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**BITTE SETZEN SIE SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN MIT IHRER STERIS-VERTRETUNG IN VERBINDUNG**

## ÉTIQUETTES POUR PANIER (RÉUTILISABLES)

### FICHE TECHNIQUE

#### DESCRIPTION

Étiquettes durables conçues pour être fixées sur le côté d'un panier afin de faciliter la communication grâce à un code couleur ou à l'insertion d'un code-barres. Deux styles sont disponibles - soit avec un clip intégré à l'arrière, soit nécessitant une attache telle qu'un anneau ou un clip.

#### CARACTÉRISTIQUES

Disponible en différentes tailles, couleurs et matériaux

#### PROPRIÉTÉS

Style	Étiquettes pour panier
Type	Réutilisables
Couleur	Informations en annexe ci-dessous
Odeur	S. O.
Composition	Informations en annexe ci-dessous
Réutilisables	Oui
Usage unique	Non
Stérile	Non

#### MODE D'EMPLOI

Se référer au document numéro BROCC3146 pour plus d'informations.

Ce fichier est un complément et ne remplace pas le mode d'emploi.

#### ANNEXE

Code produit	Matériau	Couleur	Compatibilité
01423	Polypropylène	Rouge	Stérilisation à la vapeur
01424		Vert foncé	
01425		Bleu foncé	
01426		Jaune	
01427		Noir	
01428		Blanc	
01429		Marron	
01430		Orange	
01431		Naturel	
01432		Rouge	
01433		Vert foncé	
01434		Bleu foncé	
01435		Jaune	
01436		Noir	
01437		Blanc	

01438	Marron
01439	Orange
01440	Naturel
01996	Vert clair
01997	Bleu clair
01998	Vert clair
01999	Bleu clair
01578	Orange
01579	Rouge
01580	Bleu clair
01581	Jaune
01582	Vert
01583	Orange
01584	Rouge
01585	Bleu clair
01586	Jaune
01587	Vert
02200	Orange
02201	Rouge
02202	Bleu
02203	Jaune
02204	Vert
02205	Orange
02206	Rouge
02207	Bleu clair
02208	Jaune
02209	Vert
02210	Orange
02211	Rouge
02212	Bleu
02213	Jaune
02214	Vert
02233	Bleu foncé
02234	Bleu foncé
02235	Bleu foncé
02236	Blanc
02237	Noir
02239	Rose
02242	Noir
02243	Blanc
02244	Rose
02245	Violet
02246	Marron
02247	Noir

02249		Rose	
02251		Blanc	
02252		Noir	
01547		Gris	
01550		Blanc	
01551		Rouge	
01552		Vert	
01553		Bleu clair	
01554		Jaune	
01555		Orange	
01556		Noir	
01566		Blanc	
01567		Rouge	
01568		Vert	
01569		Bleu clair	
01570		Jaune	
01571		Orange	
01573		Bleu foncé	
01575		Rose	
01576		Violet	
01597		Noir	
01970		Bleu foncé	
01992		Rose	
01993	Polyéthérimide	Violet	Stérilisation à la vapeur
02215		Blanc	
02216		Rouge	
02217		Vert	
02218		Bleu clair	
02219		Bleu foncé	
02220		Jaune	
02221		Blanc	
02222		Rouge	
02223		Vert	
02224		Bleu	
02225		Bleu foncé	
01902		Bleu clair	
01903		Jaune	
01904		Blanc	
01905		Orange	
01912		Noir	
01956		Marron	
01962		Bleu foncé	
01976		Rose	
01977		Violet	

01978	Rose
02226	Jaune
01561	Jaune
01562	Jaune
01563	Jaune
01564	Jaune
01913	Blanc
01914	Rouge
01915	Vert
01916	Bleu clair
01917	Orange
01918	Noir
01919	Jaune
01920	Blanc
01921	Rouge
01922	Vert
01923	Bleu clair
01924	Orange
01926	Jaune
01927	Blanc
01928	Rouge
01929	Vert
01930	Bleu clair
01931	Orange
01932	Noir
01933	Jaune
01934	Blanc
01935	Rouge
01936	Vert
01937	Bleu clair
01938	Orange
01939	Noir
01940	Jaune
01958	Marron
01959	Marron
01960	Marron
01961	Marron
01965	Bleu foncé
01966	Bleu foncé
01967	Bleu foncé
01980	Rose
01981	Violet
01982	Rose
01983	Violet

01985	Violet	
01989	Violet	
PT0101	Blanc	
PT0102	Bleu	
PT0103	Vert	
PT0104	Rouge	
PT0105	Jaune	
PT0106	Violet	
PT0107	Orange	
PT0109	Noir	
PT0114	Bleu clair	
PT0201	Blanc	
PT0202	Bleu	
PT0203	Vert	
PT0204	Rouge	
PT0205	Jaune	
PT0206	Violet	
PT0207	Orange	
PT0209	Noir	
PT0214	Bleu clair	
PT0301	Blanc	
PT0302	Bleu	
PT0303	Vert	
PT0304	Rouge	
PT0305	Jaune	
PT0306	Violet	
PT0307	Orange	
PT0309	Noir	
PT0314	Bleu clair	
PT0401	Blanc	
PT0402	Bleu	
PT0403	Vert	
PT0404	Rouge	
PT0405	Jaune	
PT0406	Violet	
PT0407	Orange	
PT0409	Noir	
PT0414	Bleu clair	
PT0501	Blanc	
PT0502	Bleu	
PT0503	Vert	
PT0504	Rouge	
PT0505	Jaune	
PT0506	Violet	

OE, basse température, vapeur

PT0507		Orange
PT0509		Noir
PT0514		Bleu clair
PT0601		Blanc
PT0602		Bleu
PT0603		Vert
PT0604		Rouge
PT0605		Jaune
PT0606		Violet
PT0607		Orange
PT0609		Noir
PT0614		Bleu clair
01444	Acier inoxydable 1.4310	Argent
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT STERIS**

## TRAYTAGS (HERBRUIKBAAR) TECHNISCHE GEGEVENSBLAD

### OMSCHRIJVING

Duurzame tags ontworpen om te bevestigen aan de zijkant van een tray om te helpen met communicatie door middel van kleurcodering of plaatsing van een barcode. Twee stijlen beschikbaar: ofwel met een ingebouwde clip op de achterkant of een bevestigingsmiddel nodig om te bevestigen, zoals een ring of een clip.

### KENMERKEN

Verkrijgbaar in verschillende maten, kleuren en materialen

### EIGENSCHAPPEN

Stijl	Traytags
Type	Herbruikbaar
Kleur	Informatie in de onderstaande bijlage
Geur	N.v.t.
Samenstelling	Informatie in de onderstaande bijlage
Herbruikbaar	Ja
Voor eenmalig gebruik	Nee
Steriel	Nee

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Raadpleeg documentnummer BROCC3146 voor meer informatie.

Dit bestand is een aanvulling en vervangt niet de gebruiksaanwijzing.

### BIJLAGE

Productcode	Materiaal	Kleur	Compatibiliteit
01423	Polypropyleen	Rood	Stoomsterilisatie
01424		Donkergroen	
01425		Donkerblauw	
01426		Geel	
01427		Zwart	
01428		Wit	
01429		Bruin	
01430		Oranje	
01431		Aarde	
01432		Rood	
01433		Donkergroen	
01434		Donkerblauw	
01435		Geel	
01436		Zwart	
01437		Wit	

01438	Bruin
01439	Oranje
01440	Aarde
01996	Lichtgroen
01997	Lichtblauw
01998	Lichtgroen
01999	Lichtblauw
01578	Oranje
01579	Rood
01580	Lichtblauw
01581	Geel
01582	Groen
01583	Oranje
01584	Rood
01585	Lichtblauw
01586	Geel
01587	Groen
02200	Oranje
02201	Rood
02202	Blauw
02203	Geel
02204	Groen
02205	Oranje
02206	Rood
02207	Lichtblauw
02208	Geel
02209	Groen
02210	Oranje
02211	Rood
02212	Blauw
02213	Geel
02214	Groen
02233	Donkerblauw
02234	Donkerblauw
02235	Donkerblauw
02236	Wit
02237	Zwart
02239	Roze
02242	Zwart
02243	Wit
02244	Roze
02245	Paars
02246	Bruin
02247	Zwart

02249		Roze	
02251		Wit	
02252		Zwart	
01547		Grijs	
01550		Wit	
01551		Rood	
01552		Groen	
01553		Lichtblauw	
01554		Geel	
01555		Oranje	
01556		Zwart	
01566		Wit	
01567		Rood	
01568		Groen	
01569		Lichtblauw	
01570		Geel	
01571		Oranje	
01573		Donkerblauw	
01575		Roze	
01576		Paars	
01597		Zwart	
01970		Donkerblauw	
01992		Roze	
01993	Polyetherimide	Paars	Stoomsterilisatie
02215		Wit	
02216		Rood	
02217		Groen	
02218		Lichtblauw	
02219		Donkerblauw	
02220		Geel	
02221		Wit	
02222		Rood	
02223		Groen	
02224		Blauw	
02225		Donkerblauw	
01902		Lichtblauw	
01903		Geel	
01904		Wit	
01905		Oranje	
01912		Zwart	
01956		Bruin	
01962		Donkerblauw	
01976		Roze	
01977		Paars	

01978	Roze
02226	Geel
01561	Geel
01562	Geel
01563	Geel
01564	Geel
01913	Wit
01914	Rood
01915	Groen
01916	Lichtblauw
01917	Oranje
01918	Zwart
01919	Geel
01920	Wit
01921	Rood
01922	Groen
01923	Lichtblauw
01924	Oranje
01926	Geel
01927	Wit
01928	Rood
01929	Groen
01930	Lichtblauw
01931	Oranje
01932	Zwart
01933	Geel
01934	Wit
01935	Rood
01936	Groen
01937	Lichtblauw
01938	Oranje
01939	Zwart
01940	Geel
01958	Bruin
01959	Bruin
01960	Bruin
01961	Bruin
01965	Donkerblauw
01966	Donkerblauw
01967	Donkerblauw
01980	Roze
01981	Paars
01982	Roze
01983	Paars

01985	Paars	EO, lage temperatuur, stoom
01989	Paars	
PT0101	Wit	
PT0102	Blauw	
PT0103	Groen	
PT0104	Rood	
PT0105	Geel	
PT0106	Paars	
PT0107	Oranje	
PT0109	Zwart	
PT0114	Lichtblauw	
PT0201	Wit	
PT0202	Blauw	
PT0203	Groen	
PT0204	Rood	
PT0205	Geel	
PT0206	Paars	
PT0207	Oranje	
PT0209	Zwart	
PT0214	Lichtblauw	
PT0301	Wit	
PT0302	Blauw	
PT0303	Groen	
PT0304	Rood	
PT0305	Geel	
PT0306	Paars	
PT0307	Oranje	
PT0309	Zwart	
PT0314	Lichtblauw	
PT0401	Wit	
PT0402	Blauw	
PT0403	Groen	
PT0404	Rood	
PT0405	Geel	
PT0406	Paars	
PT0407	Oranje	
PT0409	Zwart	
PT0414	Lichtblauw	
PT0501	Wit	
PT0502	Blauw	
PT0503	Groen	
PT0504	Rood	
PT0505	Geel	
PT0506	Paars	

PT0507		Oranje
PT0509		Zwart
PT0514		Lichtblauw
PT0601		Wit
PT0602		Blauw
PT0603		Groen
PT0604		Rood
PT0605		Geel
PT0606		Paars
PT0607		Oranje
PT0609		Zwart
PT0614		Lichtblauw
01444	1.4310 Roestvrij staal	Zilver
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW STERIS-VERTEGENWOORDIGER**

## TARGHETTE PER VASSOIO (RIUTILIZZABILI)

### SCHEDA DATI TECNICI

#### DESCRIZIONE

Targhette resistenti concepite per essere applicate lateralmente ai vassoi per facilitare la comunicazione attraverso la codifica a colori o il posizionamento di un codice a barre. Sono disponibili in due modelli: con una clip incorporata sul retro oppure applicabili con un sistema di fissaggio separato, come un anello o una clip.

#### CARATTERISTICHE

Disponibile in varie misure, colori e materiali

#### PROPRIETÀ

Stile	Targhette per vassoi
Tipo	Riutilizzabile
Colore	Informazioni in allegato
Odore	N/D
Composizione	Informazioni in allegato
Riutilizzabile	Sì
Prodotto monouso	No
Sterile	No

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Consultare il documento numero BROCC3146 per ulteriori informazioni.

Questo file è un supplemento e non sostituisce le istruzioni per l'uso.

#### ALLEGATO

Codice prodotto	Materiale	Colore	Compatibilità
01423	Polipropilene	Rosso	Sterilizzazione a vapore
01424		Verde scuro	
01425		Blu scuro	
01426		Giallo	
01427		Nero	
01428		Bianco	
01429		Marrone	
01430		Arancione	
01431		Naturale	
01432		Rosso	
01433		Verde scuro	
01434		Blu scuro	
01435		Giallo	
01436		Nero	
01437		Bianco	

01438	Marrone
01439	Arancione
01440	Naturale
01996	Verde chiaro
01997	Azzurro
01998	Verde chiaro
01999	Azzurro
01578	Arancione
01579	Rosso
01580	Azzurro
01581	Giallo
01582	Verde
01583	Arancione
01584	Rosso
01585	Azzurro
01586	Giallo
01587	Verde
02200	Arancione
02201	Rosso
02202	Blu
02203	Giallo
02204	Verde
02205	Arancione
02206	Rosso
02207	Azzurro
02208	Giallo
02209	Verde
02210	Arancione
02211	Rosso
02212	Blu
02213	Giallo
02214	Verde
02233	Blu scuro
02234	Blu scuro
02235	Blu scuro
02236	Bianco
02237	Nero
02239	Rosa
02242	Nero
02243	Bianco
02244	Rosa
02245	Viola
02246	Marrone
02247	Nero

02249		Rosa	
02251		Bianco	
02252		Nero	
01547		Grigio	
01550		Bianco	
01551		Rosso	
01552		Verde	
01553		Azzurro	
01554		Giallo	
01555		Arancione	
01556		Nero	
01566		Bianco	
01567		Rosso	
01568		Verde	
01569		Azzurro	
01570		Giallo	
01571		Arancione	
01573		Blu scuro	
01575		Rosa	
01576		Viola	
01597		Nero	
01970		Blu scuro	
01992		Rosa	
01993	Polieterimmide	Viola	Sterilizzazione a vapore
02215		Bianco	
02216		Rosso	
02217		Verde	
02218		Azzurro	
02219		Blu scuro	
02220		Giallo	
02221		Bianco	
02222		Rosso	
02223		Verde	
02224		Blu	
02225		Blu scuro	
01902		Azzurro	
01903		Giallo	
01904		Bianco	
01905		Arancione	
01912		Nero	
01956		Marrone	
01962		Blu scuro	
01976		Rosa	
01977		Viola	

01978	Rosa
02226	Giallo
01561	Giallo
01562	Giallo
01563	Giallo
01564	Giallo
01913	Bianco
01914	Rosso
01915	Verde
01916	Azzurro
01917	Arancione
01918	Nero
01919	Giallo
01920	Bianco
01921	Rosso
01922	Verde
01923	Azzurro
01924	Arancione
01926	Giallo
01927	Bianco
01928	Rosso
01929	Verde
01930	Azzurro
01931	Arancione
01932	Nero
01933	Giallo
01934	Bianco
01935	Rosso
01936	Verde
01937	Azzurro
01938	Arancione
01939	Nero
01940	Giallo
01958	Marrone
01959	Marrone
01960	Marrone
01961	Marrone
01965	Blu scuro
01966	Blu scuro
01967	Blu scuro
01980	Rosa
01981	Viola
01982	Rosa
01983	Viola

01985	Viola	
01989	Viola	
PT0101	Bianco	
PT0102	Blu	
PT0103	Verde	
PT0104	Rosso	
PT0105	Giallo	
PT0106	Viola	
PT0107	Arancione	
PT0109	Nero	
PT0114	Azzurro	
PT0201	Bianco	
PT0202	Blu	
PT0203	Verde	
PT0204	Rosso	
PT0205	Giallo	
PT0206	Viola	
PT0207	Arancione	
PT0209	Nero	
PT0214	Azzurro	
PT0301	Bianco	
PT0302	Blu	
PT0303	Verde	
PT0304	Rosso	
PT0305	Giallo	
PT0306	Viola	
PT0307	Arancione	
PT0309	Nero	
PT0314	Azzurro	
PT0401	Bianco	
PT0402	Blu	
PT0403	Verde	
PT0404	Rosso	
PT0405	Giallo	
PT0406	Viola	
PT0407	Arancione	
PT0409	Nero	
PT0414	Azzurro	
PT0501	Bianco	
PT0502	Blu	
PT0503	Verde	
PT0504	Rosso	
PT0505	Giallo	
PT0506	Viola	

EO, a bassa temperatura, vapore

PT0507		Arancione
PT0509		Nero
PT0514		Azzurro
PT0601		Bianco
PT0602		Blu
PT0603		Verde
PT0604		Rosso
PT0605		Giallo
PT0606		Viola
PT0607		Arancione
PT0609		Nero
PT0614		Azzurro
01444	Acciaio inossidabile 1.4310	Argento
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PROPRIO RAPPRESENTANTE DI ZONA.**

## ETIQUETAS PARA TABULEIROS (REUTILIZÁVEIS)

### FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

#### DESCRIÇÃO

Etiquetas duradouras concebidas para fixar na parte lateral de um tabuleiro para ajudar na comunicação através da codificação por cores ou da colocação de um código de barras. Dois estilos disponíveis - com um clipe integrado na parte de trás ou que requer um fixador para prender, como um anel ou clipe.

#### CARACTERÍSTICAS

Disponível em vários tamanhos, cores e materiais

#### PROPRIEDADES

Estilo	Etiquetas para tabuleiro
Tipo	Reutilizável
Cor	Informações no anexo abaixo
Cheiro	N/A
Composição	Informações no anexo abaixo
Reutilizável	Sim
Utilização única	Não
Estéril	Não

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Consulte o documento n.º BROC3146 para mais informações.

Este ficheiro é um complemento e não substitui as instruções de utilização.

#### ANEXO

Código do produto	Material	Cor	Compatibilidade
01423	Polipropileno	Vermelho	Esterilização a vapor
01424		Verde escuro	
01425		Azul escuro	
01426		Amarelo	
01427		Preto	
01428		Branco	
01429		Castanho	
01430		Laranja	
01431		Natureza	
01432		Vermelho	
01433		Verde escuro	
01434		Azul escuro	
01435		Amarelo	
01436		Preto	
01437		Branco	

01438	Castanho
01439	Laranja
01440	Natureza
01996	Verde claro
01997	Azul claro
01998	Verde claro
01999	Azul claro
01578	Laranja
01579	Vermelho
01580	Azul claro
01581	Amarelo
01582	Verde
01583	Laranja
01584	Vermelho
01585	Azul claro
01586	Amarelo
01587	Verde
02200	Laranja
02201	Vermelho
02202	Azul
02203	Amarelo
02204	Verde
02205	Laranja
02206	Vermelho
02207	Azul claro
02208	Amarelo
02209	Verde
02210	Laranja
02211	Vermelho
02212	Azul
02213	Amarelo
02214	Verde
02233	Azul escuro
02234	Azul escuro
02235	Azul escuro
02236	Branco
02237	Preto
02239	Rosa
02242	Preto
02243	Branco
02244	Rosa
02245	Roxo
02246	Castanho
02247	Preto

02249		Rosa	
02251		Branco	
02252		Preto	
01547		Cinzeno	
01550		Branco	
01551		Vermelho	
01552		Verde	
01553		Azul claro	
01554		Amarelo	
01555		Laranja	
01556		Preto	
01566		Branco	
01567		Vermelho	
01568		Verde	
01569		Azul claro	
01570		Amarelo	
01571		Laranja	
01573		Azul escuro	
01575		Rosa	
01576		Roxo	
01597		Preto	
01970		Azul escuro	
01992		Rosa	
01993	Polieterimida	Roxo	Esterilização a vapor
02215		Branco	
02216		Vermelho	
02217		Verde	
02218		Azul claro	
02219		Azul escuro	
02220		Amarelo	
02221		Branco	
02222		Vermelho	
02223		Verde	
02224		Azul	
02225		Azul escuro	
01902		Azul claro	
01903		Amarelo	
01904		Branco	
01905		Laranja	
01912		Preto	
01956		Castanho	
01962		Azul escuro	
01976		Rosa	
01977		Roxo	

01978	Rosa
02226	Amarelo
01561	Amarelo
01562	Amarelo
01563	Amarelo
01564	Amarelo
01913	Branco
01914	Vermelho
01915	Verde
01916	Azul claro
01917	Laranja
01918	Preto
01919	Amarelo
01920	Branco
01921	Vermelho
01922	Verde
01923	Azul claro
01924	Laranja
01926	Amarelo
01927	Branco
01928	Vermelho
01929	Verde
01930	Azul claro
01931	Laranja
01932	Preto
01933	Amarelo
01934	Branco
01935	Vermelho
01936	Verde
01937	Azul claro
01938	Laranja
01939	Preto
01940	Amarelo
01958	Castanho
01959	Castanho
01960	Castanho
01961	Castanho
01965	Azul escuro
01966	Azul escuro
01967	Azul escuro
01980	Rosa
01981	Roxo
01982	Rosa
01983	Roxo

01985	Roxo	
01989	Roxo	
PT0101	Branco	
PT0102	Azul	
PT0103	Verde	
PT0104	Vermelho	
PT0105	Amarelo	
PT0106	Roxo	
PT0107	Laranja	
PT0109	Preto	
PT0114	Azul claro	
PT0201	Branco	
PT0202	Azul	
PT0203	Verde	
PT0204	Vermelho	
PT0205	Amarelo	
PT0206	Roxo	
PT0207	Laranja	
PT0209	Preto	
PT0214	Azul claro	
PT0301	Branco	
PT0302	Azul	
PT0303	Verde	
PT0304	Vermelho	
PT0305	Amarelo	
PT0306	Roxo	
PT0307	Laranja	
PT0309	Preto	
PT0314	Azul claro	
PT0401	Branco	
PT0402	Azul	
PT0403	Verde	
PT0404	Vermelho	
PT0405	Amarelo	
PT0406	Roxo	
PT0407	Laranja	
PT0409	Preto	
PT0414	Azul claro	
PT0501	Branco	
PT0502	Azul	
PT0503	Verde	
PT0504	Vermelho	
PT0505	Amarelo	
PT0506	Roxo	

EO, Baixa Temperatura, Vapor

PT0507		Laranja
PT0509		Preto
PT0514		Azul claro
PT0601		Branco
PT0602		Azul
PT0603		Verde
PT0604		Vermelho
PT0605		Amarelo
PT0606		Roxo
PT0607		Laranja
PT0609		Preto
PT0614		Azul claro
01444	Aço inoxidável 1.4310	Prata
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU REPRESENTANTE STERIS**

## ETIQUETAS PARA BANDEJAS (REUTILIZABLES)

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

Etiquetas duraderas diseñadas para fijarse en el lateral de una bandeja para facilitar la comunicación mediante la codificación por colores o la colocación de un código de barras. Dos estilos disponibles: o bien incorpora un clip en la parte posterior o requiere un elemento de fijación, como un anillo o un clip.

#### CARACTERÍSTICAS

Disponible en varios tamaños, colores y materiales

#### PROPIEDADES

Estilo	Etiquetas para bandejas
Tipo	Reutilizable
Color	Información en el anexo siguiente
Olor	No procede
Composición	Información en el anexo siguiente
Reutilizable	Sí
Un solo uso	No
Estéril	No

#### INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener más información, consulte el documento número BROCC3146.

Este archivo es un suplemento y no sustituye a las instrucciones de uso.

#### ANEXO

Código de producto	Material	Color	Compatibilidad
01423	Polipropileno	Rojo	Esterilización por vapor
01424		Verde oscuro	
01425		Azul oscuro	
01426		Amarillo	
01427		Negro	
01428		Blanco	
01429		Marrón	
01430		Naranja	
01431		Natural	
01432		Rojo	
01433		Verde oscuro	
01434		Azul oscuro	
01435		Amarillo	
01436		Negro	
01437		Blanco	

01438	Marrón
01439	Naranja
01440	Natural
01996	Verde claro
01997	Azul claro
01998	Verde claro
01999	Azul claro
01578	Naranja
01579	Rojo
01580	Azul claro
01581	Amarillo
01582	Verde
01583	Naranja
01584	Rojo
01585	Azul claro
01586	Amarillo
01587	Verde
02200	Naranja
02201	Rojo
02202	Azul
02203	Amarillo
02204	Verde
02205	Naranja
02206	Rojo
02207	Azul claro
02208	Amarillo
02209	Verde
02210	Naranja
02211	Rojo
02212	Azul
02213	Amarillo
02214	Verde
02233	Azul oscuro
02234	Azul oscuro
02235	Azul oscuro
02236	Blanco
02237	Negro
02239	Rosa
02242	Negro
02243	Blanco
02244	Rosa
02245	Morado
02246	Marrón
02247	Negro

02249		Rosa	
02251		Blanco	
02252		Negro	
01547		Gris	
01550		Blanco	
01551		Rojo	
01552		Verde	
01553		Azul claro	
01554		Amarillo	
01555		Naranja	
01556		Negro	
01566		Blanco	
01567		Rojo	
01568		Verde	
01569		Azul claro	
01570		Amarillo	
01571		Naranja	
01573		Azul oscuro	
01575		Rosa	
01576		Morado	
01597		Negro	
01970		Azul oscuro	
01992		Rosa	
01993	Polieterimida	Morado	Esterilización por vapor
02215		Blanco	
02216		Rojo	
02217		Verde	
02218		Azul claro	
02219		Azul oscuro	
02220		Amarillo	
02221		Blanco	
02222		Rojo	
02223		Verde	
02224		Azul	
02225		Azul oscuro	
01902		Azul claro	
01903		Amarillo	
01904		Blanco	
01905		Naranja	
01912		Negro	
01956		Marrón	
01962		Azul oscuro	
01976		Rosa	
01977		Morado	

01978	Rosa
02226	Amarillo
01561	Amarillo
01562	Amarillo
01563	Amarillo
01564	Amarillo
01913	Blanco
01914	Rojo
01915	Verde
01916	Azul claro
01917	Naranja
01918	Negro
01919	Amarillo
01920	Blanco
01921	Rojo
01922	Verde
01923	Azul claro
01924	Naranja
01926	Amarillo
01927	Blanco
01928	Rojo
01929	Verde
01930	Azul claro
01931	Naranja
01932	Negro
01933	Amarillo
01934	Blanco
01935	Rojo
01936	Verde
01937	Azul claro
01938	Naranja
01939	Negro
01940	Amarillo
01958	Marrón
01959	Marrón
01960	Marrón
01961	Marrón
01965	Azul oscuro
01966	Azul oscuro
01967	Azul oscuro
01980	Rosa
01981	Morado
01982	Rosa
01983	Morado

01985	Morado	
01989	Morado	
PT0101	Blanco	
PT0102	Azul	
PT0103	Verde	
PT0104	Rojo	
PT0105	Amarillo	
PT0106	Morado	
PT0107	Naranja	
PT0109	Negro	
PT0114	Azul claro	
PT0201	Blanco	
PT0202	Azul	
PT0203	Verde	
PT0204	Rojo	
PT0205	Amarillo	
PT0206	Morado	
PT0207	Naranja	
PT0209	Negro	
PT0214	Azul claro	
PT0301	Blanco	
PT0302	Azul	
PT0303	Verde	
PT0304	Rojo	
PT0305	Amarillo	
PT0306	Morado	
PT0307	Naranja	
PT0309	Negro	
PT0314	Azul claro	
PT0401	Blanco	
PT0402	Azul	
PT0403	Verde	
PT0404	Rojo	
PT0405	Amarillo	
PT0406	Morado	
PT0407	Naranja	
PT0409	Negro	
PT0414	Azul claro	
PT0501	Blanco	
PT0502	Azul	
PT0503	Verde	
PT0504	Rojo	
PT0505	Amarillo	
PT0506	Morado	

EO, baja temperatura, vapor

PT0507		Naranja
PT0509		Negro
PT0514		Azul claro
PT0601		Blanco
PT0602		Azul
PT0603		Verde
PT0604		Rojo
PT0605		Amarillo
PT0606		Morado
PT0607		Naranja
PT0609		Negro
PT0614		Azul claro
01444	1.4310 Acero inoxidable	Plateado
01445		
01452		
01453		
01520		
01588		
01590		

**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE STERIS**