

Biatain® med 3DFit Technology formar sig efter sårbotten, fyller ut hålrummet mellan sårbotten och förband samt reducerar ansamlingen av exsudat för att ge optimala sår-läkningsbetingelser

- Formar sig efter sårbotten
- Absorberar vertikalt
- Låser in exsudatet

Biatain®



Biatain

3DFit Technology fyller hålrummet och reducerar ansamlingen av exsudat



Formar sig efter sårbotten

Vid kontakt med exsudat anpassar sig skummet till sårbädden och minskar ansamling.



Absorberar vertikalt

Mikrokapillärer i skummet absorberar exsudatet vertikalt.



Låser in exsudatet

Exsudatet låses och hålls kvar, vilket minskar risken för läckage, och maceration av sårkanter och hud runt såret.



Produktuppbyggnad

Biatain är ett mjukt och formbart polyuretanskumförband med en semipermeabel, bakterie- och vattentät toppfilm. Biatain Non-Adhesive har avfasade kanter och Biatain Adhesive har en häftkant av hydrokolloid.

Användning

Biatain är indicerat till ett brett spektrum av måttligt till kraftigt vätskande sår, inklusive bensår, trycksår och icke-infekterade diabetiska fotsår, och kan användas på andra gradens brännskador, tagställen, postoperativa sår och skrapsår. Biatain Non-Adhesive är lämpligt i kombination med kompressionsterapi.

Biatain Adhesive



Art.nr	Storlek i cm	Antal/fp
334620	7,5x7,5	10
334200	12,5x12,5	10
334210	15x15	5
334230	18x18	5
334260	18x28	10
334830	17x17 Sakrum	5
334850	23x23 Sakrum	5
334880	19x20 Häl	5

Biatain Non-Adhesive



Art.nr	Storlek i cm	Antal/fp
361050	5x7	10
334100	10x10	10
334120	10x20	5
334130	15x15	5
334160	20x20	5

ONEMED

Coloplast sårläkningsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av OneMed Sverige AB
www.onemed.com

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast A/S, Høtvedvej 1, 3050 Humlebaek, Denmark

www.coloplast.se Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2020-04. Alla rättigheter förbehålls Coloplast A/S. PM-05596



Coloplast